

www.padyabteb.com

eztest
ELISA Kits

Anti-HCV Elisa^{plus} Test Kit
Infectious Disease ELISA Kits

REF: PT-EHC-502

IVD

- + کیت تشخیص ویروس هپاتیت C پادیاب طب
- + anti- HCV ELISA^{plus} پادیاب طب
- + کیت الایزا برای تشخیص آنتی‌بادی هپاتیت C

◀ مقدمه

قبل از انجام آزمایش بروشور کیت به طور کامل و با دقت مطالعه شود. از دستورالعمل‌های انجام آزمایش کیت پیروی کنید و آنها را تغییر ندهید. فقط با مراعات کامل این دستورالعمل‌ها می‌توان از نتایج اشتباه اجتناب کرده و از کیت anti- HCV ELISA^{plus} پادیاب طب عملکرد مطلوب را به دست آورد.

◀ هدف از استفاده

کیت anti- HCV ELISA^{plus} پادیاب طب یک آزمایش الایزا (ELISA)¹ به منظور شناسایی کیفی آنتی‌بادی‌های ضد ویروس‌های هپاتیت C در سرم یا پلاسمای انسان است. این آزمایش برای تشخیص خون‌های اهدایی و بیمار آن مربوط به عفونت با ویروس هپاتیت C در نظر گرفته شده است.

◀ خلاصه

ویروس هپاتیت C (HCV) یک ویروس دارای پوششش، یک RNA تک رشته‌ای با وزن مولکولی (۹/۵kb) و متعلق به خانواده فلاوی ویریده است. شش ژنوتیپ بزرگ و زیر گروه از این نوع HCV شناخته شده است. این ویروس در سال ۱۹۸۹ جداسازی شد، امروزه HCV به عنوان اصلی‌ترین عامل انتقال non-A و non-B هپاتیت‌ها شناخته می‌شود. بیماری به نوع حاد و مزمن طبقه‌بندی می‌شود، اگرچه بیشتر از ۵۰٪ مبتلایان به وخامت می‌رسند. پس از معرفی anti-HCV در سال ۱۹۹۰ که برنامه غربالگری در مورد خون‌های اهدایی اجرا گردید. شیوع این بیماری در کسانی که دریافت کننده خون هستند، بطور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافت.

1. Enzyme-linked immunosorbent assay .

نسل اول anti-HCV ELISA^{plus} حساسیت و اختصاصیت کمتری را نشان می‌داد و به وسیله پروتئین‌های نوترکیب کامل به ناحیه NS4(c100-3) از ژنوم HCV به عنوان آنتی ژن ساخته می‌شد.

در نسل دوم کیت‌ها، که آنتی ژن‌های نوترکیب ساختاری Core(c22) و غیر ساختاری NS3(c33c,c100-3) و NS4(c100-3,c200) را شامل می‌شد، استفاده گردید؛ که باعث پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در حساسیت و اختصاصیت کیت شد. مطالعات بالینی نشان می‌دهد که تعداد قابل ملاحظه‌ای از افراد مبتلا به HCV دارای آنتی بادی علیه NS5 غیرساختاری هستند.

در نسل سوم کیت‌ها از آنتی ژن NS5 علاوه بر NS3(c200)، NS4(c200) و Core(c22) استفاده شد. نسل سوم کیت‌ها حساسیت را افزایش و زمان بین آلودگی با HCV و ظهور آنتی بادی (دوره پنجره) را به ۶۰ روز کاهش داد.

کیت anti-HCV ELISA^{plus} پادیاب طب بر اساس اصول ساندریج دبل آنتی ژن الیزا استوار می‌باشد. در این روش تازه شناسایی HCV، امکان این که علاوه بر آنتی بادی‌های IgG، آنتی بادی‌های زود تشکیل شونده IgM و IgA نیز شناسایی شوند را فراهم می‌نماید. در نهایت این روش یا به حداقل رساندن واکنش‌های غیر اختصاصی که در روش‌های دیگر مشاهده شده بود. باعث افزایش اختصاصیت کیت شده است.

◀ اساس آزمایش

این کیت از دو مرحله انکوباسیون استفاده می‌کند، که چاهک‌های پلی استرینی پلیت توسط آنتی ژن‌های نوترکیب استخراج یافته از باکتری e.coli پوشیده شده است (recombinant core and NS3/4/5). در مدت انکوباسیون مرحله اول اگر آنتی بادی اختصاصی علیه HCV ظاهر شود، تشکیل کمپلکس ساندریج دبل آنتی ژن را موجب شده که در کف پلیت به دام می‌افتد. سپس برای حذف پروتئین‌های آزاد سرم چاهک‌ها شستشو می‌شوند. در مدت انکوباسیون دوم با افزودن

کوئز و گه HRP^۲ به محیط کمپلکس آنتی ژن - آنتی بادی - آنتی ژن، تشکیل می‌شود و با شستشوی دوم پروتئین‌های اضافی از محیط خارج می‌شوند. محلول‌های رنگزای^۳ بی‌رنگ توسط HRP کوئز و گه متصل شده هیدرولیز می‌شوند و محصول آبی رنگ تولید می‌کنند. پس از توقف واکنش با اسید سولفوریک، رنگ آبی به زرد تبدیل می‌شود. مقدار شدت رنگ که به ترتیب، متناسب با مقدار آنتی ژن به دام افتاده در چاهک و مقدار آن در نمونه است را می‌توان سنجید. چاهک‌های حاوی نمونه‌های منفی برای anti-HCV بی‌رنگ باقی می‌مانند.

◀ محتویات کیت

IVD فقط برای استفاده تشخیصی در خارج از بدن انسان
 معرف‌های موجود در این کیت حداکثر برای انجام آزمایش ۹۱ نمونه در یک سری آزمایش کافی است.

1- Microwell Plate (۹۶×۱ چاهک) ۱۲×۸ یا ۸×۱۲ چاهک در هر پلیت
 پلیت: هر چاهک حاوی آنتی‌ژن‌های نوترکیب HCV است. چاهک‌های استفاده نشده را همراه با رطوبت‌گیر در کیسه پلاستیکی زیپ دار که برای نگهداری آنها تدارک دیده شده قرار دهید و به ۲-۸ درجه سلسیوس برگردانید. پس از باز شدن، پایدار به مدت ۴ هفته در ۲-۸ درجه سلسیوس.

2- Negative Control (۱×۱ ml در هر ویال)

کنترل منفی: مایعی آبی رنگ در یک ویال با در پیچ سبز.
 بافر پایدار شده با پروتئین، آزمایش شده برای HCV آنتی بادی بدون واکنش.
 آماده مصرف پس از باز شدن، پایدار به مدت ۴ هفته در ۲-۸ درجه سلسیوس. (نگهدارنده 300 proclin™ ۱% / ۰)

۲. Horseradish peroxidase
 ۳. Chromogen solutions

3- Positive Control (1 × 1 ml در هر ویال)

کنترل مثبت: مایعی قرمز رنگ در یک ویال با در پیچ قرمز.
Anti-HCV آنتی بادی رقیق شده در بافر پایدار شده با پروتئین.
آماده مصرف پس از باز شدن، پایدار به مدت ۴ هفته در ۲-۸ درجه سلسیوس. (نگهدارنده 300 proclin™ ۱% / ۰)

4- HRP-Conjugate (1 × 12 ml در هر ویال)

HRP - کتروگه: مایعی قرمز رنگ در یک ویال سفید با در پیچ قرمز
آویدن HRP - نشاندار شده با پراکسیداز.
آماده مصرف پس از باز شدن، پایدار به مدت ۴ هفته در ۲-۸ درجه سلسیوس. (نگهدارنده 300 proclin™ ۱% / ۰)

5- BIOTIN-Conjugate (1 × 6 ml در هر ویال)

بیوتین کتروگه: مایعی آبی رنگ در یک ویال با در پیچ آبی.
آنتی ژن بیوتین HCV رقیق شده در بافر پایدار شده با پروتئین.
آماده مصرف پس از باز شدن، پایدار به مدت ۴ هفته در ۲-۸ درجه سلسیوس. (نگهدارنده 300 proclin™ ۱% / ۰)

6- Wash Buffer (2 × 25 ml در هر بطری)

بافر شستشو: مایعی بی رنگ در یک بطری با در پیچ سفید.
PH 7.4, 20×PBS
قبل از استفاده باید با آب مقطر / دیونیزه به نسبت ۱ به ۲۰ رقیق
شود. پس از رقیق سازی، پایدار به مدت یک هفته در دمای اتاق، یا به
مدت دو هفته در صورت نگهداری در ۲-۸ درجه سلسیوس.
قبل از استفاده رقیق کنید!
(پاک کننده Tween-20)

Chromogen Solution A -7 (۱×۶ ml در هر ویال)

محلول رنگزا A: مایعی بی رنگ در یک ویال سفید با در پیچ سبز، محلول پراکسید اوره. آماده مصرف پس از باز شدن، پایدار به مدت یک ماه در ۲-۸ درجه سلسیوس.

Chromogen Solution B -8 (۱×۶ ml در هر ویال)

محلول رنگزا B: مایعی بی رنگ در یک ویال سیاه با در پیچ سیاه، محلول TMB (محلول در اسید سیتریک)^۴ آماده مصرف پس از باز شدن پایدار به مدت ۴ هفته در ۲-۸ درجه سلسیوس.

Stop Solution -9 (۱×۶ ml در هر ویال)

محلول متوقف کننده واکنش: مایعی بی رنگ در یک ویال سفید رنگ با در پیچ زرد. محلول اسید سولفوریک رقیق شده ۰/۵ مولار (۰/۵M H₂SO₄). آماده مصرف پس از باز شدن پایدار به مدت ۴ هفته در ۲-۸ درجه سلسیوس.

10- کیسه پلاستیکی زیپدار: جهت نگهداری چاهک‌های استفاده نشده: یک عدد

11- بروشور کیت: یک عدد

12- برچسب مخصوص پلیت: ۳ برگ

جهت پوشاندن پلیت‌ها در مدت انکوباسیون و جلوگیری از تبخیر یا آلودگی چاهک‌ها.

^۴ Tetramethyl Banzidine

◀ مواد و وسایل لازم که در کیت موجود نمی‌باشند

آب مقطر یا دیونیزه تازه، دستکش یک بار مصرف و تایمر، ظروف زبانه مناسب برای مواد بالقوه آلوده شده سیستم توزیع کننده و یا پیت، سر سمپلر یک بار مصرف، دستمال جذب یا پارچه تمیز، انکوباتور خشک یا بن ماری 37 ± 0.5 درجه سلسیوس، خوانشگر پلیت با یک طول موج 450 نانومتر یا با دو طول موج $450/630$ نانومتر، سیستم آسپیراسیون / شستشوی چاهک.

◀ جمع آوری، حمل و نقل و نگهداری نمونه

1- جمع آوری نمونه: آمادگی خاصی برای بیمار لازم نیست. نمونه را بر اساس روال عادی آزمایشگاه جمع آوری کنید. از نمونه‌های تازه سرم یا پلاسما می‌توان برای این آزمایش استفاده کرد. باید اجازه داد که خون گرفته شده از ورید به طور طبیعی و کامل لخته شود. سرم / پلاسما از لخته باید حتی‌الامکان هر چه زودتر جدا شود تا از همولیز شدن گلبول‌های قرمز اجتناب گردد. برای اطمینان از این که نمونه‌های سرم شفاف و بدون آلودگی میکروبی هستند، باید توجه لازم را به کار برد. هرگونه ذرات قابل رؤیت در نمونه را باید با سانتریفیوژ کردن با دور 3000 در دقیقه (RPM) به مدت 20 دقیقه در دمای اتاق یا با فیلتراسیون برطرف کرد.

2- نمونه‌های پلاسما جمع آوری شده در EDTA، سیترات سدیم یا هپارین را می‌توان مورد آزمایش قرار داد، اما از نمونه‌های به شدت لیپمیک، ایکتریک، یا همولیتیک نباید استفاده شود، زیرا این نمونه‌ها می‌توانند در آزمایش نتایج کاذب بدهند. نمونه‌ها را توسط حرارت غیر فعال^۵ نکنید. این کار می‌تواند باعث افت آنتی‌بادی‌های مورد نظر گردد. از نمونه‌های با آلودگی میکروبی قابل رؤیت هرگز نباید استفاده شود.

3- کیت anti-HCV ELISA^{plus} پادیاب طب فقط برای آزمایش کردن نمونه‌های انفرادی سرم یا پلاسما در نظر گرفته شده است. از این کیت برای آزمایش کردن نمونه‌های جسد، بزاق، ادرار یا سایر مایعات بدن یا خون مخلوط^۶ استفاده نکنید.

4- حمل و نقل و نگهداری: نمونه‌ها را در ۸-۲ درجه سلسیوس نگهداری کنید. اگر لازم نیست که آزمایش نمونه‌ها در عرض یک هفته انجام شود، باید آنها را به صورت فریز شده (۲۰- درجه سلسیوس یا کمتر) نگهداری کرد. از خوب - فریز کردن مکرر نمونه‌ها باید پرهیز شود. جهت ارسال، نمونه‌ها باید مطابق با مقررات محلی و بین‌المللی موجود برای حمل و نقل نمونه‌های بالینی و عوامل اتولوژیک بسته‌بندی و برچسب‌گذاری شوند.

◀ نگهداری و پایداری

در صورت نگهداری در ۸-۲ درجه سلسیوس محتویات کیت تا تاریخ انقضای نوشته شده بر روی برچسب و جعبه پایدار خواهند بود. از فریز کردن خودداری کنید. برای این که از حداکثر عملکرد کیت anti-HCV ELISA^{plus} پادیاب طب مطمئن شوید، در مدت نگهداری معرف‌ها را از آلودگی میکروبی یا شیمیایی محافظت کنید.

◀ احتیاط و ایمنی

فقط توسط افراد حرفه‌ای صلاحیت‌دار استفاده شود.

آزمایش‌های الایزابه زمان و دما حساس هستند. برای پرهیز از ایجاد نتایج اشتباه، دقیقاً از مراحل روش آزمایش بدون اعمال تغییر پیروی کنید.

1- معرف‌های مربوط به شماره ساخت‌های مختلف را با یکدیگر عوض نکنید و از معرف‌های کیت‌های تجاری دیگر استفاده ننمایید. محتویات این کیت دقیقاً برای اجرای آزمایش به نحو مطلوب، فراهم شده‌اند.

2- مطمئن شوید که تمام معرف‌ها بر اساس آنچه بر روی جعبه کیت و برای یک شماره ساخت بیان شده، معتبر هستند. هرگز از معرف‌ها بعد از تاریخ انقضایی که بر روی چسب‌ها یا جعبه‌ها بیان شده استفاده نکنید.

- 3- **توجه - مرحله مهم:** اجازه دهید معرفها و نمونهها قبل از استفاده به دمای اتاق (۳۰-۱۸ درجه سلسیوس) برسند. معرفها را قبل استفاده به آرامی تکان دهید. پس از استفاده فوراً به ۸-۲ درجه سلسیوس بازگردانید.
- 4- **آنگونه که در مراحل روش آزمایش بیان شده است، فقط از حجم کافی نمونه استفاده کنید زیرا در غیر این صورت از حساسیت آزمایش کاسته خواهد شد.**
- 5- **کف خارجی چاهکها را با دست لمس نکنید، اثر انگشت یا خراش می‌تواند در خواندن نتایج اختلال ایجاد نماید. در هنگام خواندن نتایج، از خشک بودن کف پلیت و فقدان حبابهای هوا در داخل چاهکها اطمینان حاصل نمایید.**
- 6- **هرگز نگذارید چاهکها بعد از مرحله شستشو خشک شوند. فوراً مرحله بعدی را آغاز کنید. موقع افزودن معرفها از تشکیل حبابهای هوا اجتناب کنید.**
- 7- **از وقفه‌های طولانی مدت در مراحل آزمایش اجتناب کنید. از یکسان بودن شرایط کاری برای همه چاهکها اطمینان حاصل کنید.**
- 8- **پیپت‌ها را در زمانهای مشخص کالیبر کنید، تا از درستی حجم نمونه‌ها / معرفهایی که توزیع می‌کنید مطمئن شوید. از سر سمپلرهای جداگانه یک بار مصرف برای هر نمونه و معرفها استفاده کنید تا از آلودگی‌های متقاطع جلوگیری شود.**
- 9- **مطمئن شوید که دمای انکوباسیون در داخل انکوباتور ۳۷ درجه سلسیوس است.**
- 10- **هنگام افزودن نمونه‌ها، سر سمپلر با ته چاهک تماس پیدا نکند.**
- 11- **هنگام سنجش با خوانشگر پلیت، جذب را در ۴۵۰ نانومتر یا در ۶۳۰ / ۴۵۰ نانومتر به دست آورید.**
- 12- **فعالیت آنزیمی HRP، کتروگه ممکن است تحت تأثیر گرد و غبار و مواد شیمیایی فعال و موادی مثل هیپوکلریت سدیم، اسیدها، قلیاها و**

غیره قرار گیرد. آزمایش را در حضور این مواد انجام ندهید.

13- اگر از دستگاه تمام اتوماتیک استفاده می‌کنید، طی انکوباسیون پلیت‌ها را با برچسب مخصوص پلیت نپوشانید. همچنین می‌توان بعد از شستشو از خارج کردن ذرات باقیمانده داخل پلیت به وسیله ضربه آرام صرف نظر کرد.

14- همه نمونه‌های با منشأ انسانی باید بالقوه عفونی در نظر گرفته شوند. پیروی دقیق از مقررات GLP^۷ می‌تواند موجب اطمینان از ایمنی فردی شود.

15- هشدار: ممکن است در تهیه کنترل منفی کیت از موادی با منشأ انسانی استفاده شده باشد. این مواد با کیت‌های آزمایشگاهی دارای عملکرد قابل قبول آزمایش شده و برای آنتی‌بادی‌های HCV، HIV1/2، TP و HBsAg منفی بوده‌اند. اما، هیچ روش آنالیتیکی وجود ندارد که بتواند از فقدان کامل عوامل عفونی در نمونه‌ها یا معرف‌ها اطمینان دهد. بنابراین، با معرف‌ها و نمونه‌ها همچون انتقال دهنده بیماری‌های عفونی و با احتیاط بسیار رفتار کنید. سرم‌های گرفته شده از گاو برای پایدار کردن کنترل‌های مثبت و منفی استفاده شده‌اند. آلبومین سرم گاوی (BSA)^۸ و سرم‌های جنین گوساله (FCS)^۹ از حیواناتی از مناطق جغرافیایی BSE/TSE free^{۱۰} گرفته شده‌اند.

16- هرگز در آزمایشگاه چیزی نخورید، نیاشامید، سیگار نکشید و لوازم آرایش به کار نبرید. هرگز محلول‌ها را با دهان پیت نکنید.

17- باید با مواد شیمیایی فقط مطابق با مقررات جاری GLP و مقررات محلی یا ملی رفتار کرده و آنها را دفع کرد.

18- قبل از هر اقدام بیشتر جهت دفع، برای آلودگی زدایی سرمپلرها، ویال‌ها، نوارها و ظروف نمونه را جمع‌آوری کرده و حداقل به مدت دو ساعت در ۱۲۱ درجه سلسیوس اتوکلاو کرد یا به مدت

۷. Good laboratory practice .

۸. Bovine serum Albumin .

۹. Fetal Calf Sera .

۱۰. Bovine Spongiform Encephalopathy/Transmissible Spongiform Encephalopathy . free-geographical areas

۳۰ دقیقه در هیپوکلریت سدیم ۱۰٪ قرار داد. محلول‌های حاوی هیپوکلریت سدیم هرگز نباید اتوکلاو شوند. در صورت درخواست، برگه اطلاعات ایمنی مواد (MSDS) ^{۱۱} در دسترس خواهد بود.

19- برخی از معرف‌ها به صورت مواد خام ممکن است سمی، التهاب‌زا یا سوزاننده بوده یا اثر سرطان‌زایی داشته باشند. از تماس پوست و مخاط با این معرف‌ها و نیز دیگر معرف‌ها اجتناب شود.

20- محلول متوقف‌کننده واکنش H_2SO_4 ۰/۵ M یک اسید است. با احتیاط از آن استفاده کنید. در صورت تماس با پوست و چشم‌ها آن را با آب شستشو دهید.

21- Proclin 300 (۱٪ / ۰٪) که به عنوان نگهدارنده استفاده شده است، می‌تواند باعث حساسیت پوستی شود. در صورت تماس با پوست و چشم‌ها آن را با آب شستشو دهید.

22- نشانه‌های ناپایداری (افت) معرف‌ها: خارج شدن مقادیر کنترل‌های مثبت یا منفی از دامنه کنترل کیفیت بیان شده، نشانه احتمال افت معرف‌ها و یا خطای فرد آزمایش‌کننده یا تجهیزات است. در چنین مواردی، باید نتایج را نامعتبر در نظر گرفت و باید نمونه‌ها را دوباره آزمایش کرد. در صورتی که همچنان نتایج اشتباه بدست آید و علت آن افت یا ناپایداری معرف‌ها باشد، معرف‌ها را با معرف جدید فوراً جایگزین کنید یا برای مساعدت بیشتر با پشتیبان فنی پادیاپ طب تماس بگیرید.



Xi

ProClin™ 300
S phrases:
S26-28-36/37/39-45- 60-61
R phrases: 43



در آزمایشگاه از خوردن و آشامیدن خودداری کنید



خطر زیستی



لباس محافظت‌کننده بپوشید
محافظ چشم بپوشید

◀ روش آزمایش

آماده سازی معرفها: اجازه دهید معرفها به دمای اتاق (۳۰-۱۸ درجه سلسیوس) برسند. بافر شستشوی غلیظ را از نظر وجود کریستال نمک بررسی کنید. در صورت وجود کریستال با گرم کردن در ۳۷ درجه سلسیوس آنها را حل کنید. بافر شستشو (20X) را چنانکه در قسمت روش شستشو نوشته شده رقیق کنید. برای رقیق کردن بافر از آب مقطر یا دیونیزه و فقط از ظروف تمیز استفاده کنید. سایر معرفها آماده مصرف هستند.

• **مرحله ۱** آماده سازی: سه چاهک برای کنترل منفی (B1, C1, D1) دو چاهک برای کنترل مثبت (مثلاً E1 و F1) و یکی برای بلانک (مثلاً A1 که نمونه‌ها و HRP - کتزوگه نباید به چاهک بلانک اضافه شوند) در نظر بگیرید.

• **مرحله ۲** افزودن بیوتین - کتزوگه: ۵۰ میکرولیتر از بیوتین کتزوگه را به همه چاهکها بجز بلانک اضافه کنید.

• **مرحله ۳** افزودن نمونه: ۵۰ میکرولیتر از کنترل مثبت، کنترل منفی و نمونه را به داخل چاهکهای مربوطه بجز بلانک اضافه کنید.

+ **توجه:** برای هر نمونه، کنترل منفی و کنترل مثبت از سر سمپلرها جداگانه یک بار مصرف استفاده کنید تا از آلودگی متقاطع جلوگیری شود. به آرامی با ضربه زدن آهسته به پلیت مخلوط کنید.

• **مرحله ۴** انکوبه کردن: پلیت را برچسب مخصوص پلیت پوشانده و به مدت ۶ دقیقه در ۳۷ درجه سلسیوس انکوبه کنید.

• **مرحله ۵** شستشو: در پایان انکوباسیون، برچسب پلیت را برداشته و دور بیاندازید. هر چاهک را ۵ بار با بافر شستشوی رقیق شده بشویید. هر بار بگذارید محلول شستشو ۶۰-۳۰ ثانیه در چاهک باقی بماند. پس از آخرین دور شستشو، پلیت را بر روی کاغذ خشککن یا پارچه تمیز برگردانید و با ضربه آرام ذرات باقیمانده را خارج کنید.

• **مرحله ۶** افزودن HRP – کتزوگه: ۱۰۰ میکرولیتر از HRP – کتزوگه را به همه چاهک‌ها به غیر از چاهک بلانک اضافه نمایید. به آرامی با ضربه زدن آهسته به پلیت مخلوط کنید.

• **مرحله ۷** انکوبه کردن: پلیت را با برچسب مخصوص پلیت پوشانده و به مدت ۳۰ دقیقه در ۳۷ درجه سلسیوس انکوبه کنید.

• **مرحله ۸** شستشو: در پایان انکوباسیون، برچسب پلیت را برداشته و دور بیاندازید. هر چاهک را ۵ بار با بافر شستشوی رقیق شده بشویید. هر بار بگذارید محلول شستشو ۶۰-۳۰ ثانیه در چاهک باقی بماند. پس از آخرین دور شستشو، پلیت را بر روی کاغذ خشک کن یا پارچه تمیز برگردانید و با ضربه آرام ذرات باقیمانده را خارج کنید.

• **مرحله ۹** ایجاد رنگ: ۵۰ میکرولیتر از محلول رنگزای A و ۵۰ میکرولیتر از محلول رنگزای B را به داخل همه چاهک‌ها و حتی بلانک اضافه نمایید. پلیت را به مدت ۳۰ دقیقه در ۳۷ درجه سلسیوس به دور از نور انکوبه کنید. در چاهک‌های کنترل مثبت و نمونه مثبت anti-HCV، واکنش آنزیمی بین محلول‌های رنگزا و HRP – کتزوگه رنگ آبی ایجاد می‌کند.

• **مرحله ۱۰** متوقف کردن واکنش: ۵۰ میکرولیتر از محلول متوقف کننده واکنش را به همه چاهک‌ها اضافه نمایید و به آرامی مخلوط کنید. در چاهک‌های کنترل مثبت و نمونه مثبت anti-HCV رنگ زرد پر رنگ ظاهر می‌شود.

• **مرحله ۱۱** سنجش جذب: خوانشگر پلیت را با چاهک بلانک کالیبر کنید و جذب را در ۴۵۰ نانومتر بخوانید. اگر از دستگاه دو فیلتری استفاده می‌شود، طول موج فرانس را در ۶۳۰ نانومتر تنظیم کنید. مقدار Cut-off را محاسبه و نتایج را ارزیابی کنید.

+ توجه: جذب را در عرض ۱۰ دقیقه پس از توقف واکنش بخوانید.

« روش شستشو

- 1- برای دستیابی به اطلاعات آنالیتیک درست و دقیق شستشوی مناسب ضروری است.
- 2- بنابر این، توصیه می‌شود از یک دستگاه شستشو دهنده پلیت الایزا با کیفیت خوب استفاده کنید که از نظر عملکرد شستشو به بهترین صورت نگهداری شده باشد. به طور کلی، برای اجتناب از واکنش‌های مثبت کاذب و رنگ زیاد زمینه حداقل شستشوی ۵ مرتبه با Soak Time بین ۳۰ تا ۶۰ ثانیه توصیه می‌گردد.
- 3- بعد از انکوباسیون برای جلوگیری از آلودگی‌های متقاطع پلیت با نمونه‌ها یا HRP - کتروگه، محتویات چاهک‌ها را دور نریزید، بلکه اجازه دهید شستشو کننده پلیت به طور اتوماتیک آنها را آسپیره کند.
- 4- مطمئن شوید که کانال‌های توزیع کننده مایع در شستشو کننده پلیت، گرفتگی یا آلودگی ندارند و حجم کافی از بافر شستشو هر بار در چاهک‌ها ریخته می‌شود.
- 5- در روش شستشوی دستی پیشنهاد می‌کنیم که ۵ دور شستشو با ۵ بار توزیع ۴۰۰-۳۵۰ میکرولیتر در چاهک و آسپیره کردن مایع انجام شود. اگر نتایج خوبی به دست نیامد (بالا بودن رنگ زمینه)، تعداد دورهای شستشو با مدت باقی ماندن محلول شستشو در چاهک را افزایش دهید.
- 6- در هر صورت، قبل از آن که مایع آسپیره شده از چاهک‌ها به روشی مناسب دفع شود، باید در یک محلول هیپوکلریت سدیم در غلظت نهایی ۲/۵٪ به مدت ۲۴ ساعت قرار گیرد.
- 7- بافر شستشوی غلیظ را قبل از استفاده باید نسبت ۱:۲۰ رقیق کرد. اگر از همه پلیت استفاده نمی‌کنید، حجم متناسبی از محلول را تهیه کنید.

◀ ارزیابی کیفیت و محاسبه نتایج

بدون در نظر گرفتن تعداد پلیت‌هایی که همزمان در آزمایش مورد استفاده قرار گرفته‌اند، هنگام محاسبه و تفسیر نتایج آزمایش باید هر پلیت را به طور جداگانه در نظر گرفت. نتایج با محاسبه نسبت مقدار جذب^{۱۲} (A) هر نمونه به مقدار Cut-off (C.O.) پلیت به دست می‌آیند. اگر خواندن Cut-off بر اساس خوانشگر پلیت یک فیلتری شده، در محاسبه نتایج، مقدار جذب چاهک بلانک را باید از مقادیر گزارش چایی نمونه‌ها و کنترل‌ها کم کرد.

$$\text{Cut-off (C.O.)} = \text{Nc} + 0.12$$

مقدار میانگین جذب سه کنترل منفی = Nc

• **ارزیابی کیفیت (معتبرسازی آزمایش):** نتایج آزمایش در صورتی معتبر هستند که معیارهای ارزیابی کیفیت برآورده شده باشند. توصیه شده است که هر آزمایشگاه باید با مواد ارزیابی کیفیت (مواد کنترل) شبیه یا همانند با نمونه مورد آزمایش بیمار، سیستم ارزیابی کیفیت مناسبی را برقرار کند.

+ مقدار جذب چاهک بلانک که فقط حاوی رنگزا و محلول متوقف کننده واکنش است، باید در ۴۵۰ نانومتر کوچکتر از ۰/۰۸۰ باشد.

+ مقادیر جذب کنترل مثبت در ۶۳۰ / ۴۵۰ نانومتر باید بزرگتر یا مساوی از ۰/۸۰۰ باشند.

+ مقادیر جذب کنترل منفی در ۶۳۰ / ۴۵۰ نانومتر باید کوچکتر از ۰/۱۰۰ باشند.

اگر یکی از مقادیر جذب کنترل منفی معیارهای ارزیابی کیفیت را برآورده نکند، باید آن مقدار را کنار گذاشت و مقدار میانگین را بار

دیگر با استفاده از دو مقدار باقی‌مانده محاسبه کرد. اگر بیش از یکی مقادیر جذب کنترل منفی ویژگی‌های دامنه ارزیابی کیفیت را برآورده نکند، آزمایش نامعتبر است و باید تکرار شود.

+ مثال:

1- ارزیابی کیفیت

مقدار جذب چاهک بلانک: $A1 = 0/025$ در 450 نانومتر

+ توجه: کم کردن مقدار جذب چاهک بلانک فقط هنگام خواندن با یک فیلتر در 450 نانومتر الزامی است.

D1	C1	B1	شماره چاهک:
0/016	0/012	0/020	مقادیر جذب کنترل منفی پس از کم کردن مقدار جذب چاهک بلانک:
	F1	E1	شماره چاهک:
	2/369	2/421	مقادیر جذب کنترل مثبت پس از کم کردن مقدار جذب چاهک بلانک:
همه مقادیر کنترل در دامنه ارزیابی کیفیت بیان شده هستند			
2- محاسبه NC: $(0/020 + 0/012 + 0/016) \div 3 = 0/016$			
3- محاسبه Cut-off: $(C.O.) = 0/016 + 0/12 = 0/136$			

◀ تفسیر نتایج

- نتایج منفی ($A/C.O < 1$): نمونه‌هایی که جذب آنها کمتر از مقدار Cut-off باشد، در این آزمایش منفی هستند، که نشان می‌دهد که هیچ آنتی بادی HCV با HCV ELISA^{plus} anti-HCV شناسایی نشده‌اند، بنابراین بیمار احتمالاً با HCV آلوده نشده است و واحد خونی حاوی آنتی‌بادی‌های HCV نیست.

- نتایج مثبت ($A/C.O \geq 1$): نمونه‌هایی که جذب آنها مساوی یا بیشتر از مقدار Cut-off دارای واکنش اولیه^{۱۳} در نظر گرفته می‌شوند، که نشان می‌دهد آنتی بادی‌های HCV توسط کیت پادیاپ طب شناسایی شده است. قبل از تفسیر آخر نتایج آزمایش همه نمونه‌های دارای واکنش اولیه باید دوباره به صورت دو تایی با کیت anti-HCV ELISA^{plus} پادیاپ طب آزمایش شوند. با کیت anti-HCV ELISA^{plus} پادیاپ طب نمونه‌های دارای واکنش مکرر^{۱۴} می‌توانند برای آنتی‌بادی‌های ویروس هپاتیت C مثبت در نظر گرفته شوند.

- بینابین^{۱۵} ($A/CO = 0.9-1.1$) نمونه‌های با نسبت جذب به Cut-off بین ۰/۹ و ۱/۱ بینابین در نظر گرفته می‌شوند و انجام آزمایش دوباره این نمونه‌ها به صورت دوتایی برای تایید نتایج اولیه الزامی است.


انجام آزمایش‌های پیگیری، تاییدی و تکمیلی برای هر نمونه مثبت با سیستم آنالیتیک دیگر مانند (PCR, RIBA) الزامی است. تشخیص بالینی نباید بر اساس تنها یک نتیجه آزمایش بنا شود. اطلاعات و یافته‌های بالینی و آزمایشگاهی دیگر باید کامل شوند.

۱۳ . Initially reactive

۱۴ . Repeatedly reactive

۱۵ . Borderline

تفسیر نتایج اولیه و پیگیری همه نمونه‌های دارای واکنش اولیه یا بینابین



Ind = Non interpretable

اگر پس از دوباره آزمایش کردن نمونه‌های دارای واکنش اولیه، نتایج هر دو چاهک منفی ($A/C.O < 0.9$) باشند، این نمونه‌ها باید به عنوان مثبت تکرار ناپذیر^{۱۶} (یا مثبت کاذب) در نظر گرفته شوند و به عنوان منفی ثبت شوند. همچون بسیاری از آزمایش‌های الیزای خیلی حساس، نتایج مثبت کاذب می‌تواند به دلایل مختلف رخ دهد که نه در همه موارد، ولی بیشتر مربوط به ناکافی بودن مرحله شستشو است. برای اطلاع بیشتر راجع به رفع مشکلات الیزای پادیاب طب، لطفاً به راهنمای الیزاها و رفع مشکلات پادیاب طب مراجعه فرمایید.

اگر پس از دوباره آزمایش کردن به صورت دوتایی، نتایج یک یا هر دو چاهک مثبت بود، نتیجه آخر از این آزمایش الیزا باید به عنوان دارای واکنش مکرر ثبت شود. نمونه‌های دارای واکنش مکرر برای ویروس هپاتیت می‌توانند مثبت در نظر گرفته شوند و بنابراین بیمار احتمالاً عفونت با HCV را دارد.

پس از دوباره آزمایش کردن به صورت دوتایی، نمونه‌های با مقادیر نزدیک به مقدار Cut-off باید با احتیاط تفسیر شوند و به عنوان نمونه منطقه بینابین، یا در زمان انجام آزمایش غیر قابل تفسیر^{۱۷} در نظر گرفته شوند.

Non - repeatable positive . ۱۶
Uninterpretable . ۱۷

◀ ویژگی‌های عملکردی

مطالعه انجام شده برای ارزیابی توسط (PEI) Paul-Ehrlich Institute German Red Cross, Institute Baden-Wurttemberg-Hessen و Sanquin Bloedrooziening و ۶ مرکز بانک خون و بیمارستانی در چین، ویژگی‌های عملکردی کیت anti-HCV ELISA پادیاب طب را به صورت زیر نشان داد:

- اختصاصیت تشخیصی: ارزیابی به عمل آمده بر روی تعداد ۵۰۸۳ اهداکننده اروپایی اختصاصیت تشخیصی %۹۹/۹۶ را نشان داد. در اهداکنندگان چینی (تعداد = ۱۵۹۹۷) میزان اختصاصیت %۹۹/۹۷ بوده است.

- اختصاصیت آنالیتیکی: تعداد ۲۱۰ نمونه بیمار از بیمارستانی در مرکز German Red Cross Institute Baden – Wurttemberg – Hessen مورد ارزیابی قرار گرفتند. همه نمونه‌ها با روش‌های رفرانس منفی گزارش شده بودند. از تعداد کل، شش نمونه در ابتدا مثبت شدند که در تکرار مجدد بصورت ذیل، یکی از آنها مجدداً مثبت گزارش گردید. در هیچ کدام از نمونه‌ها آنتی‌بادی علیه HCV در مقایسه با تست‌های تاییدی دیده نشد. (innogenetics INN-LIA HCV)

۱۰۰ نمونه با پتانسیل واکنش‌های تداخلی مورد ارزیابی قرار گرفتند، که هیچ کدام از آنها با کیت anti-HCV ELISA پادیاب طب واکنشی نداشتند.

در نمونه‌های با فاکتور روماتوئیدی بالا و نمونه‌های خانم‌های باردار هیچگونه واکنش تداخلی مشاهده نگردید. در نمونه‌های فریز شده و نمونه‌های اخذ شده روزانه هیچ تداخلی مشاهده نگردید.

- حساسیت: در ارزیابی به عمل آمده در مرکز Paul-Ehrlich-institute (PEI) که برای حساسیت کیت anti-HCV ELISA پادیاب طب صورت پذیرفت، تعداد ۳۹۷ نمونه سرم و پلاسما مثبت از نظر آنتی‌بادی علیه HCV مورد ارزیابی قرار گرفتند که ۲۰۰ نمونه آن از ژنوتیپ‌های

فراگیر انتخاب شده بود. نتایج تمام نمونه‌های در این ارزیابی کیت مثبت ارزیابی شده بود.

همچنین تعداد ۳۳ پانل seroconversion در ارزیابی حساسیت و به طور همزمان با سایر کیت‌های دارای نشان CE اتحادیه اروپا، مورد استفاده قرار گرفت.

◀ محدودیت‌ها

1- نتایج مثبت باید با روش در دسترس دیگر تایید و با در نظر گرفتن اطلاعات بالینی بیمار تفسیر شوند.

2- ممکن است در مرحله اولیه بیماری آنتی بادی‌ها قابل شناسایی نباشند. بنابراین نتایج منفی بدست آمده با کیت anti-HCV ELISA^{plus} پادیاپ طب فقط نشانه این است که نمونه حاوی آنتی بادی موثر نمی‌باشد و نباید هر نتیجه منفی به عنوان گواه قطعی بر عدم ابتلا فرد با ویروس هپاتیت C در نظر گرفته شود.

3- اگر پس از دوباره آزمایش کردن نمونه‌های دارای واکنش اولیه، نتایج آزمایش منفی باشند، این نمونه‌ها باید به عنوان تکرار ناپذیر (مثبت کاذب) در نظر گرفته شوند و به عنوان منفی تفسیر گردند. همچون بسیاری از آزمایش‌های الیזای خیلی حساس، نتایج مثبت کاذب می‌تواند به دلایل مختلف رخ دهد، که نه در همه موارد ولی بیشتر مربوط به ناکافی بودن مرحله شستشو است. برای اطلاع بیشتر راجع به رفع مشکلات الیזای پادیاپ طب، لطفاً به راهنمای الیزاها و رفع مشکلات پادیاپ طب مراجعه فرمایید، یا برای مساعدت بیشتر با پشتیبان فنی پادیاپ طب تماس بگیرید.

4- رایج‌ترین اشتباهات در آزمایش عبارتند از: استفاده از کیت‌های تاریخ گذشته، روش‌های شستشوی نادرست، معرف‌های آلوده شده، اشکال در مراحل روش آزمایش، ناکافی بودن اسپیراسیون هنگام شستشو، اشکال در افزودن نمونه‌ها یا معرف‌ها، درست کار نکردن با تجهیزات آزمایشگاهی، خطا در زمان بندی، استفاده از نمونه‌های با

همولیز شدید یا نمونه‌های دارای فیبرین، نمونه‌های سرمی از لخته ناکامل.

- 5-** شیوع مارکر بر ارزش‌های پیشگویی آزمایش اثر خواهد داشت.
- 6-** این کیت را برای آزمایش کردن پلاسما مخلوط نمی‌توان مورد استفاده قرار داد. کیت anti-HCV ELISA^{plus} پادیاب طب فقط با نمونه‌های انفرادی سرم پلاسما ارزیابی شده است.
- 7-** کیت anti-HCV ELISA^{plus} پادیاب طب یک آزمایش کیفی است و نتایج را نمی‌توان برای سنجش غلظت آنتی‌بادی‌های مورد استفاده قرار داد.

◀ مراجع

- 1-Alter HJ. (1987) You will wonder where the yellow went. A 15 – year retrospective of posttransfusion hepatitis. In Moore SB, ed. Transfusion – Transmitted.
- 2-Alter HJ., PurcellRH, Holland PV, et al (1987) Transmissible agent in non – A , non – B hepatitis, Lancetl:459-463.
- 3-Choo Q-L, Weiner, AI, Overby LR, Kuo G, Houghton M. (1990) Hepatitis C Virus; the major causative agent of viral nano, non – B hepatitis. Br Med Bull 46:423-441.
- 4-Engval E, Perlmann P. (1971) Enzyme linked immunosorbent assay (ELISA): qualitative assay of igG. Immunochemistry 8:871-874.

◀ خلاصه محتویات اصلی کیت

- از این خلاصه فقط به عنوان اشاره‌ای به محتویات کیت استفاده کنید و هنگام انجام آزمایش همیشه از صفحه مربوط به روش پیروی نمایید.
- + توجه:** محتویات هر کیت با محتویات شماره ساخت‌های دیگر قابل تعویض نیست.

یک عدد	Microwell Plate	پلیت	۱
۱×۱ ml	Negative Control	کنترل منفی	۲
۱×۱ ml	Positive Control	کنترل مثبت	۳
۱×۱۲ ml	HRP-Conjugate	HRP کنژوگه	۴
۱×۶ ml	BIOTIN-Conjugate	بیوتین-کوژوگه	۵
۲×۲۵ ml	Wash Buffer	بافر شستشو	۶
۱×۶ ml	Chromogen Solution A	محلول رنگزای A	۷
۱×۶ ml	Chromogen Solution B	محلول رنگزای B	۸
۱×۶ ml	Stop Solution	محلول متوقف کننده واکنش	۹

◀ خلاصه روش آزمایش

از این خلاصه فقط به عنوان اشاره ای به عنوان آزمایش استفاده کنید و هنگام انجام آزمایش همیشه از صفحه مشروح همراه با جزئیات روش پیروی نمایید.

۵۰ میکرولیتر	افزودن بیوتین
۵۰ میکرولیتر	افزودن نمونه ها
۶۰ دقیقه - ۳۷ درجه	انکوبه کردن
۵ بار - ۳۰ تا ۶۰ ثانیه Soak Time	شستشو
۱۰۰ میکرولیتر	افزودن HRP - کنژوگه
۳۰ دقیقه - ۳۷ درجه	انکوبه کردن
۵ بار - ۳۰ تا ۶۰ ثانیه Soak Time	شستشو
۵۰ میکرولیتر A + ۵۰ میکرولیتر B	ایجاد رنگ
۳۰ دقیقه - ۳۷ درجه	انکوبه کردن
۵۰ میکرولیتر محلول متوقف کننده واکنش	توقف واکنش
۴۵۰ نانومتر یا ۶۳۰ / ۴۵۰ نانومتر	خواندن جذب

◀ مثالها از طرح توزیع کردن کنترلها / نمونهها

	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲
A	بلانک	نمونه ۳										
B	منفی										
C	منفی										
D	منفی											
E	مثبت											
F	مثبت											
G	نمونه ۱											
H	نمونه ۲											

◀ نمادها

وسيله تشخيص پزشکی خارج از بدن انسان



تاریخ انقضاء



محتویات کیت برای (تعداد) آزمایش



شماره کاتالوگ



شرایط نگهداری ۸-۲ درجه سلسیوس



شماره ساخت



دستور العمل استفاده



تولیدکننده



www.padyabteb.com



دفتر فروش و خدمات پس از فروش:

تهران . خیابان شهید بهشتی . خیابان بخارست (احمد فصیر) . کوچه ۶ . پلاک ۵ . واحد ۵
تلفن فروش: ۸ - ۳۷۷۷۵۵۳۱ (۰۲۶) داخلی ۱۶۰ خدمات پس از فروش: ۰۹۱۲۹۴۰۹۱۲۴

کارخانه:

شهرک صنعتی اشتهارد . بلوار ابوریحان بیرونی . بلوار غزالی غربی . خیابان لادن ۲
تلفن: ۸ - ۳۷۷۷۵۵۳۱ (۰۲۶) فکس: ۳۷۷۷۵۵۲۹ (۰۲۶)



eztest
ELISA Kits