

[www.padyabteb.com](http://www.padyabteb.com)

**eztest**  
ELISA Kits

**Ferritin**  
Anemia ELISA Kits

REF: PT-EFR-401

IVD

## ◀ مقدمه

مولکول فریتین از ۲۴ زنجیره پروتئینی تشکیل شده است که وزن مولکولی هر زنجیره D ۲۰۰۰۰ است. وظیفه اولیه فریتین ذخیره کردن آهن در بافت‌های بدن است که از همین طریق سلول‌ها را از اثرات سمی آهن غیر متصل محافظت می‌کند. فریتین با غلظت بالا در کبد، طحال و مغز استخوان وجود دارد. در بخش مرکزی ساختمان کروی هر مولکول فریتین ۴۵۰۰-۳۰۰۰ اتم آهن فریک ( $Fe^{3+}$ ) وجود دارد که تقریباً ۲۰ درصد آهن بدن را تشکیل می‌دهند. مقدار کمی فریتین در سرم وجود دارد که رابطه مستقیمی با ذخایر بافتی فریتین دارد. لذا از اندازه گیری فریتین سرم برای تعیین ذخایر آهن بدن استفاده می‌شود.

غلظت سرمی فریتین بازتابی از تغییرات ایجاد شده در مقدار آهن به علت سن و جنس است. اندازه گیری فریتین سرم در تشخیص کمبود و زیادی آهن بدن اهمیت دارد و از آن برای تشخیص کم خونی فقر آهن از سایر کم خونی با علل مختلف استفاده می‌شود. در موارد طبیعی مقدار متوسط در زمان تولد بالاست، که بتدریج در زمان طفولیت کاهش پیدا می‌کند تا اینکه در زمان بلوغ یک افزایش پیشرونده در ذخیره آهن در جنس مذکر دیده می‌شود که باعث بالا رفتن فریتین می‌شود. در جنس مونث در سنین باروری سطح فریتین کاهش پیدا می‌کند، که این حالت تا زمان یائسگی وجود دارد، بعد از آن سطح فریتین سرم افزایش پیدا می‌کند.

افزایش فریتین سرم در هموکروماتوز ارثی و سایر شرایط تجمع آهن نظیر تالاسمی‌ها رخ می‌دهد. افزایش ملایم فریتین در شرایط التهاب حاد ناشی از عفونت، جراحت یا تومور و بیماری‌های کبدی مشاهده می‌شود.

## ◀ اساس روش اندازه گیری

## ◀ محتویات کیت

ردیف	نام محصول	حجم/ تعداد
1	پلیت پوشانده شده با آنتی بادی مونوکلونال Anti-Ferritin (Anti Ferritin Coated plate)	1X96 test
2	محلول آنزیم کوئز و گه آماده مصرف (Ferritin Enzyme conjugate)	2X12 ml
	استاندارد در غلظت 0.0 ng/ml (Cal Ferri. 0.0ng/ml)	1X0.5 ml
	استاندارد در غلظت 10 ng/ml (Cal Ferri. 10 ng/ml)	1X0.5 ml
	استاندارد در غلظت 50 ng/ml (Cal Ferri. 10 ng/ml)	1X0.5 ml
3	استاندارد در غلظت 100 ng/ml (Cal Ferri. 100ng/ml)	1X0.5 ml
	استاندارد در غلظت 250 ng/ml (Cal Ferri. 250 ng/ml)	1X0.5 ml
	استاندارد در غلظت 500 ng/ml (Cal Ferri. 500ng/ml)	1X0.5 ml
	استاندارد در غلظت 1000 ng/ml (Cal Ferri. 1000 ng/ml)	1X0.5 ml
4	بافر شستشوی غلیظ 20X (Wash Buffer)	1X30ml
5	محلول سوبسترا - رنگزا آماده مصرف (Chrom Substrate)	1X11ml
6	محلول متوقف کننده (اسیدکلریدریک یک نرمال) (Stop Solution)	1X6ml
7	سرم کنترل به همراه نگهدارنده (Control serum)	2X0.5 ml
8	برچسب مخصوص پلیت	۱ عدد

این تست به کمک آنتی بادی مونوکلونال اختصاصی به روش ساندویچی طراحی شده است.

بدین گونه که یک آنتی بادی مونوکلونال Anti-Ferritin برای تثبیت بر روی فاز جامد و یک آنتی بادی Anti-Ferritin برای کوئز و گاسیون با آنزیم (HRP) مورد استفاده قرار گرفته است.

با افزودن نمونه سرم مولکول Ferritin با آنتی بادی های فوق واکنش داده و بین آنتی بادی متصل بر روی فاز جامد و آنتی بادی کوئز و گه با آنزیم ساندویچ می گردد.

پس از گذشت زمان انکوباسیون (۴۵ دقیقه) در دمای اتاق و شستشو چاهکها توسط محلول شستشو دهنده و اضافه کردن محلول سوبسترا و محلول رنگزا و انکوباسیون به مدت ۱۵ دقیقه رنگ آبی ظاهر می گردد. با اضافه کردن محلول متوقف کننده رنگ آبی به زرد تبدیل می شود. شدت رنگ در طول موج ۴۵۰ نانومتر اندازه گیری می گردد.

شدت رنگ رابطه مستقیم با غلظت Ferritin در نمونه دارد.

- + محلول شستشو، رنگزا و متوقف کننده در همه کیتها مشترک می باشند.
- + استانداردها در بافر حاوی نگهدارنده هستند که در مقابل استاندارد کیدی IRP 80/602WHO کالیبره شده اند.

## ◀ مواد و وسایل مورد نیاز که در کیت موجود نمی‌باشند

- 1- سمپلرهای ۲۰، ۵۰ و ۱۰۰ میکرولیتری
- 2- آب مقطر
- 3- دستگاه الیزا ریدر دارای فیلتر ۴۵۰ نانومتری و در صورت امکان ۶۳۰ نانومتری به عنوان فیلتر رفرنس
- 4- کاغذ جاذب رطوبت

## ◀ جمع آوری و آماده سازی نمونه

پس از جداسازی سرم از نمونه خون بیمار، نمونه را می‌توان به مدت ۴۸ ساعت در درمای  $8^{\circ}\text{C}$  -  $2^{\circ}\text{C}$  نگهداری شوند. جهت نگهداری طولانی‌تر، نمونه‌ها باید در دمای  $20^{\circ}\text{C}$  - نگهداری شوند. نمونه‌های ذوب شده باید قبل از آزمایش مخلوط شوند. بهتر است ترجیحاً از نمونه‌های با کدورت بالا، همولیز و لیپمیک استفاده نشود. در ضمن باید از فریز و ذوب مکرر نمونه‌ها (Freeze-Thaw) اجتناب گردد.

## ◀ نکات قابل توجه


- 1- کیت فقط جهت استفاده در آزمایشگاه تشخیصی کاربرد دارد.
  - 2- استفاده از نوک سمپلر یک بار مصرف برای هر نمونه جهت دقت و صحت بیشتر.
  - 3- شستشو چاهک‌ها به صورت کامل جهت نتیجه بهتر.
    - بررسی چاهک‌ها از نظر وجود حباب.
    - خارج کردن حباب از چاهک‌ها با زدن ضربه آهسته به پلیت.
  - 4- عدم ترکیب اجزاء کیت با سری ساخت متفاوت.
  - 5- جلوگیری از تعویض درب معرف‌ها.
  - 6- جلوگیری از تماس معرف به ویژه معرف حاوی اسیدکلریدریک با پوست (در صورت تماس با آب کافی شستشو داده شود).
  - 7- از استعمال دخانیات، خوردن و آشامیدن اجتناب شود.
  - 8- از پیپت کردن مواد با دهان پرهیز شود.
  - 9- از دستکش و کلاه مناسب استفاده شود.
- + جهت ساخت برخی از اجزای این کیت از سرم انسانی که از نظر HIV، HbsAg، HCV منفی می‌باشد، استفاده شده است.

## ◀ نگهداری کیت


- 1- کیت در یخچال در دمای  $8^{\circ}\text{C}$  -  $2^{\circ}\text{C}$  نگهداری شود.
- 2- میکروپلیت‌ها باید در کیسه در بسته به همراه نمگیر نگهداری شود.
- 3- مدت زمان پایداری کیت تا پایان تاریخ انقضا (یکسال از زمان تولید) نوشته شده بر روی برچسب کیت می‌باشد.
- 4- کیت باز شده حداقل به مدت ۲ ماه در دمای  $8^{\circ}\text{C}$  -  $2^{\circ}\text{C}$  پایدار خواهد بود.
- 5- محلول شستشوی رقیق شده به نسبت ۱ به ۲۰ به مدت یک هفته در دمای  $8^{\circ}\text{C}$  -  $2^{\circ}\text{C}$  قابل نگهداری و مصرف می‌باشد.

### ◀ روش انجام آزمایش

- 1- انتخاب تعداد چاهک‌های کوت شده برای استانداردها، کنترل و نمونه‌های بیمار بصورت دوتایی و قرار دادن مابقی چاهک‌ها در کیسه مخصوص به همراه نمگیر و بستن درب آن.
- 2-  $200 \mu\text{l}$  استانداردها، کنترل و نمونه‌ها به چاهک‌ها اضافه نمایید.



- 3-  $200 \mu\text{l}$  آنزیم کوئز و گه HRP به تمام چاهک‌ها اضافه نمایید.



- 4- پلیت را به مدت ۳۰ ثانیه به آرامی تکان دهید و سپس درب چاهک‌ها را با برچسب مخصوص پلیت پوشانده و ۴۵ دقیقه در دمای اتاق انکوبه کنید.
- 5- محتویات چاهک‌ها را خالی کنید و چاهک‌ها را ۵ بار با  $350 \mu\text{l}$  میکروولیتزر بافر شستشوی آماده شستشو دهید. سپس چاهک‌ها را وارونه کنید و همراه با تکان دادن خالی کنید و در انتهای شستشو با ضربات ملایم بر روی کاغذ جذب تمامی مایع موجود در چاهک‌ها را تخلیه نمایید.

### ◀ آماده سازی معرف‌ها

- 1- همه معرف‌ها باید قبل از استفاده به دمای اتاق ( $25-18$  درجه سانتی‌گراد) برسند.
- 2- تهیه محلول شستشو: برای تهیه محلول شستشوی آماده مصرف، یک حجم از بافر شستشو غلیظ (20X) را با ۱۹ حجم آب مقطر رقیق نمایید.

### ◀ نکته‌های مهم

- 1- توصیه می‌شود که بیشتر از ۳۲ چاهک در هر ران کاری استفاده نشود. اگر پلیت به صورت دستی انجام می‌گیرد، پلیت کردن همه استانداردها، نمونه‌ها، کنترل‌ها باید در ۵ دقیقه تمام شود. برای پلیت کردن کل پلیت ۹۶ تستی باید دستگاه اتوماتیک استفاده شود.
- 2- فرابند شستشو خیلی مهم است. شستشوی ناکافی باعث کاهش دقت و افزایش کاذب جذب می‌شود.
- 3- در مواردی که مقدار Ferritin نمونه بیش از  $1000 \text{ ng/ml}$  باشد، نمونه را با استاندارد صفر رقیق و سپس آزمایش را تکرار کنید.


### محاسبه نتایج

1- با استفاده از میانگین جذب نوری استاندارد‌ها (محور Y) و غلظت مشخص آنها (محور X) بر روی کاغذ میلی‌متری، منحنی استاندارد را رسم کنید.


2- میانگین جذب نوری برای هر نمونه را بدست آورده و روی محور Y جای آنرا پیدا کنید. سپس نقطه مذکور را توسط خطی به منحنی وصل کنید. از نقطه بدست آمده خطی عمود بر محور X وارد کنید تا نقطه تلاقی که نشان دهنده غلظت نمونه است، بدست آید.



6- ۱۰۰ μl از سوپسترای آماده مصرف به تمام چاهکها اضافه کنید و به مدت ۱۵ دقیقه در دمای اتاق و تاریکی انکوبه کنید.




7- ۵۰ μl از محلول متوقف کننده به همه چاهکها اضافه کنید. سپس جذب نوری هر چاهک را در طول موج ۴۵۰ نانومتر با دستگاه الیزا ریدر قرائت کنید (در صورت امکان از طول موج ۶۳۰ نانومتر به عنوان فیلتر رفرانس استفاده کنید). سنجش جذب نوری باید حداکثر تا ۱۵ دقیقه پس از انجام آزمایش انجام شود.



### راهنمای محاسبه

مقادیر جذب نوری ارائه شده در جدول ذیل تنها به عنوان راهنمایی آورده شده است و هر آزمایشگاهی باید برای هر بار آزمایش یک منحنی استاندارد جدید بدست آورد.



ردیف	مقدار استاندارد (ng/ml)	جذب نوری
۱	۰	۰/۰۲۵
۲	۱۰	۰/۰۸۲
۳	۵۰	۰/۳۵
۴	۱۰۰	۰/۷۱
۵	۲۵۰	۱/۸۳
۶	۵۰۰	۲/۴
۷	۱۰۰۰	۲/۹

### مقادیر طبیعی

دلیل اختلافات سنی، نژادی و رژیم تغذیه، نمی‌توان برای تمام جمعیت‌ها محدوده مرجع تعیین کرد. بنابراین هر آزمایشگاه باید محدوده مرجع خود را گزارش نماید. مقادیر طبیعی در سرم افراد نرمال که توسط آزمایشات مکرر به روش الیزا بدست آمده است به قرار زیر می‌باشد:

۲۰-۲۵۰ ng/ml	مردان بالغ
۱۰-۱۲۰ ng/ml	زنان بالغ
۷-۱۴۰ ng/ml	کودکان ۶ ماه الی ۱۵ سال
۵۰-۲۰۰ ng/ml	نوزاد ۲-۵ ماه
۲۰۰-۶۰۰ ng/ml	نوزاد ۱ ماهه
۲۵-۲۰۰ ng/ml	نوزاد بدو تولد

### خصوصیات کیت

#### 1- حساسیت آنالیتیکال (حد تشخیص):

برای تعیین حد تشخیص ۲۰ مرتبه استاندارد صفر آزمایش شد. حد تشخیص از ۲ انحراف معیار (SD) بالاتر از میانگین جذب در غلظت صفر بدست آمد. حد تشخیص برای این کیت ۲ ng/ml بدست آمد.

#### 2- دقت:

برای محاسبه میزان دقت در یک روز (درون سنجی) و روزهای مختلف، (میان سنجی) آزمایش بر روی ۳ نمونه سرم ۲۰ بار تکرار شد که ضریب تغییرات به شرح ذیل است.

#### 4- خطی بودن:

سه نمونه مختلف سرمی با استاندارد صفر به نسبت های ۱:۲، ۱:۴، ۱:۸ و ۱:۱۶ رقیق شدند. سپس غلظت Ferritin در آنها با استفاده از کیت محاسبه شد که نتایج ذیل بدست آمد.

درصد خطی بودن			غلظت اولیه (ng/ml)	نمونه سرمی
۱:۸	۱:۴	۱:۲		
۱۰۷	۱۰۸	۱۰۵	۱۵۰/۷	۱
۱۰۴	۱۰۲	۹۸	۳۲۵/۴	۲
۱۰۶	۱۰۱	۹۹	۸۲۱/۲	۳

#### 5- اثر هوک:

در این کیت، اثر هوک تا غلظت ۵۰۰۰ ng/ml دیده نشد.

#### + References

1. Ronald H, et al Clin. Chem 29/6, 1109-1113 (1983)
2. Van Oost, S.A. et al Clin. Chem, 28/12, 2429-2433 (1982)
3. Watanabe, N. et al Clin. Chem., 25/1, 80-82 (1979)
4. Walter G.O., et al J. Clin. Path. 29 770-772 (1973)
5. کتاب جامع الایزا - دکتر ناصر ملک نیا.

#### دقت درون سنجی

ضریب تغییرات (%CV)	انحراف معیار	میانگین (ng/ml)	دفعات تکرار	نمونه سرم
۸/۷۷	۰/۷۲	۸/۲۷	۲۰	۱
۵/۹۵	۴/۶۲	۷۷/۶۶	۲۰	۲
۴/۱۷	۲۴/۴۳	۵۸۶	۲۰	۳

#### دقت میان سنجی

ضریب تغییرات (%CV)	انحراف معیار	میانگین (ng/ml)	دفعات تکرار	نمونه سرم
۱۲/۸۶	۱/۰۹	۸/۵	۲۰	۱
۶/۷۷	۵/۳۴	۷۸/۷	۲۰	۲
۴/۸۴	۲۸/۵۶	۵۸۹	۲۰	۳

#### 3- ویژگی:

واکنش متقاطع آنتی بادی های مونوکلونال مورد استفاده در این آزمایش برای آلبومین سرم انسان، آلفا فیتوپروتئین و ترانسفرین انسانی به ترتیب ۰/۰۸، ۰/۱۳، ۰/۰۶ درصد بدست آمد.

نوع ماده	غلظت	درصد تداخل (%)
آلبومین سرم انسانی	500 µg/ml	۰/۰۸
آلفافیتوپروتئین	500 µg/ml	۰/۱۳
ترانسفرین انسانی	500 µg/ml	۰/۰۶



پارهای نکات علمی در خصوص رفع مشکلات احتمالی در کیت‌های الایزا :

<ul style="list-style-type: none"> <li>• تست را با دستگاه کالیبر شده بخوانید.</li> <li>• طول موج دستگاه را دوباره چک کنید.</li> </ul>	<p>طول موج خوانش نامناسب (۴۰۵ نانومتر بجای ۴۵۰ نانومتر)</p>	عدم تولید رنگ در چاهک‌ها
<p>تکرار تست با مواد همان کیت</p>	<p>استفاده از مواد سایر کیت‌ها</p>	
<p>تکرار تست</p>	<p>انجام نشدن مرحله‌ای از تست</p>	صحیح نبودن نمودار
<p>تکرار تست با محلول کوثر وگه جدید</p>	<p>آلودگی محلول کوثر وگه با سدیم آر آید</p>	
<p>از سری استاندارد جدید استفاده کنید</p>	<p>آلودگی استانداردها</p>	

راه حل	علت مشکل	
تکرار تست با کوثر وگه جدید	افت و یا آلودگی کوثر وگه	پایین بودن OD استاندارد‌ها و نمونه‌ها
<ul style="list-style-type: none"> <li>• دمای آزمایشگاه و تایمر را چک کرده و تست را تکرار کنید.</li> <li>• قبل از شروع آزمایش کیت و نمونه بیماران به دمای اتاق برسد.</li> </ul>	<p>پایین بودن دما و یا کوتاه بودن زمان انکوباسیون، به دما نرسیدن محلول‌های کیت و نمونه بیماران</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• PH آب مقطر را چک کنید و تست را با Wash Buffer جدید تکرار کنید.</li> <li>• پس از شستشوی کامل و تخلیه چاهک‌ها بلافاصله تست را ادامه دهید.</li> </ul>	<p>PH نامناسب و یا غلظت بالای Wash Buffer، شستشوی نامناسب و یا خشک شدن چاهک‌ها</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• پس از باز کردن کیت تاریخ را ثبت کنید و به تاریخ انقضا توجه کنید.</li> <li>• پس از هر بار مصرف پلیت را با چسب بپوشانید و کیت را در یخچال نگهداری کنید.</li> </ul>	<p>نگهداری نامناسب کیت و عدم رعایت زنجیره سرد</p>	

تکرار تست با استانداردهای جدید	اکودگی استاندارد صفر
استفاده از محلول رنگزا جدید	اکودگی محلول رنگزا
<ul style="list-style-type: none"> <li>عدم آلودگی آب مقطر با موادی مانند وایتکس را چک کنید و تست را با Wash Buffer جدید تکرار کنید.</li> <li>تمام سوزنهای دستگاه واشر را چک کنید.</li> </ul>	اکودگی و یا غلظت پایین Wash Buffer، شستشوی نامناسب
<ul style="list-style-type: none"> <li>تست را با دستگاه کالیبر شده بخوانید.</li> <li>طول موج دستگاه را دوباره چک کنید.</li> <li>از فیلتر ۰۶۳۰ نانومتر به عنوان فیلتر فرانس استفاده کنید.</li> </ul>	طول موج نامناسب در خوانش

بال بودن رنگ زمینه، بال بودن OD

<ul style="list-style-type: none"> <li>استفاده از نوک سمپلر یکبار مصرف.</li> <li>از سمپلرهای تک کاناله یا چند کاناله کالیبر شده استفاده کنید.</li> <li>توجه کنید نوک سمپلر محکم به سمپلر متصل باشد.</li> <li>توجه کنید در هنگام پیپتینگ حباب وارد نوک سمپلر نشود.</li> </ul>	پیپتینگ نامناسب
<p>PH آب مقطر را چک کنید و تست را با Wash Buffer جدید تکرار کنید.</p>	PH نامناسب و یا غلظت بالای Wash Buffer
<p>پس از شستشوی کامل و تخلیه چاهکها بلافاصله تست را ادامه دهید.</p>	شستشوی نامناسب و یا خشک شدن چاهکها

صحیح نبودن نمودار

فاصله زمانی بین اضافه کردن استانداردها و نمونه نباید بیشتر از ۱۰ دقیقه باشد. در این صورت نتایج قابل اعتماد نیست.	طولانی شدن زمان انجام تست	عدم تکرار پذیری مناسب
<ul style="list-style-type: none"> <li>• پس از باز کردن کیت تاریخ را ثبت کنید و به تاریخ انقضا توجه کنید.</li> <li>• پس از هر بار مصرف پلیت را با چسب بپوشانید و کیت را در یخچال نگهداری کنید.</li> </ul>	نگهداری نامناسب کیت و عدم رعایت زنجیره سرد	
پیپتینگ صحیح و شستشوی مناسب، پس از شستشوی کامل و تخلیه چاهک ها بلافاصله تست را ادامه دهید.	باقی ماندن کوثر و گه در لبه چاهکها و عدم شستشوی مناسب و یا خشک شدن چاهکها.	
در حین انکوباسیون و بعد از Stop کردن واکنش توجه کنید حباب در چاهکها نباشد.	وجود حباب در چاهکها	
کف چاهکها را با دستمال نرم و مرطوب، تمیز کنید	کثیف بودن کف چاهکها	
قبل از استفاده از ویال محلولها را به آرامی تکان دهید	مخلوط نشدن محلولهای کیت	

تکرار تست با محلول Stop جدید	آلودگی محلول Stop	عدم تکرار پذیری مناسب
بلافاصله بعد از Stop کردن تست، یا حداکثر تا ۱۵ دقیقه پلیت را بخوانید.	ایجاد وقفه در خوانش	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• استفاده از نوک سمپلر یکبار مصرف</li> <li>• از سمپلرهای تک کاناله یا چند کاناله کالیبر شده استفاده کنید.</li> <li>• توجه کنید نوک سمپلر محکم به سمپلر متصل باشد.</li> <li>• توجه کنید در هنگام پیپتینگ حباب وارد نشود.</li> <li>• توجه کنید جداره خارجی نوک سمپلر حاوی محلول نباشد.</li> <li>• کالیبراسیون و تمیز کردن ادواری سمپلرها.</li> </ul>	پیپتینگ نامناسب	

## « خلاصه روش آزمایش

نمونه‌ها	استانداردها	معرفها
-	۲۰ μl	استانداردها
۲۰ μl	-	نمونه‌ها
۲۰۰ μl	۲۰۰ μl	کوثر و گه

در دمای اتاق به مدت ۴۵ دقیقه انکوبه نمایید.

۵ بار با ۱۰۰ μl محلول بافر شستشو رقیق شستشو دهید و با دقت محتویات را خالی کنید.

۱۰۰ μl	۱۰۰ μl	محلول رنگزا
--------	--------	-------------

به مدت ۱۵ دقیقه در دمای اتاق در تاریکی انکوبه نمایید.

۵۰ μl	۵۰ μl	محلول متوقف کننده
-------	-------	-------------------

جذب نوری هر چاهک در طول موج ۴۵۰ nm و فیلتر رفرانس ۶۳۰ nm قرانت شود.

www.padyabteb.com



### دفتر فروش و خدمات پس از فروش:

تهران ۲۴ متری سعادت آباد . خیابان یکم شرقی . خیابان شب بوشهری . پلاک ۱۷  
طبقه دوم . واحد ۸      تلفن: ۴۲۰۸۷۳۰۰ (۰۲۱)      خدمات پس از فروش: ۰۹۱۲۹۴۰۹۱۳۴

### کارخانه:

شهرک صنعتی اشتهارد . بلوار ابوریحان بیرونی . بلوار غزالی غربی . خیابان لادن ۲  
تلفن: ۳۷۷۷۵۵۳۱ – ۸ (۰۲۱)      فکس: ۳۷۷۷۵۵۲۹ (۰۲۱)



eztest  
ELISA Kits