

www.padyabteb.com

eztest
ELISA Kits

FSH
Fertility ELISA Kits

REF: PT-EFS-201

IVD

◀ مقدمه

هورمون محرک فولیکول (FSH) گلیکوپروتئینی متشکل از دو زنجیره آلفا و بتا می‌باشد که توسط اتصالات غیرکوالانسی بهم متصل شده‌اند. زنجیره آلفا از ۹۸ آمینواسید ساخته شده است، که از لحاظ ساختمانی با دیگر هورمون‌های گلیکوپروتئینی (TSH, HCG, LH) مشابه است. زنجیره بتا که برای هر هورمون اختصاصی است مسئول فعالیت ایمنولوژی خاص FSH می‌باشد. FSH توسط سلول‌های بازوفیل هیپوفیز قدامی سنتز و ترشح می‌شود. هورمون‌ها کننده گنادوتروپین (GnRH) که از هیپوتالاموس ترشح می‌شود، رهایی FSH از هیپوفیز را تنظیم می‌کند. فعالیت هیپوتالاموس و هیپوفیز تحت تأثیر غلظت استروئیدهای گردش خون کم و زیاد می‌شود (فیدبک منفی).

در زنان، FSH با اتصال به گیرنده‌های موجود در سطح سلول‌های گرانولوزا مستقیماً باعث تحریک رشد و بلوغ فولیکول‌های تخمدان و ترشح استروژن از آن‌ها می‌شود. در سیکل قاعدگی سطح سرمی FSH از یک شکل دوره‌ای متابعت می‌کند که منطبق بر تیتراژ خونی پروژسترون و استرادیول است. بلافاصله کوتاهی قبل از تخمک گذاری، افزایش واضحی در مقدار FSH مشاهده می‌شود که همراه با افزایش LH باعث پاره شدن فولیکول بالغ می‌شود.

FSH در مردان تنظیم‌کننده اسپرماتوژنز است. برخلاف استروژن، هورمون‌های مردانه (آندروژن‌ها) غلظت FSH را کاهش نمی‌دهند و اثبات یک ارتباط فیدبک تنها از طریق LH امکان پذیر می‌باشد. به دلایلی که بخوبی شناخته نشده است، در مردان با آرواسپرمی و الیگواسپرمی غلظت FSH افزایش می‌یابد. در روش‌های ایمنونواسی، در تومورهای بیضه معمولاً غلظت FSH کاهش و غلظت LH افزایش را نشان می‌دهد. تصور می‌شود که این افزایش کاذب LH بواسطه واکنش متقابل با ترکیبات شبه hCG باشد که توسط تومور بیضه تولید می‌شود.

« اساس روش اندازه‌گیری

این تست به کمک آنتی بادی مونوکلونال اختصاصی به روش ساندویچی طراحی شده است. بدین صورت که یک آنتی بادی مونوکلونال Anti FSH بر روی فاز جامد و یک آنتی بادی Anti – FSH دیگر برای کوئروکاسیون با آنزیم (HRP) مورد استفاده قرار گرفته است. با افزودن نمونه سرم مولکول FSH به طور همزمان با دو آنتی‌بادی فوقی واکنش داده و بین آنتی بادی متصل به فاز جامد و آنتی‌بادی کوئروکاسیون شده با آنزیم ساندویچ می‌گردد.

پس از گذشت زمان انکوباسیون (۴۵ دقیقه) در دمای اتاق و شستشو چاهک‌ها توسط محلول شستشو دهنده و اضافه کردن محلول سوبسترا و محلول رنگزا و انکوباسیون به مدت ۱۵ دقیقه رنگ آبی ظاهر می‌گردد. با اضافه کردن محلول متوقف کننده رنگ آبی به زرد تبدیل می‌شود. شدت رنگ در طول موج ۴۵۰ نانومتر اندازه گیری می‌گردد.

شدت رنگ رابطه مستقیم با غلظت FSH در نمونه دارد.

« محتویات کیت

ردیف	نام محصول	حجم/ تعداد
1	پلیت پوشانده شده با آنتی بادی مونوکلونال Anti-FSH (Anti FSH Coated plate)	1X96 test
2	محلول آنزیم کوئروکاسیون آماده مصرف (FSH Enzyme conjugate)	1X12 ml
3	استاندارد در غلظت 0.0 mlu/ml (Cal FSH 0.0 mlu/ml)	1X0.5 ml
	استاندارد در غلظت 5 mlu/ml (Cal FSH 5 mlu/ml)	1X0.5 ml
	استاندارد در غلظت 10 mlu/ml (Cal FSH 10 mlu/ml)	1X0.5 ml
	استاندارد در غلظت 25 mlu/ml (Cal FSH 25 mlu/ml)	1X0.5 ml
	استاندارد در غلظت 50 mlu/ml (Cal FSH 50 mlu/ml)	1X0.5 ml
	استاندارد در غلظت 100 mlu/ml (Cal FSH 100 mlu/ml)	1X0.5 ml
4	بافر شستشوی غلیظ 20X (Wash Buffer)	1X30 ml
5	محلول سوبسترا – رنگزا (Chrom Substrate)	1X11 ml
6	محلول متوقف کننده (اسیدکلریدیک یک نرمال) (Stop Solution)	1X6 ml
7	سرم کنترل به همراه نگهدارنده (Control serum)	1X0.5 ml
8	برچسب مخصوص پلیت	۱ عدد

- + محلول شستشو، رنگزا و متوقف کننده در همه کیت‌ها مشترک می‌باشند.
- + استانداردها در بافر حاوی نگهدارنده هستند، که در مقابل استاندارد 3rd IS, HMG, NIBSC /WHO کالیبر شده‌اند.

◀ مواد و وسایل مورد نیاز که در کیت موجود نمی‌باشند

- 1- سمپلرهای ۲۰، ۵۰ و ۱۰۰ میکرولیتری
- 2- آب مقطر
- 3- دستگاه الیزا ریدر دارای فیلتر ۴۵۰ نانومتری و در صورت امکان ۶۳۰ نانومتری به عنوان فیلتر رفرنس
- 4- کاغذ جاذب رطوبت

◀ جمع آوری و آماده سازی نمونه

پس از جداسازی سرم از نمونه خون بیمار، نمونه را می‌توان به مدت ۴۸ ساعت در درمای 8°C - 2°C نگهداری نمود. جهت نگهداری طولانی‌تر، نمونه‌ها باید در درمای 20°C - 2°C نگهداری شوند. نمونه‌های ذوب شده باید قبل از آزمایش مخلوط شوند. بهتر است ترجیحاً از نمونه‌های با کدورت بالا، همولیز و لیپمیک استفاده نشود. در ضمن باید از فریز و ذوب مکرر نمونه‌ها (Freeze-Thaw) اجتناب گردد.

◀ نکات قابل توجه


- 1- کیت فقط جهت استفاده در آزمایشگاه تشخیصی کاربرد دارد.
 - 2- استفاده از نوک سمپلر یک بار مصرف برای هر نمونه جهت دقت و صحت بیشتر.
 - 3- شستشو چاهک‌ها به صورت کامل جهت نتیجه بهتر.
 - بررسی چاهک‌ها از نظر وجود حباب.
 - خارج کردن حباب از چاهک‌ها با زدن ضربه آهسته به پلایت.
 - 4- عدم ترکیب اجزا: کیت با سری ساخت متفاوت.
 - 5- جلوگیری از تعویض درب معرف‌ها.
 - 6- جلوگیری از تماس معرف به ویژه معرف حاوی اسیدکلریدریک با پوست (در صورت تماس با آب کافی شستشو داده شود).
 - 7- از استعمال دخانیات، خوردن و آشامیدن اجتناب شود.
 - 8- از پی‌پت کردن مواد با دهان پرهیز شود.
 - 9- از دستکش و کلاه مناسب استفاده شود.
- + جهت ساخت برخی از اجزای این کیت از سرم انسانی که از نظر HIV، HbsAg، HCV منفی می‌باشد، استفاده شده است.

◀ نگهداری کیت


- 1- کیت در یخچال در درمای 8°C - 2°C نگهداری شود.
- 2- میکروپلایت‌ها باید در کیسه در بسته به همراه نمگیر نگهداری شود.
- 3- مدت زمان پایداری کیت تا پایان تاریخ انقضا (یکسال از زمان تولید) نوشته شده بر روی برچسب کیت می‌باشد.
- 4- کیت باز شده حداقل به مدت ۲ ماه در درمای 8°C - 2°C پایدار خواهد بود.
- 5- محلول شستشوی رقیق شده به نسبت ۱ به ۲۰ به مدت یک هفته در درمای 8°C - 2°C قابل نگهداری و مصرف می‌باشد.

◀ روش انجام آزمایش

- 1- انتخاب تعداد چاهک‌های کوت شده برای استانداردها، کنترل و نمونه‌های بیمار بصورت دوتایی و قرار دادن مابقی چاهک‌ها در کیسه مخصوص به همراه نمگیر و بستن درب آن.
- 2- $200 \mu\text{l}$ استانداردها، کنترل و نمونه‌ها به چاهک‌ها اضافه نمایید.



- 3- $100 \mu\text{l}$ آنزیم کوئز و گه HRP به تمام چاهک‌ها اضافه نمایید.



- 4- پلیت را به مدت ۳۰ ثانیه به آرامی تکان دهید و سپس درب چاهک‌ها را با برچسب مخصوص پلیت پوشانده و ۴۵ دقیقه در دمای اتاق انکوبه کنید.
- 5- محتویات چاهک‌ها را خالی کنید و چاهک‌ها را ۵ بار با $350 \mu\text{l}$ میکرولیتر بافر شستشوی آماده شستشو دهید. سپس چاهک‌ها را وارونه کنید و همراه با تکان دادن خالی کنید و در انتهای شستشو با ضربات ملایم بر روی کاغذ جذب تمامی مایع موجود در چاهک‌ها را تخلیه نمایید.

◀ آماده سازی معرفها

- 1- همه معرف‌ها باید قبل از استفاده به دمای اتاق ($25-18$ درجه سانتی گراد) برسند.
- 2- تهیه محلول شستشو: برای تهیه محلول شستشوی آماده مصرف، یک حجم از بافر شستشو غلیظ (20X) را با ۱۹ حجم آب مقطر رقیق نمایید.

◀ نکته‌های مهم

- 1- توصیه می‌شود که بیشتر از ۳۲ چاهک در هر ران کاری استفاده نشود. اگر پلیت به صورت دستی انجام می‌گیرد، پلیت کردن همه استانداردها، نمونه‌ها و کنترل‌ها باید در ۵ دقیقه تمام شود. برای پلیت کردن کل پلیت ۹۶ تستی باید از دستگاه اتوماتیک استفاده شود.
- 2- فرایند شستشو خیلی مهم است. شستشوی ناکافی باعث کاهش دقت و افزایش کاذب جذب می‌شود.
- 3- در مواردی که مقدار FSH نمونه بیش از 100 mIU/ml باشد، نمونه را با استاندارد صفر رقیق نموده و سپس آزمایش را تکرار کنید.


محاسبه نتایج

1- با استفاده از میانگین جذب نوری استاندارد‌ها (محور Y) و غلظت مشخص آنها (محور X) بر روی کاغذ میلی‌متری، منحنی استاندارد را رسم کنید.


2- میانگین جذب نوری برای هر نمونه را بدست آورده و روی محور Y جای آنرا پیدا کنید. سپس نقطه مذکور را توسط خطی به منحنی وصل کنید. از نقطه بدست آمده خطی عمود بر محور X وارد کنید تا نقطه تلاقی که نشان دهنده غلظت نمونه است، بدست آید.



6- ۱۰۰ μl از سوپسترای آماده مصرف به تمام چاهکها اضافه کنید و به مدت ۱۵ دقیقه در دمای اتاق و تاریکی انکوبه کنید.




7- ۵۰ μl از محلول متوقف کننده به همه چاهکها اضافه کنید. سپس جذب نوری هر چاهک را در طول موج ۴۵۰ نانومتر با دستگاه الیزا ریدر قرائت کنید (در صورت امکان از طول موج ۶۳۰ نانومتر به عنوان فیلتر رفرانس استفاده کنید). سنجش جذب نوری باید حداکثر تا ۱۵ دقیقه پس از انجام آزمایش انجام شود.



راهنمای محاسبه

مقادیر جذب نوری ارائه شده در جدول ذیل تنها به عنوان راهنمایی آورده شده است و هر آزمایشگاهی باید برای هر بار آزمایش یک منحنی استاندارد جدید بدست آورد.



ردیف	مقدار استاندارد (mlu/ml)	جذب
۱	۰	۰/۰۲۸
۲	۵	۰/۱۴۷
۳	۱۰	۰/۳۰۵
۴	۲۵	۰/۶۷۴
۵	۵۰	۱/۳۱۲
۶	۱۰۰	۲/۳۸۷

مقادیر طبیعی

بدلیل اختلافات سنی، نژادی و رژیم تغذیه، نمی‌توان برای تمام جمعیت‌ها محدوده مرجع تعیین کرد. بنابراین هر آزمایشگاه باید محدوده مرجع خود را گزارش نماید. مقادیر طبیعی در سرم افراد نرمل که توسط آزمایشات مکرر به روش الیزا بدست آمده است به قرار زیر می‌باشد:

۲/۳-۹/۲ mlu/ml	فاز فولیکولار
۷/۰-۱۸/۶ mlu/ml	نیمه سیکل ماهیانه
۱/۵-۶/۰ mlu/ml	فاز لوتئال
۲۰-۱۰۰ mlu/ml	پانسیگی
۱/۰-۱۲ mlu/ml	مردان
۰/۶-۶/۰ mlu/ml	کودکان ۱ تا ۱۰ سال

خصوصیات کیت

۱- حساسیت آنالیتیکال (حد تشخیص):

برای تعیین حد تشخیص ۲۰ مرتبه استاندارد صفر آزمایش شد. حد تشخیص از ۲ انحراف معیار (SD) بالاتر از میانگین جذب در غلظت صفر بدست آمد. حد تشخیص برای این کیت ۱/۰ mlu/ml بدست آمد.

۲- دقت:

برای محاسبه میزان دقت در یک روز (درون سنجی) و روزهای مختلف، (میان سنجی) آزمایش بر روی ۳ نمونه سرم ۲۰ بار تکرار شد که ضریب تغییرات به شرح ذیل است.

4- خطی بودن:

سه نمونه مختلف سرمی با استاندارد صفر به نسبت‌های ۱:۲، ۱:۴، ۱:۸ و ۱:۱۶ رقیق شدند. سپس غلظت FSH در آنها با استفاده از کیت محاسبه شد که نتایج ذیل بدست آمد.

درصد بازیابی			غلظت اولیه (mIU/ml)	نمونه سرمی
۱:۸	۱:۴	۱:۲		
۱۱۰	۱۰۸	۱۰۴	۳۸	۱
۱۰۵	۱۰۶	۱۰۵	۶۲	۲
۱۰۳	۱۰۵	۹۸	۹۱	۳

5- اثر هوک:

در این کیت، اثر هوک تا غلظت ۲۰۰۰ mIU/ml دیده نشد.

+ References

- Hopton M. R, et al Clinical Chemistry, 32, 691 (1986)
- Caldwell, G. et al. Lancet, I, 1117, (1985)
- Young, D. S, et al Clinical Chemistry 21, 3660 (1975)
- Spencer, CA, et al Clinical Chemistry 41, 367 (1995)
- Beck-Peccoz P, et al Eur. J. Endocrinol 131: 331-340 (1994)
- Bravemann, L. E, Clinical Chemistry 42: 174- 181 (1996)

دقت درون سنجی

ضریب تغییرات (%CV)	انحراف معیار	میانگین (mIU/ml)	دفعات تکرار	نمونه سرم
۴/۶	۰/۲۸	۶/۰۱	۲۰	۱
۵/۴۵	۰/۹۱	۱۶/۶۲	۲۰	۲
۴/۳۵	۱/۷۶	۴۰/۶	۲۰	۳

دقت میان سنجی

ضریب تغییرات (%CV)	انحراف معیار	میانگین (mIU/ml)	دفعات تکرار	نمونه سرم
۶/۱۲	۰/۳۷	۶/۰۹	۲۰	۱
۵/۵۸	۰/۹۴	۱۶/۸۳	۲۰	۲
۵/۸۹	۲/۴۲	۴۱/۱۷	۲۰	۳

3- ویژگی:

آنتی‌بادی‌های مونوکلونال مورد استفاده در این کیت الیزا اختصاصی FSH انسانی می‌باشند. هیچگونه تداخلی با LH، TSH و HCG انسانی در غلظت‌های طبیعی دیده نشده است.

درصد تداخل	غلظت	نوع ماده
۰/۰۸	۲۵۰۰۰ IU/L	hCG
۰/۱۶	۵۰۰ mIU/ml	LH
۰/۰۵	۵۰۰ μIU/ml	TSH

پارهای نکات علمی در خصوص رفع مشکلات احتمالی در کیت‌های الایزا :

<ul style="list-style-type: none"> • تست را با دستگاه کالیبر شده بخوانید. • طول موج دستگاه را دوباره چک کنید. 	<p>طول موج خوانش نامناسب (۴۰۵ بجای ۴۵۰ نانومتر)</p>	عدم تولید رنگ در چاهک‌ها
<p>تکرار تست با مواد همان کیت</p>	<p>استفاده از مواد سایر کیت‌ها</p>	
<p>تکرار تست</p>	<p>انجام نشدن مرحله‌ای از تست</p>	صحیح نبودن نمودار
<p>تکرار تست با محلول کوثر و گه جدید</p>	<p>آلودگی محلول کوثر و گه با سدیم آراید</p>	
<p>از سری استاندارد جدید استفاده کنید</p>	<p>آلودگی استانداردها</p>	

علت مشکل	راه حل	پایین بودن OD استانداردها و نمونه‌ها
افت و یا آلودگی کوثر و گه	تکرار تست با کوثر و گه جدید	
پایین بودن دما و یا کوتاه بودن زمان انکوباسیون، به دما نرسیدن محلول‌های کیت و نمونه بیمار	<ul style="list-style-type: none"> • دمای آزمایشگاه و تایمر را چک کرده و تست را تکرار کنید. • قبل از شروع آزمایش کیت و نمونه بیمار را به دمای اتاق برسد. 	
PH نامناسب و یا غلظت بالای Wash Buffer، شستشوی نامناسب و یا خشک شدن چاهک‌ها	<ul style="list-style-type: none"> • PH آب مقطر را چک کنید و تست را با Wash Buffer جدید تکرار کنید. • پس از شستشوی کامل و تخلیه چاهک‌ها بلافاصله تست را ادامه دهید. 	
نگهداری نامناسب کیت و عدم رعایت زنجیره سرد	<ul style="list-style-type: none"> • پس از باز کردن کیت تاریخ را ثبت کنید و به تاریخ انقضای توجه کنید. • پس از هر بار مصرف پلیت را با چسب بپوشانید و کیت را در یخچال نگهداری کنید. 	

<ul style="list-style-type: none"> • استفاده از نوک سمپلر یکبار مصرف. • از سمپلرهای تک کاناله یا چند کاناله کالیبر شده استفاده کنید. • توجه کنید نوک سمپلر محکم به سمپلر متصل باشد. • توجه کنید در هنگام پیپتینگ حباب وارد نوک سمپلر نشود. 	<p>پیپتینگ نامناسب</p>
<p>PH آب مقطر را چک کنید و تست را با Wash Buffer جدید تکرار کنید.</p>	<p>PH نامناسب و یا غلظت بالای Wash Buffer</p>
<p>پس از شستشوی کامل و تخلیه چاهکها بلافاصله تست را ادامه دهید.</p>	<p>شستشوی نامناسب و یا خشک شدن چاهکها</p>

<p>تکرار تست با استانداردهای جدید</p>	<p>آلودگی استاندارد</p>
<p>استفاده از محلول رنگزا جدید</p>	<p>آلودگی محلول رنگزا</p>
<ul style="list-style-type: none"> • عدم آلودگی آب مقطر با موادی مانند وایتکس را چک کنید و تست را با Wash Buffer جدید تکرار کنید. • تمام سوزنهای دستگاه و اشتر را چک کنید. 	<p>آلودگی و یا غلظت پایین Wash Buffer، شستشوی نامناسب</p>
<ul style="list-style-type: none"> • تست را با دستگاه کالیبر شده بخوانید. • طول موج دستگاه را دوباره چک کنید. • از فیلتر ۰.۲۳ میکرومتر به عنوان فیلتر رفرنس استفاده کنید. 	<p>طول موج نامناسب در خوانش</p>

فاصله زمانی بین اضافه کردن استانداردها و نمونه نباید بیشتر از ۱۰ دقیقه باشد. در این صورت نتایج قابل اعتماد نیست.	طولانی شدن زمان انجام تست
<ul style="list-style-type: none"> پس از باز کردن کیت تاریخ را ثبت کنید و به تاریخ انقضا توجه کنید. پس از هر بار مصرف پلیت را با چسب بپوشانید و کیت را در یخچال نگهداری کنید. 	نگهداری نامناسب کیت و عدم رعایت زنجیره سرد
پیپتینگ صحیح و شستشوی مناسب، پس از شستشوی کامل و تخلیه چاهکها بلافاصله تست را ادامه دهید.	باقی ماندن کوثر و گه در لبه چاهکها و عدم شستشوی مناسب و یا خشک شدن چاهکها.
در حین انکوباسیون و بعد از Stop کردن واکنش توجه کنید حباب در چاهکها نباشد.	وجود حباب در چاهکها
کف چاهکها را با دستمال نرم و مرطوب، تمیز کنید.	کثیف بودن کف چاهکها
قبل از استفاده از ویال محلولها را به آرامی تکان دهید.	مخلوط نشدن محلولهای کیت

عدم تکرار پذیری مناسب.

تکرار تست با محلول Stop جدید	آلودگی محلول Stop
بلافاصله بعد از Stop کردن تست، یا حداکثر تا ۱۵ دقیقه پلیت را بخوانید.	ایجاد وقفه در خوانش
<ul style="list-style-type: none"> استفاده از نوک سمپلر یکبار مصرف از سمپلرهای تک کاناله یا چند کاناله کالیبر شده استفاده کنید. توجه کنید نوک سمپلر محکم به سمپلر متصل باشد. توجه کنید در هنگام پیپتینگ حباب وارد نشود. توجه کنید جداره خارجی نوک سمپلر حاوی محلول نباشد. کالیبراسیون و تمیز کردن ادواری سمپلرها. 	پیپتینگ نامناسب

عدم تکرار پذیری مناسب

« خلاصه روش آزمایش

نمونه‌ها	استانداردها	معرفها
-	۲۰ μl	استانداردها
۲۰ μl	-	نمونه‌ها
۱۰۰ μl	۱۰۰ μl	کوثر و گه

در دمای اتاق به مدت ۴۵ دقیقه انکوبه نمایید.
 ۵ بار با ۱۰۰ μl محلول بافر شستشو رقیق شستشو دهید و با دقت
 محتویات را خالی کنید.

۱۰۰ μl	۱۰۰ μl	محلول رنگزا
--------	--------	-------------

به مدت ۱۵ دقیقه در دمای اتاق در تاریکی انکوبه نمایید.

۵۰ μl	۵۰ μl	محلول متوقف کننده
-------	-------	-------------------

جذب نوری هر چاهک در طول موج ۴۵۰ nm و فیلتر رفرانس
 ۶۳۰ nm قرانت شود.



دفتر فروش و خدمات پس از فروش:

تهران . ۲۴ متری سعادت آباد . خیابان یکم شرقی . خیابان شب بوشرقی . پلاک ۱۷
طبقه دوم . واحد ۸ . تلفن: ۴۲۰۸۷۳۰۰ (۰۲۱) . خدمات پس از فروش: ۰۹۱۲۹۴۰۹۱۲۴

کارخانه:

شهرک صنعتی اشتهارد . بلوار ابوریحان بیرونی . بلوار غزالی غربی . خیابان لادن ۲
تلفن: ۳۷۷۷۵۵۳۱ – ۸ (۰۲۱) . فکس: ۳۷۷۷۵۵۲۹ (۰۲۱)

