

www.padyabteb.com

eztest
ELISA Kits

HCG Titration
Fertility ELISA Kits

REF: PT-EHGT-205

IVD

◀ مقدمه

هورمون گنادوتروپین جفتی انسان (hCG) گلیکوپروتئینی با وزن مولکولی ۳۸۰۰۰ دالتون است، که توسط سلول‌های تروفوبلاست جفت در دوران بارداری سنتز می‌شود. hCG متشکل از دو زیرواحد آلفا و بتا می‌باشد. زیرواحد آلفا hCG مشابه زیرواحد آلفا هورمون‌های LH، FSH و HCG انسانی است و زیرواحد بتا مسوول اثرات هورمونی اختصاصی مولکول hCG می‌باشد. بواسطه شباهت‌های ساختمانی، خصوصیات فیزیولوژیک و ایمونولوژیک hCG تقریباً مشابه هورمون LH است. hCG دارای اثرات لوتوتروپیک بوده و شکل‌گیری جسم زرد را حمایت می‌کند. hCG همچنین عملکرد هورمونی بیضه و غده آدرنال جنین را تعیین می‌کند. hCG سرم در مراحل اولیه حاملگی ظاهر شده، غلظت آن تدریجاً افزایش می‌یابد؛ به طوریکه در سه ماهه اول به اوج خود می‌رسد. سپس بصورت پیش‌رونده تا زمان زایمان کاهش می‌یابد. بنابراین اندازه‌گیری hCG خصوصاً در سه ماهه اول یک اقدام مهم برای پایش حاملگی است. علاوه بر تشخیص زودهنگام بارداری، اندازه‌گیری hCG همچنین در تشخیص بارداری‌های غیرطبیعی اهمیت دارد. در بارداری خارج رحمی نسبت به بارداری طبیعی سرعت افزایش hCG آهسته‌تر بوده و در سطوح پایین تری باقی می‌ماند. غلظت بالای hCG عموماً در بارداری چندقلویی و در بیماران با تومورهای تروفوبلاست و غیر تروفوبلاست نظیر بیضه، پستان، کارسینوما برونشیا و سلول‌های رویانی مشاهده می‌شود.

« اساس روش اندازه‌گیری

در این تست الایزا، کیت به روش ساندویچی وبا استفاده از سنجش ایمونولوژیکی آنزیم تهیه شده است .

HCG موجود در نمونه‌ها به عنوان آنتی ژن به دو آنتی بادی زوج اختصاصی مونوکلونال خود متصل می‌شود. یکی از آنتی بادی‌ها بر روی فاز جامد و دیگری به آنزیم HRP متصل شده است.

پس از اضافه شدن نمونه سرم بیمارها مولکول HCG با آنتی بادی‌های مونوکلونال واکنش داده و بین آنتی بادی متصل به فاز جامد و آنتی بادی کنژوکه شده با آنزیم ساندویچ می‌گردد.

پس از گذشت زمان انکوباسیون چاهک‌ها تخلیه داده شده و شستشو می‌گردد. سپس به هر چاهک سوبسترای آنزیم اضافه می‌گردد. استاندارد‌ها با غلظت مشخص با نمونه مجهول آزمایش می‌شوند، که بر اساس منحنی استاندارد جذب نور در مقابل غلظت HCG، غلظت نمونه‌های مجهول بدست می‌آید.

فعالیت آنزیم با غلظت HCG در نمونه‌ها رابطه مستقیم دارد.

« محتویات کیت

ردیف	نام محصول	حجم/ تعداد
1	پلیت پوشانده شده با آنتی بادی مونوکلونال Anti-HCG (Anti HCG Coated plate)	1X96 test
2	محلول آنزیم کوئز وگه آماده مصرف (Enzyme conjugate)	1X12 ml
3	استاندارد در غلظت 0.0 IU/L (Cal hCG 0.0 IU/L)	1X5 ml
	استاندارد در غلظت 50 IU/L (Cal hCG 50 IU/L)	1X1.5 ml
	استاندارد در غلظت 250 IU/L (Cal hCG 250 IU/L)	1X1.5 ml
	استاندارد در غلظت 1000 IU/L (Cal hCG 1000 IU/L)	1X1.5 ml
	استاندارد در غلظت 2500 IU/L (Cal hCG 2500 IU/L)	1X1.5 ml
4	محلول شستشوی غلیظ 20X (Wash Buffer)	1X30 ml
	محلول سوبسترا - رنگزا آماده مصرف (Wash Buffer)	1X12 ml
6	محلول متوقف کننده (اسید کلریدریک یک نرمال) (Stop Solution)	1X6 ml
7	سرم کنترل به همراه نگهدارنده (Control serum)	2X1.5 ml
8	محلول Assay-Buffer	2X12 ml
9	برچسب مخصوص پلیت	۱ عدد

+ محلول شستشو، رنگزا و متوقف کننده در همه کیت‌ها مشترک می‌باشند.
 + استانداردها در بافر انسانی حاوی نگهدارنده و آماده مصرف می‌باشند.

◀ مواد و وسایل مورد نیاز که در کیت موجود نمی‌باشند

- 1- سمپلرهای ۲۰، ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ میکرولیتری
- 2- آب مقطر
- 3- دستگاه الیزا ریدر دارای فیلتر ۴۵۰ نانومتری و در صورت امکان ۶۳۰ نانومتری به عنوان فیلتر رفرانس
- 4- کاغذ جاذب رطوبت

◀ جمع آوری و آماده سازی نمونه

پس از جداسازی سرم از نمونه خون بیمار، نمونه را می‌توان به مدت ۴۸ ساعت در درمای 8°C تا 2°C نگهداری شوند. جهت نگهداری طولانی‌تر، نمونه‌ها باید در دمای 20°C - نگهداری شوند. نمونه‌های ذوب شده باید قبل از آزمایش مخلوط شوند. بهتر است ترجیحاً از نمونه‌های با کدورت بالا، همولیز و لیپمیک استفاده نشود. در ضمن باید از فریز و ذوب مکرر نمونه‌ها (Freeze-Thaw) اجتناب گردد. در مواردی که مقدار hCG نمونه بیش از 10000 IU/L باشد، نمونه را با Assay Buffer رقیق نموده و سپس آزمایش را تکرار نمایید.

◀ نکات قابل توجه

- 1- کیت فقط جهت استفاده در آزمایشگاه تشخیصی کاربرد دارد.
 - 2- استفاده از نوک سمپلر یک بار مصرف برای هر نمونه جهت دقت و صحت بیشتر.
 - 3- شستشو چاهکها به صورت کامل جهت نتیجه بهتر.
 - بررسی چاهکها از نظر وجود حباب.
 - خارج کردن حباب از چاهکها با زدن ضربه آهسته به پللیت.
 - 4- عدم ترکیب اجزاء کیت با سری ساخت متفاوت.
 - 5- جلوگیری از تعویض درب معرفها.
 - 6- جلوگیری از تماس معرف به ویژه معرف حاوی اسیدکلریدریک با پوست (در صورت تماس با آب کافی شستشو داده شود).
 - 7- از استعمال دخانیات، خوردن و آشامیدن اجتناب شود.
 - 8- از پیپت کردن مواد با دهان پرهیز شود.
 - 9- از دستکش و کلاه مناسب استفاده شود.
- + جهت ساخت برخی از اجزای این کیت از سرم انسانی که از نظر HIV، HbsAg، HCV منفی می‌باشد، استفاده شده است.

« آماده سازی معرفها

1- همه معرفها باید قبل از استفاده به دمای اتاق (۲۵-۱۸ درجه سانتی گراد) برسند و قبل از استفاده آن ها را به آرامی سر و ته نمائید.

2- تهیه محلول شستشو: برای تهیه محلول شستشوی آماده مصرف، یک حجم از بافر شستشو غلیظ (20X) را با ۱۹ حجم آب مقطر رقیق نمائید.

« نکته‌های مهم

1- توصیه می‌شود که بیشتر از ۳۲ چاهک در هر ران کاری استفاده نشود.

2- فرایند شستشو خیلی مهم است. شستشوی ناکافی باعث کاهش دقت و افزایش کاذب جذب می‌شود.

3- در مواردی که مقدار hCG نمونه بیش از ۱۰۰۰۰ IU/L باشد، نمونه را با Assay Buffer رقیق نموده و سپس آزمایش را تکرار نمائید.

◀ روش انجام آزمایش

- 1- انتخاب تعداد چاهک‌های کوت شده برای استانداردها، کنترل و نمونه‌های بیمار بصورت دوتایی و قرار دادن مابقی چاهک‌ها در کیسه مخصوص به همراه نمگیر و بستن درب آن.
- 2- $200 \mu\text{l}$ از Assay Buffer را به چاهک‌ها بجز چاهک استانداردها، اضافه نمایید.
- 3- $200 \mu\text{l}$ استانداردها و کنترل را به چاهک‌های مورد نظر اضافه نمایید.
- 4- $200 \mu\text{l}$ از نمونه‌های بیمار را به داخل چاهک‌های حاوی Assay Buffer بریزید.
- + توصیه می‌شود، پس از ریختن نمونه‌ها در داخل Assay Buffer چندین مرتبه خالی و پر کردن سمپلر در داخل چاهک‌ها، انجام شود.
- 5- پلیت را به مدت ۱۵ ثانیه به آرامی تکان دهید و سپس درب چاهک‌ها را با برچسب مخصوص پلیت پوشانده و ۱۰ دقیقه در دمای اتاق (۲۷-۲۰ درجه سانتی گراد) انکوبه کنید .
- 6- محتویات چاهک‌ها را خالی کنید و چاهک‌ها را ۵ بار با $350 \mu\text{l}$ میکرولیتر بافر شستشوی آماده شستشو دهید. سپس چاهک‌ها را وارونه کنید و همراه با تکان دادن خالی کنید و در انتهای شستشو با ضربات ملایم بر روی کاغذ جاذب تمامی مایع موجود در چاهک‌ها را تخلیه نمایید.
- 7- $100 \mu\text{l}$ از کوثر وگه آنزیمی را به تمام چاهک‌ها اضافه کنید.
- 8- پلیت را به مدت ۱۵ ثانیه به آرامی تکان دهید تا محتویات چاهک‌ها خوب مخلوط شوند. سپس درب چاهک‌ها را با برچسب مخصوص پلیت پوشانده، آن را به مدت ۱۰ دقیقه در دمای اتاق انکوبه کنید.

9- محتویات چاهک‌ها را خالی کرده و ۵ بار با ۳۵۰ میکرولیتر بافر شستشوی آماده مصرف بشوئید. برای شستشوی چاهک‌ها ابتدا ۳۵۰ میکرولیتر بافر شستشو را داخل چاهک‌ها بریزید. سپس چاهک‌ها را وارونه کرده و همراه با تکان دادن خالی کنید و در انتهای شستشو، با ضربات ملایم بر روی کاغذ جاذب تمامی مایع موجود در چاهک‌ها را تخلیه نمایید.

10- ۱۰۰ میکرولیتر از سوبسترای آماده مصرف به تمامی چاهک‌ها اضافه کنید و آن‌ها را به مدت ۱۰ دقیقه در دمای اتاق و در تاریکی انکوبه نمایید.

11- ۵۰ میکرولیتر از محلول متوقف کننده و اکنش به همه چاهک‌ها اضافه کنید. سپس جذب نور هر چاهک را در طول موج ۴۵۰nm با دستگاه الایزا رییدر قرائت نمایید. (در صورت امکان از طول نانومتر به عنوان فیلتر رفرانس استفاده کنید.)

+ سنجش جذب نوری باید حداکثر تا ۳۰ دقیقه پس از اتمام آزمایش انجام شود.


« محاسبه نتایج

1- با استفاده از میانگین جذب نوری استانداردها (محور Y) و غلظت مشخص آنها (محور X) بر روی کاغذ میلی متری، منحنی استاندارد رسم کنید.

2- میانگین جذب نوری برای هر نمونه را بدست آورده و روی محور Y جای آنرا پیدا کنید. سپس نقطه مذکور را توسط خطی به منحنی وصل کنید. از نقطه بدست آمده خطی عمود بر محور X وارد کنید تا نقطه تلاقی که نشان دهنده غلظت نمونه است، بدست آید.

« راهنمای محاسبه

مقادیر جذب نوری ارائه شده در جدول ذیل تنها به عنوان راهنمایی آورده شده است و هر آزمایشگاهی باید برای هر بار آزمایش یک منحنی استاندارد جدید بدست آورد.



جذب	مقدار استاندارد (IU/L)	ردیف
0/02	0	1
0/05	50	2
0/14	250	3
0/64	1000	4
1/44	2500	5
2/06	5000	6
2/65	10000	7

◀ مقادیر طبیعی

هر آزمایشگاهی لازم است تا بر اساس بافت جمعیتی، محدوده طبیعی مقادیر این هورمون را بدست آورد. مقادیر طبیعی در سرم افراد نرمل که توسط آزمایشات مکرر به روش الایزا بدست آمده است به قرار زیر می‌باشد:

محدوده طبیعی : $0/5 - 20/0$ IU/L

محدوده مشکوک : $20/0 - 30/0$ IU/L

چنانچه فردی در این محدوده مشکوک باشد، لازم است یک هفته بعد مجدداً خونگیری و آزمایش مجدد به عمل آید. همچنین در نمونه‌هایی که در Boarder line قرار دارند، آزمایش مجدد حتماً تکرار شود.

در افراد باردار طبیعی مقادیر در دوران مختلف (برحسب IU/L) بشرح ذیل است:

۲۵-۳۵	هفته اول
۳۵-۱۰۰	هفته دوم
۱۰۰-۱۰۰۰	هفته سوم
۱۰۰۰-۱۰۰۰۰	هفته چهارم
۳۰۰۰۰-۱۰۰۰۰۰	ماه دوم و سوم
۵۰۰۰-۱۵۰۰۰	سه ماه سوم

« خصوصیات کیت

1- حساسیت:

با تکرار و خوانش جذب استاندارد د صفر، حساسیت آنالایتیکال کیت برای تعیین مقدار هورمون hCG بر اساس محاسبه $0.0+3SD$ برابر $10 IU/L$ بدست آمد.

2- دقت:

برای محاسبه میزان دقت در یک روز و روزهای مختلف، آزمایش بر روی ۳ نمونه سرم ۲۰ بار تکرار شد که ضریب تغییرات به شرح ذیل است.

ضریب تغییرات در روز				
ضریب تغییرات (%CV)	انحراف معیار	میانگین (IU/L)	دفعات تکرار	نمونه سرم
۷/۴	۸/۲۳	۱۱۲	۲۰	۱
۸/۷	۸۰/۳	۹۴۲	۲۰	۲
۵/۶	۱۷۸	۳۱۸۶	۲۰	۳

ضریب تغییرات در روزهای مختلف				
ضریب تغییرات (%CV)	انحراف معیار	میانگین (IU/L)	دفعات تکرار	نمونه سرم
۷/۴	۴/۲	۵۶/۱	۱۰	۱
۵/۹	۸/۱	۱۳۶/۶	۱۰	۲
۶/۷	۳۸/۳	۵۷۵/۸	۱۰	۳

3- ویژگی:

آنتی بادی‌های مونوکلونال مورد استفاده در این کیت الایزا اختصاصی hCG انسانی می‌باشند. هیچگونه تداخلی با LH، FSH و TSH انسانی در غلظت‌های طبیعی دیده نشده است.

4- خطی بودن:

سه نمونه مختلف سرمی با استاندارد صفر به نسبت های ۱:۲، ۱:۴، ۱:۸، ۱:۱۶، ۱:۳۲ و ۱:۶۴ رقیق شدند. سپس غلظت hCG در آنها با استفاده از کیت محاسبه شد که نتایج ذیل بدست آمد.

درصد بازیابی						غلظت اولیه (IU/L)	نمونه سرمی
۱:۶۴	۱:۳۲	۱:۱۶	۱:۸	۱:۴	۱:۲		
۹۸	۱۰۶	۱۰۲	۹۵	۱۰۶	۱۰۸	۱۵۶۰	۱
۱۰۵	۹۵	۹۸	۱۰۱	۱۰۳	۱۰۲	۴۵۵۰	۲
۹۹	۱۰۳	۱۰۱	۱۰۴	۱۰۴	۱۰۷	۸۹۰۰	۳

5- در این کیت اثر هوک تا غلظت ۱۰۰۰۰۰۰ IU/L رویت نشد.

+ References

1. cole LA (2009). New discoveries on the biology and detection of human chorionic gonadotropin.
2. Gregory jj finay zL-Alpha-fetoprotein and- human chorionic gonadotropin: their clinical significance az tumor markers.
3. Heormann of R spoett G, Moncayo R , Mann K. evidence for the presence of human pituitary. J. clin. Endocrinol.
4. Gever, John .FDA Yanks HCG Weight Loss Agents from Market.
5. HCG Diet products Are llegal
6. FDA , FTC act to remove homeopathic , HCG Weight loss products from the market.
7. PDB : 1 HRP ; Laphorn AJ , Harris DC , Littlejohn A, Lustbader Jw, Canfield RE , Machin KJ, Morgan FJ .Crystal structure of human chorionic gonadotropin.

پاره‌ای نکات علمی در خصوص رفع مشکلات احتمالی در کیت‌های الیزا :

راه حل	علت مشکل	
تکرار تست با کوئزوگه جدید	افت و یا آلودگی کوئزوگه	پایین بودن OD استاندارد‌ها و نمونه‌ها
<ul style="list-style-type: none"> • دمای آزمایشگاه و تایمر را چک کرده و تست را تکرار کنید • قبل از شروع آزمایش کیت و نمونه بیماران به دمای اتاق برسد. 	<p>پایین بودن دما و یا کوتاه بودن زمان انکوباسیون، به دما نرسیدن محلول‌های کیت و نمونه بیماران</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • PH آب مقطر را چک کنید و تست را با Wash Buffer جدید تکرار کنید. • پس از شستشوی کامل و تخلیه چاهک‌ها بلافاصله تست را ادامه دهید. 	<p>PH نامناسب و یا غلظت بالای Wash Buffer، شستشوی نامناسب و یا خشک شدن چاهک‌ها</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • پس از باز کردن کیت تاریخ را ثبت کنید و به تاریخ انقضا توجه کنید. • پس از هر بار مصرف پلیت را با چسب بپوشانید و کیت را در یخچال نگهداری کنید 	<p>نگهداری نامناسب کیت و عدم رعایت زنجیره سرد</p>	

<ul style="list-style-type: none"> • تست را با دستگاه کالیبر شده بخوانید. • طول موج دستگاه را دوباره چک کنید. 	<p>طول موج خوانش نامناسب (۴۰۵ نانومتر بجای ۴۵۰ نانومتر)</p>	
<p>تکرار تست با مواد همان کیت</p>	<p>استفاده از مواد سایر کیتها</p>	<p>عدم تولید رنگ در چاهکها</p>
<p>تکرار تست</p>	<p>انجام نشدن مرحله‌ای از تست</p>	
<p>تکرار تست با محلول کوثر و گه جدید</p>	<p>آلودگی محلول کوثر و گه با سدیم آزاید</p>	
<p>از سری استاندارد جدید استفاده کنید</p>	<p>آلودگی استانداردها</p>	<p>صحیح نبودن نمودار</p>

<ul style="list-style-type: none"> • استفاده از نوک سمپلر یکبار مصرف. • از سمپلرهای تک کاناله یا چند کاناله کالیبر شده استفاده کنید. • توجه کنید نوک سمپلر محکم به سمپلر متصل باشد. • توجه کنید در هنگام پیپتینگ حباب وارد نوک سمپلر نشود. 	<p>پیپتینگ نامناسب</p>	<p>صحیح نبودن نمودار</p>
<p>PH آب مقطر را چک کنید و تست را با Wash Buffer جدید تکرار کنید.</p>	<p>PH نامناسب و یا غلظت بالای، Wash Buffer</p>	
<p>پس از شستشوی کامل و تخلیه چاهکها بلافاصله تست را ادامه دهید.</p>	<p>شستشوی نامناسب و یا خشک شدن چاهکها</p>	

<p>تکرار تست با استانداردهای جدید</p>	<p>آلودگی استاندارد صفر</p>	<p>بالا بودن رنگ زمینه، بالا بودن OD</p>
<p>استفاده از محلول رنگزا جدید</p>	<p>آلودگی محلول رنگزا</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • عدم آلودگی آب مقطر با موادی مانند وایتکس را چک کنید و تست را با Wash Buffer جدید تکرار کنید. • تمام سوزن‌های دستگاه واشر را چک کنید. 	<p>آلودگی و یا غلظت پایین Wash Buffer، شستشوی نامناسب</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • تست را با دستگاه کالیبر شده بخوانید. • طول موج دستگاه را دوباره چک کنید. • از فیلتر ۰.۳ میکرون به عنوان فیلتر رفرنس استفاده کنید. 	<p>طول موج نامناسب در خوانش</p>	

تکرار تست با محلول Stop جدید	آلودگی محلول Stop	عدم تکرار پذیری مناسب
بلافاصله بعد از Stop کردن تست، یا حداکثر تا ۱۵ دقیقه پلیت را بخوانید.	ایجاد وقفه در خوانش	
<ul style="list-style-type: none"> • استفاده از نوک سمپلر یکبار مصرف • از سمپلرهای تک کاناله یا چند کاناله کالیبر شده استفاده کنید. • توجه کنید نوک سمپلر محکم به سمپلر متصل باشد. • توجه کنید در هنگام پیپتینگ حباب وارد نشود. • توجه کنید جداره خارجی نوک سمپلر حاوی محلول نباشد. • کالیبراسیون و تمیز کردن ادواری سمپلرها. 	پیپتینگ نامناسب	

<p>فاصله زمانی بین اضافه کردن استانداردها و نمونه نباید بیشتر از ۱۰ دقیقه باشد. در این صورت نتایج قابل اعتماد نیست.</p>	<p>طولانی شدن زمان انجام تست</p>	<p>عدم تکرار پذیری مناسب</p>
<ul style="list-style-type: none"> • پس از باز کردن کیت تاریخ را ثبت کنید و به تاریخ انقضا توجه کنید. • پس از هر بار مصرف پلیت را با چسب بپوشانید و کیت را در یخچال نگهداری کنید. 	<p>نگهداری نامناسب کیت و عدم رعایت زنجیره سرد</p>	
<p>پیپتینگ صحیح و شستشوی مناسب، پس از شستشوی کامل و تخلیه چاهک‌ها بلافاصله تست را ادامه دهید.</p>	<p>باقی ماندن کوثر و گه در لبه چاهک‌ها و عدم شستشوی مناسب و یا خشک شدن چاهک‌ها.</p>	
<p>در حین انکوباسیون و بعد از Stop کردن واکنش توجه کنید حباب در چاهک‌ها نباشد.</p>	<p>وجود حباب در چاهک‌ها</p>	
<p>کف چاهک‌ها را با دستمال نرم و مرطوب، تمیز کنید</p>	<p>کثیف بودن کف چاهک‌ها</p>	
<p>قبل از استفاده از ویال محلول‌ها را به آرامی تکان دهید</p>	<p>مخلوط نشدن محلول‌های کیت</p>	

« خلاصه روش آزمایش

نمونه‌ها	استانداردها	معرفها
۲۰۰ μl	-	Assay Buffer
-	۲۰۰ μl	استاندارد و کنترل
۲۰ μl	-	نمونه

توصیه می‌شود پس از ریختن نمونه‌ها در داخل Assay Buffer چندین مرتبه با خالی و پر کردن سمپلر در داخل چاهک، انجام شود. در دمای اتاق به مدت ۱۰ دقیقه انکوبه نمایید.

۵ بار با ۳۵۰ μl محلول بافر شستشو رقیق شستشو دهید و با دقت محتویات را خالی کنید.

۱۰۰ μl	۱۰۰ μl	کونژوگه آنزیمی
--------	--------	----------------

به مدت ۱۰ دقیقه در دمای اتاق در تاریکی انکوبه نمایید. ۵ بار با ۳۵۰ μl محلول بافر شستشو رقیق شستشو دهید و با دقت محتویات را خالی کنید.

۱۰۰ μl	۱۰۰ μl	محلول رنگزا
--------	--------	-------------

به مدت ۱۰ دقیقه در دمای اتاق در تاریکی انکوبه نمایید.

۵۰ μl	۵۰ μl	محلول متوقف‌کننده
-------	-------	-------------------

جذب نوری هر چاهک در طول موج ۴۵۰ nm و فیلتر رفرانس ۶۳۰ nm قرائت شود.

www.padyabteb.com



دفتر فروش و خدمات پس از فروش:

تهران. خیابان شهید بهشتی. خیابان بخارست (احمد قصیر). کوچه ششم. پلاک ۵. واحد ۵
تلفن فروش: ۸ - ۳۷۷۷۵۵۳۱ (۰۲۶) داخلی ۱۶۰ خدمات پس از فروش: ۰۹۱۲۹۴۰۹۱۲۴

کارخانه:

شهرک صنعتی اشتیارد. بلوار ابوریحان بیرونی. بلوار غزالی غربی. خیابان لادن ۲
تلفن: ۸ - ۳۷۷۷۵۵۳۱ (۰۲۶) فکس: ۳۷۷۷۵۵۲۹ (۰۲۶)



eztest
ELISA Kits