

[www.padyabteb.com](http://www.padyabteb.com)

**eztest**  
ELISA Kits

**Anti HIV1+2 Elisa Test Kit**  
Infectious Disease ELISA Kits

REF: PT-EHI-503

IVD

- + کیت تشخیص ویروس نقص ایمنی انسان پادیاپ طب
- + Anti-HIV 1+2 ELISA پادیاپ طب
- + کیت الایزا برای تشخیص آنتی‌بادی Human Immunodeficiency VIRUS (HIV) 1+2

### ◀ مقدمه

قبل از انجام آزمایش بروشور کیت به طور کامل و با دقت مطالعه شود. از دستورالعمل‌های انجام آزمایش کیت پیروی کنید و آنها را تغییر ندهید. فقط با مراعات کامل این دستورالعمل‌ها می‌توان از نتایج اشتباه اجتناب کرده و از کیت anti-HIV 1+2 ELISA پادیاپ طب عملکرد مطلوب را به دست آورد.

### ◀ هدف از استفاده

کیت anti-HIV 1+2 ELISA پادیاپ طب یک آزمایش الایزا (ELISA) به منظور شناسایی کیفی آنتی‌بادی‌های ضد ویروس‌های نقص ایمنی انسان (HIV) تایپ 1 (group M-O) یا تایپ ۲ در نمونه سرم یا پلاسمای انسان است. این آزمایش را می‌توان به عنوان یک وسیله کمکی در تشخیص وضعیت بالینی مربوط به عفونت با HIV-1 و یا HIV-2 عوامل اتیولوژیک سندرم نقص ایمنی اکتسابی (ایدز) - مورد استفاده قرار داد.

### ◀ خلاصه

شواهد سرولوژیک عفونت HIV ممکن است با آزمایش حضور آنتی‌ژن‌ها یا آنتی‌بادی‌های HIV در سرم افراد مشکوک به عفونت HIV بدست آید. عمدتاً آنتی‌ژن فقط در دو فاز حاد و فاز با علائم ایدز قابل شناسایی می‌باشد. آنتی‌بادی‌های HIV-1 و یا HIV-2 کمابیش در تمام دوره عفونت، از فاز حاد یا کمی پس از آن تا مرحله پایانی ایدز قابل

شناسایی می‌باشند. بنابراین استفاده از آزمایش‌های بسیار حساس برای آنتی‌بادی نخستین رویکرد در تشخیص سرمی عفونت HIV می‌باشد. به غیر از انتقال از راه جنسی، راه اصلی عفونت با HIV انتقال خون است. HIV می‌تواند در هر دو بخش سلولی و بدون سلول خون انسان حضور پیدا کند.

## ◀ اساس آزمایش

Sandwich ELISA anti-HIV1+2ELISA پادیاپ طب پر اساس دومرحله‌ای می‌باشد. چاهک‌ها قبلاً با آنتی‌ژن‌های HIV نوترکیب بیان شده در E.coli recombinant (HIV-1gp41, gp120 & recom-36 gp-2 binant) پوشش داده شده‌اند. نمونه سرم یا پلاسما می‌بیمار افزوده می‌شود و طی مرحله انکوباسیون اول، اگر آنتی‌بادی‌های اختصاصی HIV1/2 وجود داشته باشند در داخل چاهک‌ها به دام می‌افتند. سپس برای حذف پروتئین‌های آزاد سرم چاهک‌ها شستشو می‌شوند. دسته دوم از آنتی‌ژن‌های نوترکیب که همان اپی‌توپ‌های آنتی‌ژن‌های داخل چاهک‌ها را بیان کرده و کنژوگه شده با آنزیم HRP (کنژوگه)<sup>۲</sup> هستند، افزوده می‌شود و طی انکوباسیون دوم، آنها به آنتی‌بادی به دام افتاده متصل خواهند شد. برای حذف کنژوگه آزاد چاهک‌ها شستشو می‌گردند، و محلول‌های رنگ‌زا<sup>۳</sup> به چاهک‌ها افزوده می‌شوند. در چاهک‌های حاوی ایمونوکمپلکس «ساندویچ» آنتی‌ژن - آنتی‌بادی - آنتی‌ژن (HRP)، محلول‌های رنگ‌زای بی‌رنگ توسط HRP کنژوگه متصل شده هیدرولیز می‌شوند و محصولی آبی رنگ تولید می‌کنند. پس از توقف واکنش با اسید سولفوریک، رنگ آبی به زرد تبدیل می‌شود. مقدار شدت رنگ که به ترتیب متناسب با مقدار آنتی‌بادی‌های به دام افتاده در چاهک‌ها و موجود در نمونه است را می‌توان سنجید. چاهک‌های حاوی نمونه‌های منفی برای anti-HIV1+2 بی‌رنگ باقی می‌مانند.

۲. Horseradish peroxidase  
۳. Chromogen solutions

## محتویات کیت <

**IVD** فقط برای استفاده تشخیصی در خارج از بدن انسان.

### 1- Microwell Plate (۹۶×۱ چاهک)

پلیت: هر چاهک حاوی آنتیژن‌های نوترکیب HIV1/2 (recombinantHIV-2 gp36 و recombinantHIV-1 gp41, gp120) است. نوارهای چاهک را می‌توان شکست تا به طور مجزا از هم مورد استفاده قرار گیرند. چاهک‌های استفاده نشده را همراه با رطوبت‌گیر در کیسه پلاستیکی که برای نگهداری آنها تدارک دیده شده قرار دهید و به ۸-۲۰ درجه سلسیوس برگردانید. پلیت پس از باز شدن، در صورت نگهداری در ۸-۲۰ درجه سلسیوس همراه با رطوبت‌گیر یک ماه پایدار هستند.

### 2- Negative Control (۱×۱ ml در هر ویال)

کنترل منفی: مایعی زرد رنگ در یک ویال با در پیچ سبز. بافر پایدار شده با پروتئین، آزمایش شده برای آنتی‌بادی‌های HCV، HBSAg-HIV1+2، و TP بدون واکنش، آماده مصرف پس از باز شدن، پایدار به مدت یک ماه در ۸-۲۰ درجه سلسیوس. (نگهدارنده 300 proclin™ ۱% / ۰)

### 3- Positive Control-1 (۱×۱ ml در هر ویال)

کنترل مثبت - ۱: مایعی قرمز رنگ در یک ویال با در پیچ قرمز. محلول بافر پایدار شده با پروتئین، آزمایش شده برای آنتی‌بادی‌های HIV-1 مثبت. آماده مصرف پس از باز شدن، پایدار به مدت یک ماه در ۸-۲۰ درجه سلسیوس. (نگهدارنده 300 proclin™ ۱% / ۰)

#### 4- Positive Control-2 (1 × 1 ml در هر ویال)

کنترل مثبت - ۲: مایعی قرمز رنگ در یک ویال با در پیچ زرد. محلول بافر پایدار شده با پروتئین، آزمایش شده برای آنتی‌بادی‌های HIV-2 مثبت. آماده مصرف پس از باز شدن، پایدار به مدت یک ماه در ۲-۸ درجه سلسیوس. (نگهدارنده 300 proclin™ ۱% / ۰)

#### 5- HRP-Conjugate (1 × 1۲ ml در هر ویال)

HRP - کتزوگه: مایعی قرمز رنگ در یک ویال سفید با در پیچ قرمز آنتی‌ژن‌های نوترکیب HIV1+2 کتزوگه شده با HRP. آماده مصرف پس از باز شدن، پایدار به مدت یک ماه در ۲-۸ درجه سلسیوس. (نگهدارنده 300 proclin™ ۱% / ۰)

#### 6- Wash Buffer (۲ × ۲۵ ml در هر بطری)

بافر شستشو: مایعی بی‌رنگ در دو بطری با در پیچ سفید. PH 7.4, 20×PBS قبل از استفاده باید با آب مقطر / دیونیزه به نسبت ۱ به ۲۰ رقیق شود. پس از رقیق سازی، پایدار به مدت یک هفته در دمای اتاق، یا به مدت دو هفته در صورت نگهداری در ۲-۸ درجه سلسیوس. قبل از استفاده رقیق کنید! (حاوی پاک‌کننده Tween-20)

#### 7- Chromogen Solution A (1 × ۶ ml در هر ویال)

محلول رنگزا A: مایعی بی‌رنگ در یک ویال سفید با در پیچ سبز، محلول پراکسیداز اوره. آماده مصرف پس از باز شدن، پایدار به مدت یک ماه در ۲-۸ درجه سلسیوس.

**Chromogen Solution B -8** (در هر ویال ۱×۶ ml)

محلول رنگزا B۱ : مایعی بی رنگ در یک ویال سیاه با درپنج سیاه، محلول TMB (محلول در اسید سیتریک)<sup>۴</sup> آماده مصرف پس از باز شدن، پایدار به مدت یک ماه در ۸-۲ درجه سلسیوس.

**Stop Solution -9** (در هر ویال ۱×۶ ml)

محلول متوقف کننده واکنش: مایعی بی رنگ در یک ویال سفید رنگ با درپنج زرد.  
محلول اسید سولفوریک رقیق شده دو مولار ( $2M H_2SO_4$ ).  
آماده مصرف پس از باز شدن پایدار به مدت یک ماه در ۸-۲ درجه سلسیوس.

**10- کیسه پلاستیکی زیپدار:** جهت نگهداری چاهک‌های استفاده نشده: یک عدد

**11- بروشور کیت:** یک عدد

**12- برچسب مخصوص پلیت:** ۳ برگ

جهت پوشاندن پلیت‌ها در مدت انکوباسیون و جلوگیری از تبخیر یا آلودگی چاهک‌ها.

**◀ مواد و وسایل لازم که در کیت موجود نمی‌باشند**

آب مقطر یا دیونیزه تازه، دستکش یک بار مصرف و تایمر، ظروف زباله مناسب برای مواد بالقوه آلوده شده سیستم توزیع کننده و یا پی‌پت، سرسمپلر یک بار مصرف، دستمال جاذب یا پارچه تمیز، انکوباتور خشک یا بن ماری ۵/۰ ± ۳۷ درجه سلسیوس، خوانشگر پلیت با یک طول موج ۴۵۰ نانومتر یا با دو طول موج ۴۵۰/۶۳۰ نانومتر، سیستم آسپیراسیون/ شستشوی چاهک.

۴. Tetramethyl benzidine

## ◀ جمع آوری، حمل و نقل و نگهداری نمونه

**1- جمع آوری نمونه:** آمادگی خاصی برای بیمار لازم نیست نمونه را بر اساس روال عادی آزمایشگاه جمع آوری کنید. از نمونه‌های تازه سرم یا پلاسما می‌توان برای این آزمایش استفاده کرد. باید اجازه داد که خون گرفته شده از ورید به طور طبیعی و کامل لخته شود. سرم / پلاسما از لخته باید حتی‌الامکان هر چه زودتر جدا شود تا از همولیز شدن گلبول‌های قرمز اجتناب گردد. برای اطمینان از این که نمونه‌های سرم شفاف و بدون آلودگی میکروبی هستند باید توجه لازم را به کار برد. هرگونه ذرات قابل رؤیت در نمونه را باید با سانتریفوژ کردن با دور ۳۰۰۰ در دقیقه (RPM) به مدت ۲۰ دقیقه در دمای اتاق یا با فیلتراسیون برطرف کرد.

**2- نمونه‌های پلاسما جمع آوری شده در EDTA، سدیم سیترات یا هپارین را می‌توان مورد آزمایش قرار داد، اما از نمونه‌های به شدت لیپمیک، ایکتریک، یا همولیتیک نباید استفاده شود زیرا این نمونه‌ها می‌توانند در آزمایش نتایج کاذب بدهند. نمونه‌ها را توسط حرارت غیر فعال<sup>۵</sup> نکنید. این کار می‌تواند باعث افت آنتی‌بادی‌های مورد نظر گردد. از نمونه‌های با آلودگی میکروبی قابل رؤیت هرگز نباید استفاده شود.**

**3- کیت anti-HIV 1+2 ELISA پادیاب طب فقط برای آزمایش کردن نمونه‌های انفرادی سرم یا پلاسما در نظر گرفته شده است. از این کیت برای آزمایش کردن نمونه‌های جسد، بزاق، ادرار یا سایر مایعات بدن، یا خون مخلوط<sup>۶</sup> استفاده نکنید.**

**4- حمل و نقل و نگهداری:** نمونه‌ها را در ۸-۲ درجه سلسیوس نگهداری کنید. اگر لازم نیست که آزمایش نمونه‌ها در عرض ۷ روز انجام شود، باید آنها را به صورت فریز شده (۲۰- درجه سلسیوس یا کمتر) نگهداری کرد. از ذوب - فریز کردن مکرر نمونه‌ها باید پرهیز شود. جهت ارسال، نمونه‌ها باید مطابق با مقررات محلی و بین‌المللی

۵. Inactive

۶. Mixed/Pooled

موجود برای حمل و نقل نمونه‌های بالینی و عوامل اتولوژیک بسته‌بندی و برچسب گذاری شوند.

## ◀ نگهداری و پایداری

در صورت نگهداری در ۲-۸ درجه سلسیوس محتویات کیت تا تاریخ انقضای نوشته شده بر روی برچسب و جعبه پایدار خواهند بود. از فریز کردن خودداری کنید. برای این که از حداکثر عملکرد کیت anti-HIV1+2ELISA پادیاب طب مطمئن شوید، در مدت نگهداری، معرف‌ها را از آلودگی میکروبی یا شیمیایی محافظت کنید.

## ◀ احتیاط و ایمنی

فقط توسط افراد حرفه‌ای صلاحیت‌دار استفاده شود.

آزمایش‌های الایزابه زمان و دما حساس هستند. برای پرهیز از ایجاد نتایج اشتباه، دقیقاً از مراحل روش آزمایش بدون اعمال تغییر پیروی کنید.

**1- معرف‌های مربوط به شماره ساخت‌های مختلف را با یکدیگر عوض نکنید و از معرف‌های کیت‌های تجاری دیگر استفاده ننمایید.** محتویات این کیت دقیقاً برای اجرای آزمایش به نحو مطلوب، فراهم شده‌اند.

**2- مطمئن شوید که تمام معرف‌ها بر اساس آنچه بر روی جعبه کیت و برای یک شماره ساخت بیان شده، معتبر هستند.** هرگز از معرف‌ها بعد از تاریخ انقضایی که بر روی برچسب‌ها یا جعبه‌ها بیان شده استفاده نکنید.

**3- توجه - مرحله مهم:** اجازه دهید معرف‌ها و نمونه‌ها قبل از استفاده به دمای اتاق ۱۸-۳۰ درجه سلسیوس برسند. معرف‌ها را قبل از استفاده به آرامی تکان دهید. پس از استفاده فوراً به ۲-۸ درجه سلسیوس بازگردانید).



- 4- آنگونه که در مراحل روش آزمایش بیان شده است، فقط از حجم کافی نمونه استفاده کنید زیرا در غیر این صورت از حساسیت آزمایش کاسته خواهد شد.
- 5- کف خارجی چاهک‌ها را با دست لمس نکنید، اثر انگشت یا خراش می‌تواند در خواندن نتایج اختلال ایجاد نماید. در هنگام خواندن نتایج، از خشک بودن کف پلیت و فقدان حباب‌های هوا در داخل چاهک‌ها اطمینان حاصل نمایید.
- 6- هرگز نگذارید چاهک‌ها بعد از مرحله شستشو خشک شوند. فوراً مرحله بعدی را آغاز کنید. موقع افزودن معرف‌ها از تشکیل حباب‌های هوا اجتناب کنید.
- 7- از وقفه‌های طولانی مدت در مراحل آزمایش اجتناب کنید. از یکسان بودن شرایط کاری برای همه چاهک‌ها اطمینان حاصل کنید.
- 8- پیپت‌ها را در زمان‌های مشخص کالیبر کنید، تا از درستی حجم نمونه‌ها / معرف‌هایی که توزیع می‌کنید مطمئن شوید. از سر سمپلرهای جداگانه یک بار مصرف برای هر نمونه و معرف‌ها استفاده کنید تا از آلودگی‌های متقاطع جلوگیری شود.
- 9- مطمئن شوید که دمای انکوباسیون در داخل انکوباتور ۳۷ درجه سلسیوس است.
- 10- هنگام افزودن نمونه‌ها، سر سمپلر با ته چاهک تماس پیدا نکند.
- 11- هنگام سنجش با خوانشگر پلیت، جذب را در ۴۵۰ نانومتر یا در ۴۵۰/۶۳۰ نانومتر به دست آورید.
- 12- فعالیت آنزیمی HRP، کتر و گه ممکن است تحت تأثیر گرد و غبار و مواد شیمیایی فعال و موادی مثل هیپوکلریت سدیم، اسیدها، قلیاها و غیره قرار گیرد. آزمایش را در حضور این مواد انجام ندهید.
- 13- اگر از دستگاه تمام اتوماتیک استفاده می‌کنید، طی انکوباسیون پلیت‌ها را با برس مخصوص پلیت نپوشانید. همچنین می‌توان بعد از شستشو از خارج کردن ذرات باقیمانده داخل پلیت به وسیله ضربه آرام صرف نظر کرد.

**14-** همه نمونه‌های با منشأ انسانی باید بالقوه عفونی در نظر گرفته شوند. پیروی دقیق از مقررات GLP<sup>۷</sup> می‌تواند موجب اطمینان از ایمنی فردی شود.

**15- هشدار:** ممکن است در تهیه کنترل منفی کیت از موادی با منشأ انسانی استفاده شده باشد. این مواد با کیت‌های آزمایشگاهی دارای عملکرد قابل قبول آزمایش شده و برای آنتی‌بادی‌های HCV، HIV1+2، TP، و HBSAg منفی بوده‌اند. اما، هیچ روش آنالیتیکی وجود ندارد که بتواند از فقدان کامل عوامل عفونی در نمونه‌ها یا معرف‌ها اطمینان دهد. بنابراین، با معرف‌ها و نمونه‌ها همچون انتقال دهنده بیماری‌های عفونی و با احتیاط بسیار رفتار کنید. سرم‌های گرفته شده از گاو برای پایدار کردن کنترل‌های مثبت و منفی استفاده شده‌اند. آلبومین سرم گاوی (BSA)<sup>۸</sup> و سرم‌های جنین گوساله (FCS)<sup>۹</sup> از حیواناتی از مناطق جغرافیایی BSE/TSEfree<sup>۱۰</sup> گرفته شده‌اند.

**16-** هرگز در آزمایش چیزی نخورید، نیشامید، سیگار نکشید و لوازم آرایش به کار نبرید. هرگز محلول‌ها را با دهان پی‌پت نکنید.

**17-** باید با مواد شیمیایی فقط مطابق با مقررات جاری GLP و مقررات محلی یا ملی رفتار کرده و آنها را دفع کرد.

**18-** قبل از هر اقدام بیشتر جهت دفع، برای آلودگی زدایی سرم‌پلرها، ویال‌ها، نوارها و ظروف نمونه را جمع‌آوری کرده و حداقل به مدت دو ساعت در ۱۲۱ درجه سلسیوس اتوکلاو کرد یا به مدت ۳۰ دقیقه در هیپوکلریت سدیم ۱۰٪ قرار داد. محلول‌های حاوی هیپوکلریت سدیم هرگز نباید اتوکلاو شوند. در صورت درخواست، برگه اطلاعات ایمنی مواد MSDS<sup>۱۱</sup> در دسترس خواهد بود.

۷ Good Laboratory Practice

۸ Bovine Serum Albumin

۹ Fetal Calf Sera

۱۰ Bovin Spongiform Encephalopathy/Transmissible Spongiform Encephalopathy free-geographical areas

۱۱ Materials Safety Data Sheet

**19-** برخی از معرف‌ها به صورت مواد خام ممکن است سمی، التهاب‌زا یا سوزاننده بوده یا اثر سرطان‌زایی داشته باشند. از تماس پوست و مخاط با این معرف‌ها و نیز دیگر معرف‌ها اجتناب شود.

**20-** محلول متوقف‌کننده واکنش  $2M H_2SO_4$  یک اسید است. با احتیاط از آن استفاده کنید. در صورت تماس با پوست و چشم‌ها آن را با آب شستشو دهید.

**21-** Proclin™300 (۱٪ / ۰) که به عنوان نگهدارنده استفاده شده است، می‌تواند باعث حساسیت پوستی شود. اگر ریخت فوراً آن را پاک کنید یا در صورت تماس با پوست و چشم‌ها آن را با آب شستشو دهید.

**22-** نشانه‌های ناپایداری (افت) معرف‌ها: خارج شدن مقادیر کنترل‌های مثبت یا منفی از دامنه کنترل کیفیت بیان شده، نشانه احتمال افت معرف‌ها و یا خطای فرد آزمایش‌کننده یا تجهیزات است. در چنین مواردی، باید نتایج را نامعتبر در نظر گرفت و باید نمونه‌ها را دوباره آزمایش کرد. در صورتی که همچنان نتایج اشتباه بدست آید و علت آن افت یا ناپایداری معرف‌ها باشد، معرف‌ها را با معرف جدید فوراً جایگزین کنید یا برای مساعدت بیشتر با پشتیبان فنی پادیاپ طب تماس بگیرید.



XI

ProClin™ 300  
S phrases:  
S26-28-36/37/39-45- 60-61  
R phrases: 43



در آزمایشگاه از خوردن و آشامیدن خودداری کنید



خطر زیستی



لباس محافظت‌کننده بپوشید  
محافظ چشم بپوشید

## ◀ روش آزمایش

آماده سازی معرفها: اجازه دهید معرفها به دمای اتاق (۳۰-۱۸ درجه سلسیوس) برسند. بافر شستشوی غلیظ را از نظر وجود کریستال نمک بررسی کنید. در صورت وجود کریستال با گرم کردن در ۳۷ درجه سلسیوس آنها را حل کنید. بافر شستشو (20X) را چنانکه در قسمت روش شستشو نوشته شده رقیق کنید. برای رقیق کردن بافر از آب مقطر یا دیونیزه و فقط از ظروف تمیز استفاده کنید. سایر معرفها آماده مصرف هستند.

• **مرحله ۱** آماده سازی: سه چاهک برای کنترل منفی (B1, C1, D1) دو چاهک برای کنترل مثبت (مثلا E1 برای HIV-1 و F1 برای HIV2) و یکی برای بلانک (مثلا A1 که نمونه‌ها و HRP - کتروگه نباید به چاهک بلانک اضافه شوند) در نظر بگیرید.

• **مرحله ۲** افزودن نمونه: ۱۰۰ میکرولیتر از کنترل مثبت، کنترل منفی و نمونه را به داخل چاهک‌های مربوطه بجز بلانک اضافه کنید.

+ **توجه:** برای هر نمونه، کنترل منفی و کنترل مثبت از سر سمپلرها جداگانه یک بار مصرف استفاده کنید تا از آلودگی متقاطع جلوگیری شود.

• **مرحله ۳** انکوبه کردن: پلیت را با برچسب مخصوص پلیت پوشانده و به مدت ۳۰ دقیقه در ۳۷ درجه سلسیوس انکوبه کنید.

• **مرحله ۴** شستشو: در پایان انکوباسیون، برچسب پلیت را برداشته و دور بیندازید. هر چاهک را ۵ بار با بافر شستشوی رقیق شده بشویید. هر بار بگذارید محلول شستشو ۶۰-۳۰ ثانیه در چاهک باقی بماند. پس از آخرین دور شستشو، پلیت را بر روی کاغذ خشک کن با پارچه تمیز برگردانید و با ضربه آرام ذرات باقیمانده را خارج کنید.

• **مرحله ۵** افزودن HRP - کتروگه: ۱۰۰ میکرولیتر از HRP - کتروگه را به همه چاهک‌ها به غیر از چاهک بلانک اضافه نمایید.

- **مرحله ۶** انکوبه کردن: پلیت را با برچسب مخصوص پلیت پوشانده و به مدت ۳۰ دقیقه در ۳۷ درجه سلسیوس انکوبه کنید.
  - **مرحله ۷** شستشو: در پایان انکوباسیون، برچسب پلیت را برداشته و دور بیاندازید. هر چاهک را ۵ بار با بافر شستشوی رقیق شده بشویید. هر بار بگذارید محلول شستشو ۶۰-۳۰ ثانیه در چاهک باقی بماند. پس از آخرین دور شستشو، پلیت را بر روی کاغذ خشک کن با پارچه تمیز برگردانید و با ضربه آرام ذرات باقیمانده را خارج کنید.
  - **مرحله ۸** ایجاد رنگ: ۵۰ میکرولیتر از محلول رنگزای A و ۵۰ میکرولیتر از محلول رنگزای B را به داخل همه چاهک‌ها و حتی بلانک اضافه نمایید. پلیت را به مدت ۱۵ دقیقه در ۳۷ درجه سلسیوس به دور از نور انکوبه کنید. در چاهک‌های کنترل مثبت و نمونه مثبت anti-HIV1+2، واکنش آنزیمی بین محلول‌های رنگزا و HRP - کتروگه رنگ آبی ایجاد می‌کند.
  - **مرحله ۹** متوقف کردن واکنش: ۵۰ میکرولیتر از محلول متوقف کننده واکنش را به همه چاهک‌ها اضافه نمایید و به آرامی مخلوط کنید. در چاهک‌های کنترل مثبت و نمونه مثبت anti-HIV1+2 رنگ زرد پر رنگ ظاهر می‌شود.
  - **مرحله ۱۰** سنجش جذب: خوانشگر پلیت را با چاهک بلانک کالیبر کنید و جذب را در ۴۵۰ نانومتر بخوانید. اگر از دستگاه دو فیلتری استفاده می‌شود، طول موج رفرانس را در ۶۳۰ نانومتر تنظیم کنید. مقدار Cut-off را محاسبه و نتایج را ارزیابی کنید.
- + توجه:** جذب را در عرض ۱۰ دقیقه پس از توقف واکنش بخوانید.

## ◀ روش شستشو

- 1- برای دستیابی به اطلاعات آنالیتیک درست و دقیق شستشوی مناسب ضروری است.
- 2- بنابر این، توصیه می‌شود از یک دستگاه شستشو دهنده پلیت الیزا

با کیفیت خوب استفاده کنید که از نظر عملکرد شستشو به بهترین صورت نگهداری شده باشد. به طور کلی، برای اجتناب از واکنش‌های مثبت کاذب و رنگ زیاد زمینه حداقل شستشوی ۵ مرتبه‌ای با Soak Time بین ۳۰ تا ۶۰ ثانیه توصیه می‌گردد.

**3-** بعد از انکوباسیون برای جلوگیری از آلودگی‌های متقاطع پلیت با نمونه‌ها یا HRP - کتزوگه، محتویات چاهک‌ها را دور نریزید، بلکه اجازه دهید شستشو کننده پلیت به طور اتوماتیک آنها را آسپیره کند.

**4-** مطمئن شوید که کانال‌های توزیع کننده مایع در شستشو کننده پلیت، گرفتگی یا آلودگی ندارند و حجم کافی از بافر شستشو هر بار در چاهک‌ها ریخته می‌شود.

**5-** در روش شستشوی دستی پیشنهاد می‌کنیم که ۵ بار شستشو با ۵ بار توزیع ۴۰۰-۳۵۰ میکرولیتر در چاهک و آسپیره کردن مایع انجام شود. اگر نتایج خوبی به دست نیامد (بالا بودن رنگ زمینه)، تعداد دورهای شستشو با مدت باقی ماندن محلول شستشو در چاهک را افزایش دهید.

**6-** در هر صورت، قبل از آن که مایع آسپیره شده از چاهک‌ها به روشی مناسب دفع شود، باید در یک محلول هیپوکلریت سدیم در غلظت نهایی ۲/۵٪ به مدت ۲۴ ساعت قرار گیرد.

**7-** بافر شستشوی غلیظ را قبل از استفاده باید نسبت ۱:۲۰ رقیق کرد. اگر از همه پلیت استفاده نمی‌کنید، حجم متناسبی از محلول را تهیه کنید.

## ◀ ارزیابی کیفیت و محاسبه نتایج

بدون در نظر گرفتن تعداد پلیت‌هایی که همزمان در آزمایش مورد استفاده قرار گرفته‌اند، هنگام محاسبه و تفسیر نتایج آزمایش باید هر پلیت را به طور جداگانه در نظر گرفت. نتایج با محاسبه نسبت مقدار جذب (A) هر نمونه به مقدار Cut-off (C.O.) پلیت به دست می‌آیند.

Absorbance . ۱۲

اگر خواندن Cut-off بر اساس خوانشگر پلیت یک فیلتری شده، در محاسبه نتایج، مقدار جذب چاهک بلانک را باید از مقادیر گزارش چاپی نمونه‌ها و کنترل‌ها کم کرد.

$$\text{Cut-off مقدار محاسبه (C.O.)} = \text{Nc} + 0.12$$

Nc = مقدار میانگین جذب سه کنترل منفی

• **ارزیابی کیفیت (معتبر سازی آزمایش):** نتایج آزمایش در صورتی معتبر هستند که معیارهای ارزیابی کیفیت برآورده شده باشند. توصیه شده است که هر آزمایشگاه باید با مواد ارزیابی کیفیت (مواد کنترلی) شبیه یا همانند با نمونه مورد آزمایش بیمار، سیستم ارزیابی کیفیت مناسبی را برقرار کند.

+ مقدار جذب چاهک بلانک که فقط حاوی رنگزا و محلول متوقف کننده واکنش است، باید در ۴۵۰ نانومتر کوچکتر از ۰/۰۸۰ باشد.

+ مقادیر جذب کنترل مثبت در ۶۳۰ / ۴۵۰ نانومتر باید مساوی یا بزرگتر از ۰/۸۰۰ باشند.

+ مقادیر جذب کنترل منفی در ۶۳۰ / ۴۵۰ نانومتر باید کوچکتر از ۰/۱۰۰ باشند.

اگر یکی از مقادیر جذب کنترل منفی معیارهای ارزیابی کیفیت را برآورده نکند، باید آن مقدار را کنار گذاشت و مقدار میانگین را بار دیگر با استفاده از دو مقدار باقی مانده محاسبه کرد. اگر بیش از یکی مقادیر جذب کنترل منفی ویژگی‌های دامنه ارزیابی کیفیت را برآورده نکند، آزمایش نامعتبر است و باید تکرار شود.

+ مثال: 1- ارزیابی کیفیت: مقدار جذب چاهک بلانک:  $A1 = 0.025$   
در ۴۵۰ نانومتر

D1	C1	B1	شماره چاهک:
۰/۰۱۶	۰/۰۱۲	۰/۰۲۰	مقادیر جذب کنترل منفی پس از کم کردن مقدار جذب چاهک بلانک:
	F1	E1	شماره چاهک:
	۲/۳۶۹	۲/۴۲۱	مقادیر جذب کنترل مثبت پس از کم کردن مقدار جذب چاهک بلانک:
همه مقادیر کنترل در دامنه ارزیابی کیفیت بیان شده هستند.			
2- محاسبه NC: $0/016 = (0/020 + 0/012 + 0/016) \div 3$			
3- محاسبه Cut-off: $0/136 = 0/016 + 0/12 = (C.O.)$			


## تفسیر نتایج <

- نتایج منفی ( $A/C.O. < 1$ ): نمونه‌هایی که جذب آنها کمتر از مقدار Cut-off باشد، در این آزمایش منفی هستند، که نشان می‌دهد که هیچ آنتی بادی anti-HIV1+2 با کیت anti-HIV1+2ELISA پادیاپ طب شناسایی نشده‌اند، بنابراین بیمار احتمالاً عفونت با HIV1+2 را ندارد.
- نتایج مثبت ( $A/C.O. \geq 1$ ): نمونه‌هایی که جذب آنها مساوی یا بیشتر از مقدار Cut-off دارای واکنش اولیه<sup>۱۳</sup> در نظر گرفته می‌شوند، که نشان می‌دهد آنتی بادی‌های anti-HIV1+2ELISA پادیاپ طب نمونه‌های دارای واکنش مکرر<sup>۱۴</sup> می‌توانند برای آنتی بادی‌های HIV1+2 مثبت در نظر گرفته شوند.
- بینابین<sup>۱۵</sup> ( $A/CO = 0.9-1.1$ ) نمونه‌های با نسبت جذب به Cut-off بین ۰/۹ و ۱/۱ بینابین در نظر گرفته می‌شوند و انجام آزمایش دوباره این نمونه‌ها به صورت دوتایی برای تایید نتایج اولیه الزامی است.
- انجام آزمایش‌های پیگیری، تاییدی و تکمیلی برای هر نمونه مثبت با سیستم اتالیتیک دیگر مانند (WB)<sup>۱۶</sup> و (PCR) الزامی است. تشخیص بالینی نباید بر اساس تنها یک نتیجه آزمایش بنا شود. اطلاعات و یافته‌های بالینی و آزمایشگاهی دیگر باید کامل شوند.

۱۳ . Initially reactive  
 ۱۴ . Repeatedly reactive  
 ۱۵ . Borderline  
 ۱۶ . Western Blot



## تفسیر نتایج اولیه و پیگیری همه نمونه‌های دارای واکنش اولیه یا بینابین



Ind = Non interpretable

اگر پس از دوباره آزمایش کردن نمونه‌های دارای واکنش اولیه، نتایج هر دو چاهک منفی ( $A/C.O. < 0.9$ ) باشند، این نمونه‌ها باید به عنوان مثبت تکرار ناپذیر<sup>۱۷</sup> (یا مثبت کاذب) در نظر گرفته شوند و به عنوان منفی مثبت شوند. همچون بسیاری از آزمایش‌های الایزای خیلی حساس، نتایج مثبت کاذب می‌تواند به دلایل مختلف رخ دهد که نه در همه موارد، ولی بیشتر مربوط به ناکافی بودن مرحله شستشو است. برای اطلاع بیشتر راجع به رفع مشکلات الایزای پادیاب طب، لطفاً به راهنمای الایزها و رفع مشکلات پادیاب طب مراجعه فرمایید.

اگر پس از دوباره آزمایش کردن به صورت دوتایی، نتایج یک یا هر دو چاهک مثبت بود، نتیجه آخر از این آزمایش الایزای باید به عنوان دارای واکنش مکرر مثبت شود. نمونه‌های دارای واکنش مکرر برای آنتی‌بادی‌های HIV1+2 می‌تواند مثبت در نظر گرفته شوند و بنابراین بیمار احتمالاً عفونت با HIV1+2 را دارد.

پس از دوباره آزمایش کردن به صورت دوتایی، نمونه‌های با مقادیر نزدیک به مقدار Cut-off باید با احتیاط تفسیر شوند و به عنوان نمونه منطه بینابین، یا در زمان انجام آزمایش غیر قابل تفسیر<sup>۱۸</sup> در نظر گرفته شوند.

Non-repeatable positive . ۱۷  
Non-interpretable . ۱۸

## ◀ ویژگی‌های عملکردی

مطالعه انجام شده برای ارزیابی کیت anti-HIV 1+2ELISA پادیب طب توسط Alkmaar هلند بین ماه‌های آوریل تا نوامبر ۲۰۰۵ ویژگی‌های عملکردی کیت anti-HIV1+2ELISA پادیب طب را به این صورت نشان داد، ویژگی تشخیص کیت وقتی در کل نمونه‌های منفی (۵۴۷۱) بررسی شد ۹۹/۸۵٪ بود. ویژگی وقتی فقط در اهداکنندگان انتخاب نشده<sup>۱۹</sup> (اهداکنندگان تصادفی)<sup>۲۰</sup> و (بار اول) بررسی شد ۹۹/۹۲٪ (با حدود اطمینان ۹۵٪ بین ۹۹/۸۴٪ تا ۱۰۰٪) بود.

منفی (A/C.O.<1)		مثبت (A/C.O.≥ 1)		تعداد آزمایش انجام شده	پانل
%	تعداد	%	تعداد		
۹۹/۹۲	۲۶۵۲	۰/۰۸	۲	۲۶۵۴	اهداکننده سرم تصادفی
۹۹/۹۳	۱۳۹۹	۰/۰۷	۱	۱۴۰۰	اهداکننده پلاسما تصادفی
۹۹/۹۰	۹۸۸	۰/۱۰	۱	۹۸۹	اهداکننده بار اول
۹۹/۹۲	۵۰۳۹	۰/۰۸	۴	۵۰۴۳	کل

همه پانل‌های نمونه‌های آنتی بادی مثبت تایید شده HIV-1، HIV-1، ساب تایپ O و HIV-2 که در این مطالعه استفاده شدند در آزمایش با کیت anti-HIV1+2ELISA پادیب طب هم دارای واکنش بودند که حساسیت تشخیصی ۱۰۰٪ بدست آمد.

۳۲ پانل seroconversion دارای ۲۱ نمونه آزمایش شد. ۱۳ نمونه از دو پانل PRB917 و PRB918 گروه بندی نشدند زیرا اطلاعات شناسایی آنتی ژن یا RNA که برای گروه بندی لازم است وجود ندارد. ۴۱ نمونه به عنوان منفی گروه بندی شدند. RNA و یا آنتی ژن منفی، ۶۱ نمونه به عنوان early- seroconversion گروه بندی شدند. ۹۵ نمونه به عنوان seroconversion گروه بندی شدند.

همچنین نتایج آزمایش نشان می‌دهد که کیت anti-HIV1+2ELISA پادیب طب در مقایسه با بیشتر کیت‌های رایج دارای نشان CE موجود در بازار از کیفیت خوبی برخوردار است.

Unselected donors . ۱۹  
Random donors . ۲۰

حساسیت آنالیتیک با پانل‌های PeliCheck anti-HIV ارزیابی شد. حساسیت آنالیتیک کیت anti-HIV1+2ELISA پادیاپ طب در رقت‌های استاندارد PeliCheck anti-HIV با آزمایش‌های دیگر anti-HIV قابل مقایسه بود.

ویژگی آنالیتیک نتایج آزمایش anti-HIV1+2 ELISA پادیاپ طب بر روی نمونه‌هایی از بیماران بستری شده و نمونه‌های خونی که بالقوه واکنش‌های متقاطع ایجاد می‌کنند.

منفی (A/C.O.<1)		مثبت (A/C.O.≥1)		تعداد آزمایش انجام شده	نوع نمونه
تعداد	%	تعداد	%		
۲۹۲	۹۸/۶۵	۴	۱/۳۵	۲۹۶	منونوکلئوزیس
۱۰۱	۱۰۰	۰	۰	۱۰۱	خانم‌های باردار +RF
۱۷	۱۰۰	۰	۰	۱۷	Anti-TPO
۵	۱۰۰	۰	۰	۵	Anti-smooth Muscle
۴	۱۰۰	۰	۰	۴	سطح IgG افزایش یافته
۴۲۴	۹۹/۰۷	۴	۰/۹۳	۴۲۸	کل

**+** در مطالعه جداگانه‌ای نتایج ویژگی به صورت زیر به دست آمد:  
با اجرای روش آزمایش دو مرحله‌ای امکان اثر هوک در غلظت‌های بالای آنتی بادی رفع<sup>۲</sup> شد.

برای بررسی تداخل در اثر جمع آوری و نگهداری نمونه، نمونه‌های مثبت/منفی فریز شده آزمایش شده‌اند. ویژگی‌های عملکردی کیت anti-HIV1+2ELISA پادیاپ طب برای حداقل سه دور فریز / آب شدن تحت تأثیر قرار نگرفت.

نمونه‌هایی از بیماران با عفونت هیپاتیت A,B,C و نیز نمونه‌هایی از بیماران با عفونت تریونما پالیدوم آزمایش شدند و واکنش متقاطعی مشاهده نشد.

۲۵ نمونه تازه سرم مثبت آزمایش شده در INSTITUTE FOR TROPICAL MEDICINE بلژیک با کیت anti-HIV1+2ELISA پادیاپ طب آزمایش شده‌اند. همه ۲۵ نمونه تازه سرم مثبت با کیت anti-HIV1+2ELISA پادیاپ طب مثبت شده‌اند.

**+ صحت<sup>۲۲</sup>:** جدول‌های زیر نتایج حساسیت آنالیتیک و تکرارپذیری کیت anti-HIV1+2ELISA پادیاپ طب را نشان می‌دهد که با آزمایش کردن کنترل سری آزمایش<sup>۲۳</sup> PliSpyMulti-Marker و نیز با نمونه کنترل کیفیت پادیاپ طب در هر پلیت بدست آمد - رقت ۱:۲۰۴۸ از استاندارد anti-HIV در این نمونه PeliSpy در همه پلیت‌ها در هر سری آزمایش که استفاده شده، شناسایی شد. نمونه کنترل کیفیت پادیاپ طب همیشه در همه پلیت‌ها شناسایی شد.

نتایج PeliSpyMulti-Marker						
سنجش شده		Percentiles		میانگین	تعداد	رقت
حداقل	حداکثر	۹۵	۵			
۱/۷۰	۴/۹۶	۴/۳۹	۱/۷۶	۳/۰۸	۸۰	۱:۲۰۴۸

نتایج نمونه کنترل کیفیت پادیاپ طب						
سنجش شده		Percentiles		میانگین	تعداد	رقت
حداقل	حداکثر	۹۵	۵			
۴/۳۷	۱۰/۸۹	۱۰/۱۰	۵/۳۲	۷/۷۱	۱۶۰	

## ◀ محدودیت‌ها

**1- نتایج مثبت باید با روش در دسترس دیگر تایید و با در نظر گرفتن اطلاعات بالینی بیمار تفسیر شوند.**

۲۲. Accuracy  
۲۳. Run Control

**2-** ممکن است در مرحله اول بیماری و در برخی افراد با سیستم ایمنی سرکوب شده آنتی‌بادی‌ها قابل شناسایی نباشند. بنابراین، نتایج منفی به دست آمده با کیت anti-HIV1+2ELISA پادیاپ طب فقط نشانه این است که نمونه دارای آنتی‌بادی‌های anti-HIV1+2ELISA در سطح قابل شناسایی نیست و نباید هر نتیجه منفی به عنوان گواه قطعی بر عدم ابتلا فرد به عفونت HIV1+2 در نظر گرفته شود.

**3-** اگر پس از دوباره آزمایش کردن نمونه‌های دارای واکنش اولیه، نتایج آزمایش منفی باشند، این نمونه‌ها باید به عنوان تکرار ناپذیر (مثبت کاذب) در نظر گرفته شوند و به عنوان منفی تفسیر گردند. همچون بسیاری از آزمایش‌های الیزای خیلی حساس، نتایج مثبت کاذب می‌تواند به دلایل مختلف رخ دهد، که نه در همه موارد ولی بیشتر مربوط به ناکافی بودن مرحله شستشو است. برای اطلاع بیشتر راجع به رفع مشکلات الیزای پادیاپ طب، لطفاً به راهنمای الیزاها و رفع مشکلات پادیاپ طب مراجعه فرمایید، یا برای مساعدت بیشتر با پشتیبان فنی پادیاپ طب تماس بگیرید.

**4-** رایج‌ترین اشتباهات در آزمایش عبارتند از: استفاده از کیت‌های تاریخ گذشته، روش‌های شستشوی نادرست، معرف‌های آلوده شده، اشکال در مراحل روش آزمایش، ناکافی بودن آسپیراسیون هنگام شستشو، اشکال در افزودن نمونه‌ها یا معرف‌ها، درست کار نکردن با تجهیزات آزمایشگاهی، خطا در زمان بندی، استفاده از نمونه‌های با همولیز شدید یا نمونه‌های دارای فیبرین، نمونه‌های سرمی از لخته ناکامل.

**5-** شیوع مارکر بر ارزش‌های پیشگویی آزمایش اثر خواهد داشت.

**6-** این کیت را برای آزمایش کردن پلاسما مخلوط نمی‌توان مورد استفاده قرار داد. کیت anti-HIV1+2ELISA پادیاپ طب فقط با نمونه‌های انفرادی سرم پلاسما ارزیابی شده است.

**7-** کیت anti-HIV1+2ELISA پادیاپ طب یک آزمایش کیفی است و نتایج را نمی‌توان برای سنجش غلظت آنتی‌بادی‌های مورد استفاده قرار داد. این آزمایش نمی‌تواند عفونت با HIV-1 و HIV-2 را از هم تفکیک کند.

## ◀ مراجع

1-Barre-Sinoussi,Fetal, (1984) solution of f T-lymphotropic retrovirus a patient at risk for acquired immunodeficiency syndrome (AIDS), Science, 220:8638-871.

2-Barbe, fetal, (1994) Early detection of anti bodies to HIV-1 by a third generation enzyme immunoassay. Ann Biol. Clin (Paris), 52:341-345.

3-Constantine, N., T. etal (1993) Serologic test for the retroviruses: approaching a decade of evolution. AIDS, 7:1-13 Gnann JW et al (1987) Scienc; 237: 1346-1349.

4-AIDTM anti-HIV1+2ELISA Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co. (China), REF. WI-4396, V.2014-02 (Eng.), June13,2014, Revision 9.

## ◀ خلاصه محتویات اصلی کیت

از این خلاصه فقط به عنوان اشاره‌ای به محتویات کیت استفاده کنید و هنگام انجام آزمایش همیشه از صفحه مربوط به روش پیروی نمایید.

**+ توجه:** محتویات هر کیت با محتویات شماره ساخت‌های دیگر قابل تعویض نیست.

یک عدد	Microwell Plate	پلیت	۱
۱×۱ ml	Negative Control	کنترل منفی	۲
۱×۱ ml	Positive Control-1	کنترل مثبت (HIV-1)	۳
۱×۱ ml	Positive Control-2	کنترل مثبت (HIV-2)	۴
۱×۱۲ ml	HRP-Conjugate	HRP کنژوگه	۵
۲×۲۵ ml	Wash Buffer	بافر شستشو	۶
۱×۶ ml	Chromogen Solution A	محلول رنگزای A	۷
۱×۶ ml	Chromogen Solution B	محلول رنگزای B	۸
۱×۶ ml	Stop Solution	محلول متوقف‌کننده واکنش	۹

## ◀ خلاصه روش آزمایش

از این خلاصه فقط به عنوان اشاره‌ای به عنوان آزمایش استفاده کنید و هنگام انجام آزمایش همیشه از صفحه مشروح همراه با جزئیات روش پیروی نمایید.

افزودن نمونه‌ها	۱۰۰ میکرولیتر
انکوبه کردن	۳۰ دقیقه - ۳۷ درجه
شستشو	۵ بار - ۳۰ تا ۶۰ ثانیه Soak Time
افزودن HRP - کتروگه	۱۰۰ میکرولیتر
انکوبه کردن	۳۰ دقیقه - ۳۷ درجه
شستشو	۵ بار - ۳۰ تا ۶۰ ثانیه Soak Time
ایجاد رنگ	۵۰ میکرولیتر A + ۵۰ میکرولیتر B
انکوبه کردن	۱۵ دقیقه - ۳۷ درجه
توقف واکنش	۵۰ میکرولیتر محلول متوقف کننده واکنش
خواندن جذب	۴۵۰ نانومتر یا ۶۳۰ / ۴۵۰ نانومتر

مثالی از طرح توزیع کردن کنترل‌ها / نمونه‌ها

	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲
A	بلانک											
B	منفی											
C	منفی											
D	منفی											
E	مثبت - ۱											
F	مثبت - ۲											
G	نمونه ۱											
H	نمونه ۲											

www.padyabteb.com



### دفتر فروش و خدمات پس از فروش:

تهران . خیابان شهید بهشتی . خیابان بخارست (احمد فصیر) . کوچه ۶ . پلاک ۵ . واحد ۵  
تلفن فروش: ۸ - ۳۷۷۷۵۵۳۱ (۰۲۶) داخلی ۱۶۰ خدمات پس از فروش: ۰۹۱۲۹۴۰۹۱۲۴

### کارخانه:

شهرک صنعتی اشتهارد . بلوار ابوریحان بیرونی . بلوار غزالی غربی . خیابان لادن ۲  
تلفن: ۸ - ۳۷۷۷۵۵۳۱ (۰۲۶) فکس: ۳۷۷۷۵۵۲۹ (۰۲۶)



eztest  
ELISA Kits