

www.padyabteb.com

eztest
ELISA Kits

Prolactin (PRL)
Fertility ELISA Kits

REF: PT-EPR-203

IVD

◀ مقدمه

پرولاکتین (PRL) یک هورمون پلی پپتیدی با وزن مولکولی ۲۳۰۰۰ دالتون است که توسط سلول‌های لاکتوتروپ هیپوفیز قدامی سنتز و ترشح می‌شود. ساخت و ترشح پرولاکتین توسط هورمون‌های هیپوتالاموسی هورمون‌ها رها کننده تیروتروپین (TRH) که در تولید پرولاکتین نقش تحریکی دارند و دوپامین به عنوان یک مهارکننده عمل می‌کند، تنظیم می‌گردد.

پرولاکتین در پلاسما مردان و زنان طبیعی و برخی از مایعات بدن نظیر مایع مغزی نخاعی، منی و مایع آمنیوتیک وجود دارد. عملکرد فیزیولوژیک اصلی پرولاکتین در زنان تکامل غدد پستانی، تحریک رشد پستان و تولید شیر در زنان باردار است. در سه ماهه سوم بارداری غلظت پرولاکتین بطور قابل توجهی افزایش می‌یابد و بعد از زایمان تا پایان شیردهی نوزاد در سطح بالا باقی می‌ماند. سطوح پایه پرولاکتین در بالغین نشانگر نوسانات شبانه روزی قابل ملاحظه‌ای است. در طی این چرخه، تیترهای بالاتر این هورمون در طی ساعات خواب و مقادیر پائین‌تر در زمان بیداری یافت می‌شود. تست پرولاکتین در بررسی موارد بالینی از جمله نازیایی یا سو، عملکرد محور هیپوتالاموس-هیوفیز بسیار مفید است. همچنین سطوح بالای پرولاکتین با گالاکتوره (جریان خودبخودی شیر از پستان) و آمنوره (فقدان عادت ماهیانه) همراه است. در غیاب بارداری، هیپرپرولاکتینمیا، گالاکتوره و آمنوره نشانه وجود یک فرایند پاتولوژیک است. شایع‌ترین علت این علائم تومورهای تولیدکننده پرولاکتین هیپوفیز می‌باشد.

◀ اساس روش اندازه‌گیری

این تست به کمک آنتی بادی مونوکلونال اختصاصی به روش ساندویچی طراحی شده است. بدین صورت که یک آنزیم مونوکلونال Anti PRL برای تثبیت بر روی فاز جامد و یک آنتی بادی Anti – PRL دیگر برای کوئروکاسیون با آنزیم HRP مورد استفاده قرار گرفته است. با افزودن نمونه سرم مولکول PRL به طور همزمان با دو آنتی بادی فوق واکنش داده و بین آنتی بادی متصل به فاز جامد و آنتی بادی کوئروکاسیون شده با آنزیم ساندویچ می‌گردد.

پس از گذشت زمان انکوباسیون (۴۵ دقیقه) در دمای اتاق و شستشو چاهک‌ها توسط محلول شستشو دهنده و اضافه کردن محلول سوبسترا و محلول رنگزا و انکوباسیون به مدت ۱۵ دقیقه رنگ آبی ظاهر می‌گردد. با اضافه کردن محلول متوقف کننده رنگ آبی به زرد تبدیل می‌شود. شدت رنگ در طول موج ۴۵۰ نانومتر اندازه گیری می‌گردد.

شدت رنگ رابطه مستقیم با غلظت PRL در نمونه دارد.

◀ محتویات کیت

| ردیف | نام محصول | حجم / تعداد |
|------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1 | پلیت پوشانده شده با آنتی بادی مونوکلونال Anti-PRL (Anti PRL Coated plate) | 1X96 test |
| 2 | محلول آنزیم کوئروکاسیون آماده مصرف (PRL Enzyme conjugate) | 1X12 ml |
| 3 | استاندارد در غلظت 0.0 ng/ml (Cal PRL 0.0 ng/ml) | 1X0.5 ml |
| | استاندارد در غلظت 5 ng/ml (Cal PRL 5 ng/ml) | 1X0.5 ml |
| | استاندارد در غلظت 10 ng/ml (Cal PRL 10 ng/ml) | 1X0.5 ml |
| | استاندارد در غلظت 25 ng/ml (Cal PRL 25 ng/ml) | 1X0.5 ml |
| | استاندارد در غلظت 50 ng/ml (Cal PRL 50 ng/ml) | 1X0.5 ml |
| 4 | استاندارد در غلظت 100 ng/ml (Cal PRL 100 ng/ml) | 1X0.5 ml |
| | بافر شستشوی غلیظ 20X (Wash Buffer) | 1X30 ml |
| 5 | محلول سوبسترا – رنگزا آماده مصرف (Chrom Substrate) | 1X11 ml |
| 6 | محلول متوقف‌کننده (اسیدکلریدریک-یکترمال) (Stop Solution) | 1X6 ml |
| 7 | سرم کنترل به همراه نگهدارنده (Control serum) | 1X0.5 ml |
| 8 | برچسب مخصوص پلیت | ۱ عدد |

+ محلول شستشو، رنگزا و متوقف‌کننده در همه کیت‌ها مشترک می‌باشند.

+ استانداردها در بافر حاوی نگهدارنده هستند که در مقابل استاندارد IS 500/84WHO کالیبر شده‌اند.

◀ مواد و وسایل مورد نیاز که در کیت موجود نمی‌باشند

- 1- سمپلرهای ۰،۲، ۰،۵ و ۱۰۰ میکرولیتری
- 2- آب مقطر
- 3- دستگاه الیزا ریدر دارای فیلتر ۰،۴۵ نانومتری و در صورت امکان ۰،۶۳ نانومتری به عنوان فیلتر رفرنس
- 4- کاغذ جاذب رطوبت

◀ نگهداری کیت

- 1- کیت در یخچال در دمای °C ۸- تا ۲- نگهداری شود.
- 2- میکروپلیت‌ها باید در کیسه در بسته به همراه نمگیر نگهداری شود.
- 3- مدت زمان پایداری کیت تا پایان تاریخ انقضا (یکسال از زمان تولید) نوشته شده بر روی برچسب کیت می‌باشد.
- 4- کیت باز شده حداقل به مدت ۲ ماه در دمای °C ۸- تا ۲- پایدار خواهد بود.
- 5- محلول شستشوی رقیق شده به نسبت ۱ به ۲۰ به مدت یک هفته در دمای °C ۸- تا ۲- قابل نگهداری و مصرف می‌باشد.

◀ جمع آوری و آماده سازی نمونه


پس از جداسازی سرم از نمونه خون بیمار، نمونه را می‌توان به مدت ۴۸ ساعت در دمای °C ۸- تا ۲- نگهداری نمود. جهت نگهداری طولانی‌تر، نمونه‌ها باید در دمای °C ۲۰- نگهداری شوند. نمونه‌های ذوب شده باید قبل از آزمایش مخلوط شوند. بهتر است ترجیحاً از نمونه‌های با کدورت بالا، همولیز و لیپمیک استفاده نشود. در ضمن باید از فریز و ذوب مکرر نمونه‌ها (Freeze-Thaw) اجتناب گردد.

◀ نکات قابل توجه


- 1- کیت فقط جهت استفاده در آزمایشگاه تشخیصی کاربرد دارد.
 - 2- استفاده از نوک سمپلر یک بار مصرف برای هر نمونه جهت دقت و صحت بیشتر.
 - 3- شستشو چاهک‌ها به صورت کامل جهت نتیجه بهتر.
 - بررسی چاهک‌ها از نظر وجود حباب.
 - خارج کردن حباب از چاهک‌ها با زدن ضربه آهسته به پلیت.
 - 4- عدم ترکیب اجزا: کیت با سری ساخت متفاوت.
 - 5- جلوگیری از تعویض درب معرف‌ها.
 - 6- جلوگیری از تماس معرف به ویژه معرف حاوی اسیدکلریدریک با پوست (در صورت تماس با آب کافی شستشو داده شود).
 - 7- از استعمال دخانیات، خوردن و آشامیدن اجتناب شود.
 - 8- از پی‌پت کردن مواد با دهان پرهیز شود.
 - 9- از دستکش و کلاه مناسب استفاده شود.
- + جهت ساخت برخی از اجزای این کیت از سرم انسانی که از نظر HIV، HbsAg، HCV منفی می‌باشد، استفاده شده است.

◀ روش انجام آزمایش

- 1- انتخاب تعداد چاهک‌های کوت شده برای استانداردها، کنترل و نمونه‌های بیمار بصورت دوتایی و قرار دادن مابقی چاهک‌ها در کیسه مخصوص به همراه نمگیر و بستن درب آن.
- 2- $200 \mu\text{l}$ استانداردها، کنترل و نمونه‌ها به چاهک‌ها اضافه نمایید.



- 3- $100 \mu\text{l}$ آنزیم کوئز و گه HRP به تمام چاهک‌ها اضافه نمایید.



- 4- پلیت را به مدت ۳۰ ثانیه به آرامی تکان دهید و سپس درب چاهک‌ها را با برچسب مخصوص پلیت پوشانده و ۴۵ دقیقه در دمای اتاق انکوبه کنید.
- 5- محتویات چاهک‌ها را خالی کنید و چاهک‌ها را ۵ بار با $350 \mu\text{l}$ میکروولیتزر بافر شستشوی آماده شستشو دهید. سپس چاهک‌ها را وارونه کنید و همراه با تکان دادن خالی کنید و در انتهای شستشو با ضربات ملایم بر روی کاغذ جذب تمامی مایع موجود در چاهک‌ها را تخلیه نمایید.

◀ آماده سازی معرف‌ها

- 1- همه معرف‌ها باید قبل از استفاده به دمای اتاق ($25-18$ درجه سانتی گراد) برسند.
- 2- تهیه محلول شستشو: برای تهیه محلول شستشوی آماده مصرف، یک حجم از بافر شستشو غلیظ (20X) را با 19 حجم آب مقطر رقیق نمایید.

◀ نکته‌های مهم

- 1- توصیه می‌شود که بیشتر از ۳۲ چاهک در هر ران کاری استفاده نشود. اگر پلیت به صورت دستی انجام می‌گیرد، پلیت کردن همه استانداردها، نمونه‌ها و کنترل‌ها باید در ۵ دقیقه تمام شود. برای پلیت کردن کل پلیت ۹۶ تستی باید از دستگاه اتوماتیک استفاده شود.
 - 2- فرایند شستشو خیلی مهم است. شستشوی ناکافی باعث کاهش دقت و افزایش کاذب جذب می‌شود.
- در مواردی که مقدار PRL نمونه بیش از 100 ng/ml باشد، نمونه را با استاندارد صفر رقیق نموده و سپس آزمایش را تکرار کنید.


محاسبه نتایج

1- با استفاده از میانگین جذب نوری استاندارد‌ها (محور Y) و غلظت مشخص آنها (محور X) بر روی کاغذ میلی‌متری، منحنی استاندارد را رسم کنید.


2- میانگین جذب نوری برای هر نمونه را بدست آورده و روی محور Y جای آنرا پیدا کنید. سپس نقطه مذکور را توسط خطی به منحنی وصل کنید. از نقطه بدست آمده خطی عمود بر محور X وارد کنید تا نقطه تلاقی که نشان دهنده غلظت نمونه است، بدست آید.



6- ۱۰۰ μl از سوپسترای آماده مصرف به تمام چاهک‌ها اضافه کنید و به مدت ۱۵ دقیقه در دمای اتاق و تاریکی انکوبه کنید.




7- ۵۰ μl از محلول متوقف کننده به همه چاهک‌ها اضافه کنید. سپس جذب نوری هر چاهک را در طول موج ۴۵۰ نانومتر با دستگاه الیزا ریدر قرائت کنید (در صورت امکان از طول موج ۶۳۰ نانومتر به عنوان فیلتر رفرانس استفاده کنید). سنجش جذب نوری باید حداکثر تا ۱۵ دقیقه پس از انجام آزمایش انجام شود.



راهنمای محاسبه

مقادیر جذب نوری ارائه شده در جدول ذیل تنها به عنوان راهنمایی آورده شده است و هر آزمایشگاهی باید برای هر بار آزمایش یک منحنی استاندارد جدید بدست آورد.



| ردیف | مقدار استاندارد (ng/ml) | جذب |
|------|-------------------------|-------|
| ۱ | ۰ | ۰/۰۲۹ |
| ۲ | ۵ | ۰/۱۷۷ |
| ۳ | ۱۰ | ۰/۲۹۵ |
| ۴ | ۲۵ | ۰/۸۴ |
| ۵ | ۵۰ | ۱/۵۸ |
| ۶ | ۱۰۰ | ۲/۷ |

مقادیر طبیعی

دلیل اختلافات سنی، نژادی و رژیم تغذیه، نمی‌توان برای تمام جمعیت‌ها محدوده مرجع تعیین کرد. بنابراین هر آزمایشگاه باید محدوده مرجع خود را گزارش نماید. مقادیر طبیعی در سرم افراد نرمل که توسط آزمایشات مکرر به روش الیزا بدست آمده است به قرار زیر می‌باشد:

| | |
|--------------------|----------------|
| مردان | ۱/۸-۲۱/۴ ng/ml |
| زنان قبل از یائسگی | ۴/۶-۲۹/۵ ng/ml |
| زنان بعد از یائسگی | ۱/۵-۱۸/۵ ng/ml |

خصوصیات کیت

1- حساسیت آنالیتیکال (حد تشخیص):

برای تعیین حد تشخیص ۲۰ مرتبه استاندارد صفر آزمایش شد. حد تشخیص از ۲ انحراف معیار (SD) بالاتر از میانگین جذب در غلظت صفر بدست آمد. حد تشخیص برای این کیت ۰/۵ng/ml بدست آمد.

2- دقت:

برای محاسبه میزان دقت در یک روز (درون سنجی) و روزهای مختلف، (میان سنجی) آزمایش بر روی ۳ نمونه سرم ۲۰ بار تکرار شد که ضریب تغییرات به شرح ذیل است.

4- خطی بودن:

سه نمونه مختلف سرمی با استاندارد صفر به نسبت‌های ۱:۲، ۱:۴، ۱:۸ و ۱:۱۶ رقیق شدند. سپس غلظت PRL در آنها با استفاده از کیت محاسبه شد که نتایج ذیل بدست آمد.

| درصد بازیابی | | | غلظت اولیه (ng/ml) | نمونه سرمی |
|--------------|-----|-----|--------------------|------------|
| ۱:۸ | ۱:۴ | ۱:۲ | | |
| ۱۰۲ | ۹۷ | ۹۶ | ۱۲ | ۱ |
| ۱۰۴ | ۱۰۶ | ۹۷ | ۳۶ | ۲ |
| ۱۰۴ | ۱۰۴ | ۱۰۳ | ۶۹ | ۳ |

5- اثر هوک:

در این کیت، اثر هوک تا غلظت ۲۰۰۰ ng/ml دیده نشد.

3- ویژگی:

آنتی بادی‌های مونوکلونال مورد استفاده در این آزمایش برای hFSH, hTSH, hLH به ترتیب ۰/۰۴، ۰/۱۳، ۰/۱۷ درصد بدست آمد. این مطالعه با اضافه کردن این پروتئین‌ها به استاندارد دوبلیکیت و دو سری کاری تعیین گردید.

| درصد تداخل | غلظت | نوع ماده |
|------------|------------|----------|
| ۰/۱۳ | ۵۰۰ μU/ml | hTSH |
| ۰/۱۷ | ۵۰۰ mLU/ml | hLH |
| ۰/۰۴ | ۵۰۰ mIU/ml | hFSH |

| دقت درون سنجی | | | | |
|--------------------|--------------|-----------------|-------------|-----------|
| ضریب تغییرات (%CV) | انحراف معیار | میانگین (ng/ml) | دفعات تکرار | نمونه سرم |
| ۵/۰۵ | ۰/۲ | ۴/۰۱ | ۲۰ | ۱ |
| ۹/۷۴ | ۱/۲۳ | ۱۲/۶۴ | ۲۰ | ۲ |
| ۵/۰۸ | ۲/۹۱ | ۵۷/۳۵ | ۲۰ | ۳ |

| دقت میان سنجی | | | | |
|--------------------|--------------|-----------------|-------------|-----------|
| ضریب تغییرات (%CV) | انحراف معیار | میانگین (ng/ml) | دفعات تکرار | نمونه سرم |
| ۷/۸۱ | ۰/۴ | ۵/۲۴ | ۲۰ | ۱ |
| ۹/۰۷ | ۱/۲ | ۱۴/۰۸ | ۲۰ | ۲ |
| ۷/۴۰ | ۵/۱ | ۶۹/۹۲ | ۲۰ | ۳ |

پاره‌ای نکات علمی در خصوص رفع مشکلات احتمالی در کیت‌های الایزا :

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • تست را با دستگاه کالیبر شده بخوانید. • طول موج خوانش نامناسب (۴۰۵ نانومتر بجای ۴۵۰ نانومتر) • طول موج دستگاه را دوباره چک کنید. | <p>طول موج خوانش نامناسب (۴۰۵ نانومتر بجای ۴۵۰ نانومتر)</p> | |
| <p>تکرار تست با مواد همان کیت</p> | <p>استفاده از مواد سایر کیت‌ها</p> | <p>عدم تولید رنگ در چاهک‌ها</p> |
| <p>تکرار تست</p> | <p>انجام نشدن مرحله‌ای از تست</p> | |
| <p>تکرار تست با محلول کونتر وگه جدید</p> | <p>آلودگی محلول کونتر وگه با سدیم آزاید</p> | |
| <p>از سری استاندارد جدید استفاده کنید</p> | <p>آلودگی استانداردها</p> | <p>صحیح نبودن نمودار</p> |

| راه حل | علت مشکل | <p>پایین بودن OD استانداردها و نمونه‌ها</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <p>تکرار تست با کونتر وگه جدید</p> | <p>افت و یا آلودگی کونتر وگه</p> | |
| <p>• دمای آزمایشگاه و تایمر را چک کرده و تست را تکرار کنید. • قبل از شروع آزمایش کیت و نمونه بیماران به دمای اتاق برسد.</p> | <p>پایین بودن دما و یا کوتاه بودن زمان انکوباسیون، به دما نرسیدن محلول‌های کیت و نمونه بیماران</p> | |
| <p>• PH آب مقطر را چک کنید و تست را با Wash Buffer جدید تکرار کنید. • پس از شستشوی کامل و تخلیه چاهک‌ها بلافاصله تست را ادامه دهید.</p> | <p>PH نامناسب و یا غلظت بالای Wash Buffer، شستشوی نامناسب و یا خشک شدن چاهک‌ها</p> | |
| <p>• پس از باز کردن کیت تاریخ را ثبت کنید و به تاریخ انقضا توجه کنید. • پس از هر بار مصرف پلیت را با چسب بپوشانید و کیت را در یخچال نگهداری کنید.</p> | <p>نگهداری نامناسب کیت و عدم رعایت زنجیره سرد</p> | |

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|
| تکرار تست با استانداردهای جدید | آلودگی استاندارد صفر | بال بودن رنگ زمینه، بالا بودن OD |
| استفاده از محلول رنگزا جدید | آلودگی محلول رنگزا | |
| <ul style="list-style-type: none"> عدم آلودگی آب مقطر با موادی مانند وایتکس را چک کنید و تست را با Wash Buffer جدید تکرار کنید. تمام سوزن‌های دستگاه و اشرف را چک کنید. | آلودگی و یا غلظت پایین Wash Buffer، شستشوی نامناسب | |
| <ul style="list-style-type: none"> تست را با دستگاه کالیبر شده بخوانید. طول موج دستگاه را دوباره چک کنید. از فیلتر ۰.۲۳ میکرون به عنوان فیلتر رفرنس استفاده کنید. | طول موج نامناسب در خوانش | |

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> استفاده از نوک سمپلر یکبار مصرف. از سمپلرهای تک کاناله یا چند کاناله کالیبر شده استفاده کنید. توجه کنید نوک سمپلر محکم به سمپلر متصل باشد. توجه کنید در هنگام پی‌پتینگ حباب وارد نوک سمپلر نشود. | پی‌پتینگ نامناسب | صبح نبودن نمودار |
| <p>PH آب مقطر را چک کنید و تست را با Wash Buffer جدید تکرار کنید.</p> | PH نامناسب و یا غلظت بالای Wash Buffer | |
| <p>پس از شستشوی کامل و تخلیه چاهک‌ها بلافاصله تست را ادامه دهید.</p> | شستشوی نامناسب و یا خشک شدن چاهک‌ها | |

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <p>فاصله زمانی بین اضافه کردن استانداردها و نمونه نباید بیشتر از ۱۰ دقیقه باشد. در این صورت نتایج قابل اعتماد نیست.</p> | <p>طولانی شدن زمان انجام تست</p> | عدم تکرار پذیری مناسب |
| <p>• پس از باز کردن کیت تاریخ را ثبت کنید و به تاریخ انقضا توجه کنید. • پس از هر بار مصرف پلیت را با چسب بپوشانید و کیت را در یخچال نگهداری کنید.</p> | <p>نگهداری نامناسب کیت و عدم رعایت زنجیره سرد</p> | |
| <p>پیپتینگ صحیح و شستشوی مناسب، پس از شستشوی کامل و تخلیه چاهکها بلافاصله تست را ادامه دهید.</p> | <p>باقی ماندن کوثر و گه در لبه چاهکها و عدم شستشوی مناسب و یا خشک شدن چاهکها.</p> | |
| <p>در حین انکوباسیون و بعد از Stop کردن واکنش توجه کنید حباب در چاهکها نباشد.</p> | <p>وجود حباب در چاهکها</p> | |
| <p>کف چاهکها را با دستمال نرم و مرطوب، تمیز کنید.</p> | <p>کثیف بودن کف چاهکها</p> | |
| <p>قبل از استفاده از ویال محلولها را به آرامی تکان دهید.</p> | <p>مخلوط نشدن محلولهای کیت</p> | |

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| <p>تکرار تست با محلول Stop جدید</p> | <p>آلودگی محلول Stop</p> | عدم تکرار پذیری مناسب |
| <p>بلافاصله بعد از Stop کردن تست، یا حداکثر تا ۱۵ دقیقه پلیت را بخوانید.</p> | <p>ایجاد وقفه در خوانش</p> | |
| <p>• استفاده از نوک سمپلر یکبار مصرف • از سمپلرهای تک کاناله یا چند کاناله کالیبر شده استفاده کنید. • توجه کنید نوک سمپلر محکم به سمپلر متصل باشد. • توجه کنید در هنگام پیپتینگ حباب وارد نشود. • توجه کنید جداره خارجی نوک سمپلر حاوی محلول نباشد. • کالیبراسیون و تمیز کردن ادواری سمپلرها.</p> | <p>پیپتینگ نامناسب</p> | |

« خلاصه روش آزمایش

| نمونه‌ها | استانداردها | معرفها |
|----------|-------------|-------------|
| - | ۲۰ μl | استانداردها |
| ۲۰ μl | - | نمونه‌ها |
| ۱۰۰ μl | ۱۰۰ μl | کوثر و گه |

در دمای اتاق به مدت ۴۵ دقیقه انکوبه نمایید.

۵ بار با ۱۰۰ μl محلول بافر شستشو رقیق شستشو دهید و با دقت محتویات را خالی کنید.

| | | |
|--------|--------|-------------|
| ۱۰۰ μl | ۱۰۰ μl | محلول رنگزا |
|--------|--------|-------------|

به مدت ۱۵ دقیقه در دمای اتاق در تاریکی انکوبه نمایید.

| | | |
|-------|-------|-------------------|
| ۵۰ μl | ۵۰ μl | محلول متوقف کننده |
|-------|-------|-------------------|

جذب نوری هر چاهک در طول موج ۴۵۰ nm و فیلتر فرانس ۶۳۰ nm قرانت شود.



دفتر فروش و خدمات پس از فروش:

تهران . ۲۴ متری سعادت آباد . خیابان یکم شرقی . خیابان شب بوشرقی . پلاک ۱۷
طبقه دوم . واحد ۸ . تلفن: ۴۲۰۸۷۳۰۰ (۰۲۱) . خدمات پس از فروش: ۰۹۱۲۹۴۰۹۱۲۴

کارخانه:

شهرک صنعتی اشتهارد . بلوار ابوریحان بیرونی . بلوار غزالی غربی . خیابان لادن ۲
تلفن: ۳۷۷۷۵۵۳۱ – ۸ (۰۲۱) . فکس: ۳۷۷۷۵۵۲۹ (۰۲۱)

