

www.padyabteb.com

eztest
ELISA Kits

TSH
Thyroid ELISA Kits

REF: PT-ETS-103

IVD

◀ مقدمه

هورمون محرک تیروئید (TSH) توسط سلول‌های قدامی هیپوفیز ترشح می‌شود. این هورمون از دو زنجیره آلفا و بتا که توسط اتصالات غیر کووالانسی بهم متصل شده‌اند، تشکیل شده است. ساختمان زنجیره آلفا شبیه هورمون‌های گلیکوپروتئینی (LH، FSH و HCG) می‌باشد. ویژگی بیولوژیکی مولکول TSH توسط زنجیره بتا مشخص می‌شود. وظیفه اصلی TSH رشد غده تیروئید، تحریک و کنترل ترشح هورمون‌های تیروکسین (T4) و تری‌یودتیرونین (T3) است. ساخت TSH توسط هورمون رهاکننده تیروتروپین (TRH) که خود توسط هیپوتالاموس تولید می‌شود تنظیم می‌گردد. غلظت TSH و TRH در خون رابطه معکوسی با غلظت هورمون‌های تیروئیدی T3 و T4 دارد. بطوریکه غلظت بالای T3 و T4 در خون با کاهش رهایی از هیپوتالاموس و به دنبال آن کاهش رهایی TSH از هیپوفیز قدامی همراه می‌گردد. با کاهش غلظت هورمون‌های تیروئید این عمل معکوس خواهد شد. این فرایند به‌عنوان یک مکانیسم باز خورد منفی و مسئول حفظ غلظت مناسب این هورمون‌ها در خون شناخته شده است. تعیین غلظت سرمی یا پلاسمایی هورمون محرک تیروئید (TSH) یا تیروتروپین) به عنوان یک روش حساس در تشخیص پرکاری تیروئید اولیه و ثانویه شناخته شده است.

سطح سرمی بالای TSH در هیپوتیروئیدی اولیه به علت ناکارایی تیروئید و هیپرتیروئیدی ثانویه به علت ناکارایی هیپوفیز و همچنین سطح سرمی پایین TSH در هیپرتیروئیدی اولیه و هیپرتیروئیدی ثانویه به علت آنومالی‌های هیپوفیز و یا هیپوتالاموس دیده می‌شود.

« اساس روش اندازه‌گیری

در این تست الایزا، کیت به روش ساندویچی و با استفاده از آنتی‌بادی مونوکلونال اختصاصی بر علیه یکی از شاخص‌های آنتی‌ژنیک مولکول TSH تهیه شده است. به این شکل که یک آنتی‌بادی مونوکلونال TSH برای تثبیت بر روی فاز جامد و یک آنتی‌بادی TSH دیگر برای کوثر و گاسیون با آنزیم (HRP) مورد استفاده قرار گرفته است.

پس از اضافه شدن نمونه سرم بیمارها مولکول TSH با آنتی‌بادی مونوکلونال TSH و آنتی‌بادی TSH واکنش داده و بین آنتی‌بادی متصل به فاز جامد و آنتی‌بادی کثر و گاسیون شده با آنزیم ساندویچی می‌گردد. مقدار کمپلکس ایمنی تشکیل شده در چاهک‌ها با غلظت TSH در نمونه متناسب است.

پس از گذشت زمان انکوباسیون (۴۵ دقیقه) در دمای اتاق و شستشو چاهک‌ها توسط محلول شستشو دهنده و اضافه کردن محلول رنگزا و انکوباسیون به مدت ۱۵ دقیقه رنگ آبی ظاهر می‌گردد. با اضافه کردن محلول متوقف کننده رنگ آبی به زرد تبدیل می‌شود. شدت رنگ در طول موج ۴۵۰ نانومتر اندازه‌گیری می‌گردد.

شدت رنگ با غلظت TSH در نمونه سرم رابطه مستقیم دارد.

محتویات کیت

ردیف	نام محصول	حجم/تعداد
1	پلیت پوشانده شده با آنتی بادی مونوکلونال Anti-TSH (Anti TSH Coated plate)	1X96 test
2	محلول آنزیم کوئز وگه آماده مصرف (TSH Enzyme conjugate)	1X6 ml
3	استاندارد در غلظت 0.0 $\mu\text{U/ml}$	1X1 ml
	استاندارد در غلظت 0.5 $\mu\text{U/ml}$	1X1 ml
	استاندارد در غلظت 2.5 $\mu\text{U/ml}$	1X1 ml
	استاندارد در غلظت 5 $\mu\text{U/ml}$	1X1 ml
	استاندارد در غلظت 10 $\mu\text{U/ml}$	1X1 ml
4	استاندارد در غلظت 20 $\mu\text{U/ml}$	1X1 ml
	استاندارد در غلظت 40 $\mu\text{U/ml}$	1X1 ml
	بافر شستشوی غلیظ 20X (Wash Buffer)	1X30ml
5	محلول سوبسترا - رنگزا (Chrom Substrate)	1X11ml
6	محلول متوقف کننده (Stop Solution)	1X6ml
7	سرم کنترل به همراه نگهدارنده (Control serum)	1X1ml
8	برچسب مخصوص پلیت	۱ عدد

+ محلول شستشو، رنگزا و متوقف کننده در همه کیت‌ها مشترک می‌باشند.

+ استانداردها در بافر حاوی نگهدارنده می‌باشند که در مقابل استاندارد 80/550second-irP-WHO کالیبر شده‌اند.

◀ مواد و وسایل مورد نیاز که در کیت موجود نمی‌باشند

- 1- سمپلرهای ۵۰، ۱۰۰ میکرولیتری
- 2- آب مقطر
- 3- دستگاه الیزا ریدر
- 4- کاغذ جاذب رطوبت

◀ نگهداری کیت

- 1- کیت در یخچال در دمای $^{\circ}\text{C}$ ۸-۲ نگهداری شود.
- 2- میکروپلیت‌ها باید در کیسه در بسته به همراه نمگیر نگهداری شود.
- 3- مدت زمان پایداری کیت تا پایان تاریخ انقضا (یکسال از زمان تولید) نوشته شده بر روی برچسب کیت می‌باشد.
- 4- کیت باز شده حداقل به مدت ۲ ماه در دمای $^{\circ}\text{C}$ ۸-۲ پایدار خواهد بود.
- 5- محلول شستشوی رقیق شده به نسبت ۱ به ۲۰ به مدت یک هفته در دمای $^{\circ}\text{C}$ ۸-۲ قابل نگهداری و مصرف می‌باشد.

◀ جمع آوری و آماده سازی نمونه

پس از جداسازی سرم از نمونه خون بیمار، نمونه را می‌توان به مدت ۴۸ ساعت در درمای $8-2^{\circ}\text{C}$ نگهداری نمود. جهت نگهداری طولانی‌تر، نمونه‌ها باید در دمای 20°C نگهداری شوند. نمونه‌های ذوب شده باید قبل از آزمایش مخلوط شوند. بهتر است ترجیحاً از نمونه‌های با کدورت بالا، همولیز و لیپمیک استفاده نشود. در ضمن باید از فریز و ذوب مکرر نمونه‌ها (Freeze-Thaw) اجتناب گردد.

◀ نکات قابل توجه

- 1- کیت فقط جهت استفاده در آزمایشگاه تشخیصی کاربرد دارد.
 - 2- استفاده از سر سمپلر یک بار مصرف برای هر نمونه جهت دقت و صحت بیشتر.
 - 3- شستشو چاهک‌ها به صورت کامل جهت نتیجه بهتر.
 - بررسی چاهک‌ها از نظر وجود حباب.
 - خارج کردن حباب از چاهک‌ها با زدن ضربه آهسته به پلیت.
 - 4- عدم ترکیب اجزاء کیت با سری ساخت متفاوت.
 - 5- جلوگیری از تعویض درب معرف‌ها.
 - 6- جلوگیری از تماس معرف به ویژه معرف متوقف کننده واکنش با پوست (در صورت تماس با آب کافی شستشو داده شود).
 - 7- از استعمال دخانیات، خوردن و آشامیدن اجتناب شود.
 - 8- از پیپت کردن مواد با دهان پرهیز شود.
 - 9- از دستکش و لباس مناسب استفاده شود.
- + جهت ساخت برخی از اجزای این کیت از سرم انسانی که از نظر HIV، HbsAg، HCV منفی می‌باشد، استفاده شده است.

« آماده سازی معرفها

- 1- همه معرفها باید قبل از استفاده به دمای اتاق (۳۰-۱۸ درجه سانتی گراد) برسند.
- 2- تهیه محلول شستشو: برای تهیه محلول شستشوی آماده مصرف، یک حجم از بافر شستشو غلیظ (20X) را با ۱۹ حجم آب مقطر رقیق نمایید.


« نکته‌های مهم

- 1- توصیه می‌شود که بیشتر از ۳۲ چاهک در هر ران کاری استفاده نشود. اگر پیپت به صورت دستی انجام می‌گیرد، پیپت کردن همه استانداردها، نمونه‌ها، کنترل‌ها باید در ۵ دقیقه تمام شود. برای پیپت کردن کل پلیت ۹۶ تستی باید از دستگاه اتوماتیک استفاده شود.
- 2- فرایند شستشو خیلی مهم است. شستشوی ناکافی باعث کاهش دقت و افزایش کاذب جذب می‌شود.
- 3- در مواردی که مقدار TSH نمونه بیش از ۴۰ μIU/ml باشد نمونه را با استاندارد صفر رقیق و سپس آزمایش را تکرار کنید.


◀ روش انجام آزمایش

1- انتخاب تعداد چاهک‌های کوت شده برای استانداردها، کنترل و نمونه‌های بیمار بصورت دوتایی و قرار دادن مابقی چاهک‌ها در کیسه مخصوص به همراه نمگیر و بستن درب آن.

2- ۵۰۰ μl استانداردها، سرم کنترل و نمونه‌ها به چاهک‌ها اضافه نمایید.



3- ۵۰۰ μl آنزیم کوثر و گه HRP به تمام چاهک‌ها اضافه نمایید.




4- پلیت را به مدت ۳۰ ثانیه به آرامی تکان دهید و سپس درب چاهک‌ها را با برچسب مخصوص پلیت پوشانده و ۴۵ دقیقه در دمای اتاق انکوبه کنید.


5- محتویات چاهک‌ها را خالی کنید و چاهک‌ها را ۵ بار با ۳۵۰ میکرولیتر بافر شستشوی آماده شستشو دهید. سپس چاهک‌ها را وارونه کنید و همراه با تکان دادن خالی کنید و در انتهای شستشو با ضربات ملایم بر روی کاغذ جذب تمامی مایع موجود در چاهک‌ها را تخلیه نمایید.



6- ۱۰۰ μl از سوپسترای آماده مصرف به تمام چاهک‌ها اضافه کنید و به مدت ۱۵ دقیقه در دمای اتاق و تاریکی انکوبه کنید.



7- ۵۰ μl از محلول متوقف کننده به همه چاهک‌ها اضافه کنید. سپس جذب نوری هر چاهک را در طول موج ۴۵۰ نانومتر با دستگاه الایزا ریدر قرانت کنید. سنجش جذب نوری باید حداکثر تا ۱۵ دقیقه پس از انجام آزمایش انجام شود.




◀ محاسبه نتایج

1- با استفاده از میانگین جذب نوری استانداردها (محور Y) و غلظت مشخص آنها (محور X) بر روی کاغذ میلی متری، منحنی استاندارد رسم کنید.

2- میانگین جذب نوری برای هر نمونه را بدست آورده و روی محور Y جای آنرا پیدا کنید. سپس نقطه مذکور را توسط خطی به منحنی وصل کنید. از نقطه بدست آمده خطی عمود بر محور X وارد کنید تا نقطه تلاقی که نشان دهنده غلظت نمونه است، بدست آید.

« راهنمای محاسبه

مقادیر جذب نوری ارائه شده در جدول ذیل تنها به عنوان راهنمایی آورده شده است و هر آزمایشگاهی باید برای هر بار آزمایش یک منحنی استاندارد جدید بدست آورد.



جذب	مقدار استاندارد (μIU/ml)	ردیف
0/025	0	1
0/072	0/5	2
0/21	2/5	3
0/43	5	4
0/8	10	5
1/4	20	6
2/45	40	7

◀ مقادیر طبیعی

بدلیل اختلافات سنی، نژادی و رژیم تغذیه، نمی‌توان برای تمام جمعیت‌ها محدوده مرجع تعیین کرد. بنابراین هر آزمایشگاه باید محدوده مرجع خود را گزارش نماید. مقادیر طبیعی در سرم افراد نرمال که توسط آزمایشات مکرر به روش الیزا بدست آمده است به قرار زیر می‌باشد:

محدوده طبیعی: $0.35 - 5.3 \mu\text{U/ml}$

◀ خصوصیات کیت

1- حساسیت آنالیتیکال (حد تشخیص):

برای تعیین حد تشخیص ۲۰ مرتبه استاندارد صفر آزمایش شد. حد تشخیص از ۲ انحراف معیار (SD) بالاتر از میانگین جذب در غلظت صفر بدست آمد. حد تشخیص برای این کیت $0.05 \mu\text{U/ml}$ بدست آمد.

2- دقت:

برای محاسبه میزان دقت در یک روز (درون سنجی) و روزهای مختلف، (میان سنجی) آزمایش بر روی ۳ نمونه سرم ۲۰ بار تکرار شد که ضریب تغییرات به شرح ذیل است.

دقت درون سنجی				
ضریب تغییرات (%CV)	انحراف معیار	میلگین ($\mu\text{IU/ml}$)	دفعات تکرار	نمونه سرم
۸/۲	۰/۰۶۵	۰/۷۹	۲۰	۱
۷/۵	۰/۲۷۴	۳/۷۲	۲۰	۲
۹/۶	۰/۶۹	۷/۱۷	۲۰	۳

دقت میان سنجی				
ضریب تغییرات (%CV)	انحراف معیار	میلگین ($\mu\text{IU/ml}$)	دفعات تکرار	نمونه سرم
۶/۶	۰/۰۵۴	۰/۸۲	۲۰	۱
۵/۲	۰/۱۸۸	۳/۶۳	۲۰	۲
۹/۶	۰/۶۵	۶/۸۲	۲۰	۳

3- ویژگی:

واکنش متقاطع TSH با هورمون‌های FSH، LH و hCG به وسیله اضافه کردن این هورمون‌ها به استاندارد صفر تعیین گردید.

درصد تداخل (%)	غلظت	نوع ماده
0.008	500 mIU/ml	FSH
0.009	500 mIU/ml	LH
0.001	25000 IU/L	HCG

4- خطی بودن:

سه نمونه مختلف سرمی با استاندارد صفر به نسبت‌های ۱:۲، ۱:۴، ۱:۸ و رقیق شدند. سپس غلظت TSH در آنها با استفاده از کیت محاسبه شد که نتایج ذیل بدست آمد.

Recovery %			غلظت اولیه ($\mu\text{U/ml}$)	نمونه سرمی
۱:۸	۱:۴	۱:۲		
۱۰۶	۱۰۱	۹۸	۱۲/۲	۱
۱۰۶	۱۰۵	۹۹	۲۰/۵	۲
۱۰۵	۱۰۳	۱۰۱	۳۳/۷	۳

5- اثر هوک:

در این کیت، اثر هوک تا غلظت $400 \mu\text{U/ml}$ دیده نشد.

+ References

1. Hopton M. R, et al Clinical Chemistry, 32, 691 (1986)
2. Caldwell, G. et al. Lancet, I, 1117, (1985)
3. Young, D. S, et al Clinical Chemistry 21, 3660 (1975)
4. Spencer, CA, et al Clinical Chemistry 41, 367 (1995)
5. Beck-Peccoz P, et al Eur. J. Endocrinol 131: 331-340 (1994)
6. Bravemann, L. E, Clinical Chemistry 42: 174-181 (1996)
7. کتاب جامع الایزا - دکتر ناصر ملک نیا.

پارهای نکات علمی در خصوص رفع مشکلات احتمالی در کیت‌های الیزا :

علت مشکل	راه حل
افت و یا آلودگی کوئزوگه	تکرار تست با کوئزوگه جدید
پایین بودن دما و یا کوتاه بودن زمان انکوباسیون، به دما نرسیدن محلول‌های کیت و نمونه بیمار آن	<ul style="list-style-type: none"> • دمای آزمایشگاه و تایمر را چک کرده و تست را تکرار کنید • قبل از شروع آزمایش کیت و نمونه بیمار آن به دمای اتاق برسد.
PH نامناسب و یا غلظت بالای Wash Buffer، شستشوی نامناسب و یا خشک شدن چاهک‌ها	<ul style="list-style-type: none"> • PH آب مقطر را چک کنید و تست را با Wash Buffer جدید تکرار کنید. • پس از شستشوی کامل و تخلیه چاهک‌ها بلافاصله تست را ادامه دهید.
نگهداری نامناسب کیت و عدم رعایت زنجیره سرد	<ul style="list-style-type: none"> • پس از باز کردن کیت تاریخ را ثبت کنید و به تاریخ انقضا توجه کنید. • پس از هر بار مصرف پلیت را با چسب بپوشانید و کیت را در یخچال نگهداری کنید.

پایین بودن OD استاندارد‌ها و نمونه‌ها

<ul style="list-style-type: none"> • تست را با دستگاه کالیبر شده بخوانید. • طول موج دستگاه را دوباره چک کنید. 	<p>طول موج خوانش نامناسب (۴۰۵ نانومتر بجای ۴۵۰ نانومتر)</p>	
<p>تکرار تست با مواد همان کیت</p>	<p>استفاده از مواد سایر کیتها</p>	<p>عدم تولید رنگ در چاهکها</p>
<p>تکرار تست</p>	<p>انجام نشدن مرحله‌ای از تست</p>	
<p>تکرار تست با محلول کوثر و گه جدید</p>	<p>آلودگی محلول کوثر و گه با سدیم آزاید</p>	
<p>از سری استاندارد جدید استفاده کنید</p>	<p>آلودگی استانداردها</p>	<p>صحیح نبودن نمودار</p>

<ul style="list-style-type: none"> • استفاده از نوک سمپلر یکبار مصرف. • از سمپلرهای تک کاناله یا چند کاناله کالیبر شده استفاده کنید. • توجه کنید نوک سمپلر محکم به سمپلر متصل باشد. • توجه کنید در هنگام پیپتینگ حباب وارد نوک سمپلر نشود. 	<p>پیپتینگ نامناسب</p>	<p>صحیح نبودن نمودار</p>
<p>PH آب مقطر را چک کنید و تست را با Wash Buffer جدید تکرار کنید.</p>	<p>PH نامناسب و یا غلظت بالای Wash Buffer</p>	
<p>پس از شستشوی کامل و تخلیه چاهکها بلافاصله تست را ادامه دهید.</p>	<p>شستشوی نامناسب و یا خشک شدن چاهکها</p>	

<p>تکرار تست با استانداردهای جدید</p>	<p>آلودگی استاندارد صفر</p>	<p>بالا بودن رنگ زمینه، بالا بودن OD</p>
<p>استفاده از محلول رنگزا جدید</p>	<p>آلودگی محلول رنگزا</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • عدم آلودگی آب مقطر با موادی مانند وایتکس را چک کنید و تست را با Wash Buffer جدید تکرار کنید. • تمام سوزن‌های دستگاه و اشر را چک کنید. 	<p>آلودگی و یا غلظت پایین Wash Buffer، شستشوی نامناسب</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • تست را با دستگاه کالیبر شده بخوانید. • طول موج دستگاه را دوباره چک کنید. • از فیلتر ۰۶۳۰ نانومتر به عنوان فیلتر فرانس استفاده کنید. 	<p>طول موج نامناسب در خوانش</p>	

<p>تکرار تست با محلول Stop جدید</p>	<p>آلودگی محلول Stop</p>	
<p>بلافاصله بعد از Stop کردن تست، یا حداکثر تا ۱۵ دقیقه پلیت را بخوانید.</p>	<p>ایجاد وقفه در خوانش</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • استفاده از نوک سمپلر یکبار مصرف • از سمپلرهای تک کاناله یا چند کاناله کالیبر شده استفاده کنید. • توجه کنید نوک سمپلر محکم به سمپلر متصل باشد. • توجه کنید در هنگام پیپتینگ حباب وارد نشود. • توجه کنید جداره خارجی نوک سمپلر حاوی محلول نباشد. • کالیبراسیون و تمیز کردن ادواری سمپلرها. 	<p>پیپتینگ نامناسب</p>	<p>عدم تکرار پذیری مناسب</p>

<p>فاصله زمانی بین اضافه کردن استانداردها و نمونه نباید بیشتر از ۱۰ دقیقه باشد. در این صورت نتایج قابل اعتماد نیست.</p>	<p>طولانی شدن زمان انجام تست</p>
<ul style="list-style-type: none"> • پس از باز کردن کیت تاریخ را ثبت کنید و به تاریخ انقضای توجه کنید. • پس از هر بار مصرف پلیت را با چسب بپوشانید و کیت را در یخچال نگهداری کنید. 	<p>نگهداری نامناسب کیت و عدم رعایت زنجیره سرد</p>
<p>پیپتینگ صحیح و شستشوی مناسب، پس از شستشوی کامل و تخلیه چاهک ها بلافاصله تست را ادامه دهید.</p>	<p>باقی ماندن کوثر و گه در لبه چاهکها و عدم شستشوی مناسب و یا خشک شدن چاهکها.</p>
<p>در حین انکوباسیون و بعد از Stop کردن واکنش توجه کنید حباب در چاهکها نباشد.</p>	<p>وجود حباب در چاهکها</p>
<p>کف چاهکها را با دستمال نرم و مرطوب، تمیز کنید.</p>	<p>کثیف بودن کف چاهکها</p>
<p>قبل از استفاده از ویال محلولها را به آرامی تکان دهید.</p>	<p>مخلوط نشدن محلولهای کیت</p>

عدم تکرار پذیری مناسب

« خلاصه روش آزمایش

نمونه‌ها	استانداردها	معرف‌ها
-	۵۰ μl	استانداردها
۵۰ μl	-	نمونه‌ها
۵۰ μl	۵۰ μl	کوئتر وگه

در دمای اتاق به مدت ۴۵ دقیقه انکوبه نمایید.

۵ بار با ۳۵۰ μl محلول بافر شستشو رقیق شده، شستشو دهید و با دقت محتویات را خالی کنید.

۱۰۰ μl	۱۰۰ μl	محلول رنگزا
--------	--------	-------------

به مدت ۱۵ دقیقه در دمای اتاق در تاریکی انکوبه نمایید.

۵۰ μl	۵۰ μl	محلول متوقف کننده
-------	-------	-------------------

جذب نوری هر چاهک در طول موج ۴۵۰ nm و فیلتر رفرانس ۶۳۰ nm قرائت شود.



دفتر فروش و خدمات پس از فروش:

تهران . خیابان ولیعصر (عج) . بالاتر از میدان ونک . خیابان عطار . ضلع جنوبی میدان عطار.
پلاک ۳۲ . طبقه دوم تلفن: ۸۸۶۴۹۰۷۶ (۰۲۱) خدمات پس از فروش: ۰۹۱۲۹۴۰۹۱۲۴

کارخانه:

شهرک صنعتی اشتهارد . بلوار ابوریحان بیرونی . بلوار غزالی غربی . خیابان لادن ۲
تلفن: ۸ - ۳۷۷۷۵۵۳۱ (۰۲۱) فکس: ۳۷۷۷۵۵۲۹ (۰۲۱)

